



Bio Clinic

FORNITURE DENTALI



Catalogo Conservativa 2026

Versione 2.0




	Pag.
Compositi Pasta	04
Compositi Flow	04
Super Colori	05
Trasparenti	05
Composito in Quarzo	06
Composito Camaleontico	07
Gengiva	08
Composito Provvisorio	09
Adesivi	10
Mordenzante	10
Cementi "ALL in ONE"	11
Fibra di Rinforzo	12
Kit Frese	13
Bioceramico	14-15
Idrossido di Calcio	15
E.D.T.A.	16
Endo Clor	16
HybenX	17
Strumenti Pro Flex N.H.A.	18-19



zhEfiro



Riproduzione dei colori facile e veloce



La composizione di questo sistema composito permette di realizzare tutti i tipi di restauri estetici.

La nuova matrice a base di Uretano Dimetacrilato è stata messa a punto con lo scopo preciso di ottenere un materiale altamente performante, capace anche in spessori limitati di replicare fedelmente i colori della scala Vita.



Bisfenolo Free

Per tutelare i nostri clienti e i loro pazienti, i compositi **ZHEPIRO** non contengono derivati BPA che sono ritenuti nocivi per l'organismo umano.

Sistema composito per restauri diretti estetici





Composito NanoFiller PASTA **Wzhefiro**

La composizione di questo sistema composito permette di realizzare tutti i tipi di restauri estetici. La nuova matrice a base di Uretano Dimetacrilato è stata messa a punto con lo scopo preciso di ottenere un materiale altamente performante, capace anche in spessori limitati di replicare fedelmente i colori della scala Vita.

Siringa da 4 gr. € 39,00

Disponibile in tutti i colori



Bisfenolo Free

Per tutelare i nostri clienti e i loro pazienti, i compositi non contengono derivati BPA che sono ritenuti nocivi per l'organismo umano.

Cosa puoi fare con ZHEFIRO

- Otturazioni denti anteriori
- Otturazioni denti posteriori
- Caratterizzazione di singoli denti per mascherare eventuali discromie
- Faccette
- Inlay / onlay
- Ricostruzioni incisali
- Rivestimenti occlusali

Composito NanoFiller FLOW **Wzhefiro**

La composizione di questo sistema composito permette di realizzare tutti i tipi di restauri estetici. La nuova matrice a base di Uretano Dimetacrilato è stata messa a punto con lo scopo preciso di ottenere un materiale altamente performante, capace anche in spessori limitati di replicare fedelmente i colori della scala Vita

Siringa da 3 gr. € 32,00

Disponibile in tutti i colori



Bisfenolo Free

Per tutelare i nostri clienti e i loro pazienti, i compositi non contengono derivati BPA che sono ritenuti nocivi per l'organismo umano.

Cosa puoi fare con ZHEFIRO

- Otturazioni denti anteriori
- Otturazioni denti posteriori
- Caratterizzazione di singoli denti per mascherare eventuali discromie
- Faccette
- Inlay / onlay
- Ricostruzioni incisali
- Rivestimenti occlusali



SUPER COLORI FLOW zhefiro

Siringa da 3 gr. € 32,00

Disponibile in 8 colori

Restauri personalizzati con effetti estetici naturali

Zhefiro Intensive é un composito fluido foto indurente indicato per la realizzazione di restauri diretti altamente estetici.

Le masse fluide intensive offrono all'utilizzatore più esigente la possibilità di imitare nel dettaglio i colori e le sfumature del dente naturale.

Vantaggi

Zhe-firo Intensive può essere applicato direttamente su denti naturali, su restauri in composito, resina o lavori realizzati in digitale.



TRASPARENTE zhefiro TRASPARENTE OPALESCENTE

Sistema composito nano ibrido per restauri diretti

- Strutture di ponti e corone,
- Sovrastrutture su impianti, lavori protesici in genere.
- Caratterizzazione di denti per protesi
- Corone e ponti totalmente rivestiti Lavori su attacchi
- Rivestimenti occlusali Inlay / onlay Faccette
- Provvisori a lungo termine



FLOW da 3 gr. € 32,00 trasparente/trasparente opalescente

PASTA da 4 gr. € 39,00 enamel LIGHT – MEDIUM – DARK – trasparente - trasparente opalescente



BioXhard.

special with fiber quartz

zhEfiro

FLOW da 3 gr. € 38,00 A2 – A3 – A3,5 – ROSA
 PASTA da 4 gr. € 48,00 A2 – A3 – A3,5 – ROSA

Bioxhard composito Rinforzato con fibra di quarzo

Bioxhard è un materiale innovativo con caratteristiche molto simili alla dentina naturale.

Utilizzato in combinazione con **ZEPHIRO FLOW** o **ZEPHIRO PASTA** garantisce otturazioni perfette, con una resistenza meccanica quasi doppia rispetto ai compositi tradizionali.

La fibra di quarzo contenuta al suo interno, previene la propagazione delle micro fratture che spesso si formano durante le fasi di masticazione.

Le fibre inoltre garantiscono, oltre all'adesione chimica tra i compositi anche una elevata ritenzione meccanica, garantendo una adesione perfetta con qualsiasi composito.



Bisfenolo Free

Per tutelare i nostri clienti e i loro pazienti, i compositi non contengono derivati BPA che sono ritenuti nocivi per l'organismo umano.

Indicazioni

SIMILE AL DENTE NATURALE

con una resistenza alla flessione di 135 Mpa. si avvicina moltissimo al valore di resistenza della flessione dei denti naturali.

ALTAMENTE RADIPACO

con una radipacità del 200%, permette con una semplice radiografia il controllo clinico di tutte le fasi pre e post intervento

ASSORBE I CARICHI

Con la sua resistenza alla compressione di 400 Mpa, BioXhard è in grado di offrire una resistenza ai carichi decisamente elevata


ESTETICA

La luce attraversa, senza ostacoli, le strutture realizzate in composito e fibra, rendendole estremamente naturali

BIOCOMPATIBILE

Bioxhard è BPA free, realizzato con resine composite da UDMA, offre al paziente il massimo della biocompatibilità e del comfort

Extra Hard
 light-curing
 composite





UNicolor

the perfect solution



FLOW da 3 gr. € 35,00
PASTA da 4 gr. € 42,00

Unicolor è il nuovo rivoluzionario composito **monocromatico** in grado di trasformarsi e adattarsi al colore del dente naturale, un solo prodotto capace di coprire tutti i colori della scala cromatica Vita.

Realizzato con l'utilizzo del nuovo filler sferico nano croma, capace di assorbire il colore del dente naturale replicandone perfettamente il croma.

La luce carica di colore che attraversa il dente naturale, viene assorbita da Unicolor e come per magia si trasforma in colore diventando così parte integrante del dente stesso.

Con Unicolor non è necessario utilizzare prodotti complementari, può essere impiegato per otturazioni sia nei settori anteriori che posteriori, con un risultato estetico ineguagliabile.

Unicolor

è tutto ciò che ti serve per un flusso di lavoro efficiente, rapido e dinamico per il restauro di tutte le classi cavitare.

ESTETICA

- risultati estetici sia nei settori anteriori che posteriori
- restauri dall'aspetto naturale nei settori anteriori
- estetica naturale nei settori posteriori
- facile lavorazione
- minima suscettibilità alla frattura grazie all'elevata resistenza alla flessione
- semplicità di diagnosi ai raggi X grazie all'elevata radiopacità

Composito moderno con il nuovo
filler sferico nano croma

 zhEfiro





ZHEFIRO GENGIVA

zhefiro

FLOW da 3 gr. € 32,00

PASTA da 4 gr. € 39,00

Con le masse Gengiva si possono riprodurre con semplicità, aree gengivali di elevata estetica. Le masse Gengiva indipendenti dal sistema cromatico sono disponibili in diverse tonalità di colore. Le gradazioni di colore spaziano dal colore rosa chiaro fino al viola, per poter imitare facilmente la gengiva naturale.

Le masse Gengiva sono combinabili fra di loro, disponibili nei colori : **WHITE LIGHT MEDIUM DARK EXTRADARK**



Caratteristiche;

Elevata stabilità

Basso attecchimento di placca

Effetto estetico Naturale

Resistenza all'abrasione

Eccellente lucidabilità



A completamento, possono essere utilizzati anche i super colori Intensivi per caratterizzazioni interne e superficiali.

Indicazioni;


- Imitazione della gengiva naturale
- Copertura di colletti dentali lunghi in costruzioni di ponti e corone
- Chiusura di ampi spazi interdentali
- Modellazione di aree con interessamento gengivale in strutture Implantari
- Sovrastrutture protesiche di vario genere
- Caratterizzazioni di protesi mobili.





GUMflex

Wzhefiro



GumFlex è un composito Nano Ibrido specifico per otturazioni provvisorie di ogni tipo

Grazie alla praticità d'uso di questo nuovo prodotto, la procedura di otturazione è semplice e veloce

questo materiale permette una sigillatura temporanea efficace e sicura, evita infiltrazioni di ogni genere e preserva le cavità fino al momento dell'otturazione definitiva.

Dopo l'otturazione Gumflex rimane elastico, può essere rimosso senza problemi anche dopo un lungo periodo.

n°03 Siringhe da 3 gr. Giallo o blu € 38,00

Perfetto nella tecnica Inlay-Onlay, non occorre rimuoverlo con una fresa, così facendo la cavità rimane inalterata nel tempo.

Trattamenti provvisori di cavità Inlay - Onlay
Copertura di Brackets ortodontici
Otturazione provvisoria di qualsiasi genere

- Sigillatura di Viti implantari
- Fissaggio di lavori provvisori

Fluida e semplice da applicare.
Si adatta perfettamente a qualsiasi cavità
Chiusura marginale perfetta e duratura nel tempo
Risparmio di tempo grazie alla possibilità di foto polimerizzarlo

- Resistente
- Economico
- Si può fresare e lucidare



MICRO BOND

Flacone da 5 ml. € 79,00

ADESIVO MONOCOMPONENTE
FOTOPOLIMERIZZABILE SELF ETCHING
DI ULTIMA GENERAZIONE

Semplice ed efficiente

Micro Bond è un adesivo dentale monocomponente fotopolimerizzabile che combina mordenzatura, primer e bonding in un unico flacone

Micro Bond è un adesivo dentale che aderisce alla dentina e allo smalto formando dei legami stabili e duraturi nel tempo

Un adesivo universale progettato per essere completamente compatibile con materiali fotopolimerizzabili



zhEfiro

OliEtch BOND

Light-curing self-etching adhesive

Flacone da 5 ml. € 79,00

Adesivo mono-componente di VII° generazione

Creato pensando alla semplificazione massima della procedura, mantenendo una qualità perfetta.

Compatibile con tutti materiali compositi, fotopolimerizzanti, attualmente disponibili.

- auto-mordenzante - bond di 7° generazione
- UNO strato - ZERO sbagli
- Forza: smalto 24MPa - dentina 22MPa



AXIA ETCH

N°02 siringhe da 2,5 gr. + 6 punte per applicazione € 21,90

N°01 siringa da 12 gr. + 20 punte per applicazione € 27,90

N°01 JUMBO da 60 gr. + 20 punte per applicazione
+ 3 siringhe vuote da 3 gr. cad. € 59,90

Acido ortofosforico al 37% di colore blu. La sua tissotropicità permette un preciso posizionamento. Facile da rimuovere grazie all'assenza di granuli di silice.





MICRO flowcore zhefiro

SIRINGA da 10 gr. € 78,00



5 caratteristiche:

DUAL CURE FLOWABLE MICRO FLOWCORE CEMENTO

Sistema Semplice ed efficiente

Adesione ottimale al tessuto dentale in abbinamento con l'adesivo di nuova generazione Micro Bond. Connessione perfetta con i sistemi di ricostruzione protesica come perni in fibra e metallici, ponti e corone.

Estetica perfetta

Perfetto per la cementazione di inlay, onlay, faccette, e per tutti i lavori estetici in genere, grazie ad un effetto cromatico naturale ed una stabilità del colore nel tempo.

Facile rimozione delle eccedenze

Nella sua fase di pre polimerizzazione iniziale è veramente facile da rimuovere, garantendo così superfici perfettamente pulite.

Resistente

Micro Flow Core mostra una elevata resistenza alle micro fratture (320MPa) grazie all'elevato contenuto di riempitivo costituito da silice pirogenica e vetro.

Ottima Radio opacità

L'elevata radio opacità di Micro flowcore rende più semplice rilevare eventuali eccedenze.

Total C-Ram

Cemento per fissaggio, automordenzante ed autoadesivo "all in one»

Vantaggi:

- "All in one": mordenzante, primer, adesivo e cemento.
- Eccezionale forza legante: su smalto 20 MPa, su dentina 15 MPa.
- Eccezionale forza legante su zirconia > 12 MPa.
- Polimerizzazione duale (foto o autopolimerizzazione).
- Nessuna sensibilità post-operatoria.
- Pellicola estremamente fine (10 µm).
- Insolubile nei fluidi orali.

Indicazioni:

- Autoadesivo allo smalto, al metallo, alla ceramica, alla porcellana, allo zirconio, ed ai compositi.
- Per cementazione di corone, ponti, perni, inlay, onlay e faccette.
- Per la ricostruzione di monconi.



SIRINGA da 8 gr. € 59,00



MICRO STRIP

Con il nuovo sistema la fibra è già pronta per l'uso, occorre solamente metterla in posizione e fotopolimerizzarla. In pochi secondi si possono ottenere rinforzi altamente performanti e perfettamente realizzati




immagine microscopio 50X




rinforzi della nuova linea, impregnati di Composito Flow, hanno una resistenza decisamente più elevata dei normali rinforzi trattati solo con l'adesivo, il composito penetra in profondità ed impregna in modo uniforme la fibra di vetro

vantaggi

La maggior parte dei sistemi simili presenti sul mercato utilizzano come impregnante per la fibra di vetro solamente l'adesivo foto polimerizzabile, quindi in fase di utilizzo il dentista o il tecnico devono aggiungere grandi quantità di composito per poter terminare il lavoro

Cosa puoi fare

- Splintaggi Ortodontici
- Applicazioni cliniche
- Mantenitori di spazi
- Stabilizzazione di denti mobili
- Trattamenti post trauma
- Maryland Bridge, provvisori
- Ponti. elementi singoli o provvisori
- Splintaggio di denti superiori ed inferiori



Conf. da n°04 pz.
Misure : 2 – 3 – 4 – 5 mm
€ 79,00 cad.



KIT PER PREPARAZIONI PROTESICHE VERTICALI ED ORIZZONTALI KIT n°16 FRESE DIAMANTATE

REF. TK - 314

Typ	L mm	3.0	3.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	8.0	8.0	6.0	6.0
	1/10 mm	014	014	014	014	014	014	014	014	014	014	014	014	014	014	014
FG																
iso 314... 534		379		859		850		882		879		886		837		861
iso 314... 514			379		859		850		882		879		886		837	861



€ 79,00

KIT PER LUCIDATURA DI COMPOSITI KIT n°16 FRESE DIAMANTATE

REF. TK - 315

Typ	L mm	8.0	8.0	8.0	8.0	12.0	12.0	4.5	4.5	8.0	8.0			4.5	4.5	4.0	4.0
	1/10 mm	014	014	010	010	016	016	018	018	014	014	014	014	023	023	010	010
FG																	
iso 314...		858		862		864		368		837		801		379		889	
iso 314...			858		862		864		368		837		801		379		889



€ 74,00

KIT PER PREPARAZIONI PROTESICHE VERTICALI ED ORIZZONTALI KIT n°12 FRESE DIAMANTATE

REF. TK - 316

REF. TK - 316



Typ	Lmm	3.0	3.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	
	 1/10 mm	014	014	014	014	014	014	014	014	014	014	014	
FG													
iso 314... 534		379		859		850		882		879		886	
iso 314... 514			379		859		850		882		879		886



€ 69,00

FRESE TAGLIACORONE JET CASTORO - SybronEndo



Conf. 5 pz.
€ 24,90



1931



2057



1970



1957



1958



FILL ROOTST

Sigillante canalare bioceramico premiscelato. Cemento idraulico flow a base di alluminosilicato di calcio

APPLICAZIONI

- Canali lunghi
- Canali curvi
- Anatomie complesse
- Rittrattamenti

OTTIMA FLUIDITÀ

TECNICA A FREDDO

NOVITA'



CARATTERISTICHE

- Generazione di idrossido di calcio
- Sigillatura aderente tridimensionale
- Generazione di idrossiapatite
- Legame chimico alla gutta-percha e alla dentina
- Setting time: lavoro (25 min.) - totale (2,5 ore)
- Nessuna contrazione
- Attivazione in campo umido
- Resistenza 100 MPa

VANTAGGI

- Pronto all'uso
- Pasta premiscelata iniettabile monocomponente
- Alluminosilicato di calcio ad alto grado di incontaminazione
- Privo di resina
- Privo di eugenolo
- Antibatterico (pH 12)
- Radiopaco

€ 139,00

PACKAGING

- 2 g x 1 syringe
- 15 tips - Ga Ø 0.18 - 0.25

REMAKE ROOT^{HT}

Sigillante canalare bioceramico premiscelato. Cemento idraulico flow a base di alluminosilicato di calcio

APPLICAZIONI

- Canali lunghi
- Canali curvi
- Anatomie complesse
- Rittrattamenti
- Canali radicolari laterali

MASSIMA FLUIDITÀ

TECNICA A CALDO

NOVITA'



CARATTERISTICHE

- Generazione di idrossido di calcio
- Sigillatura aderente tridimensionale
- Generazione di idrossiapatite
- Legame chimico alla gutta-percha e alla dentina
- Setting time: lavoro (25 min.) - totale (2,5 ore)
- Nessuna contrazione
- Attivazione in campo umido
- Resistenza 100 MPa

VANTAGGI

- Pronto all'uso
- Pasta premiscelata iniettabile monocomponente
- Alluminosilicato di calcio ad alto grado di incontaminazione
- Privo di resina
- Privo di eugenolo
- Antibatterico (pH 12)
- Radiopaco

€ 164,00

PACKAGING

- 2 g x 1 syringe
- 15 tips - Ga Ø 0.18 - 0.25



WELL ROOT^{PT}

Putty bioceramico premiscelato

PACKAGING

- Well Root^{PT}: 0,25 g x 10 compules
- Well Root^{PT} Small: 0,25 g x 2 compules

CARATTERISTICHE

- Putty premiscelato
- Riempito solo in pasta
- Setting time di lavorazione: 5 ± 2 min
- Setting time di indurimento: 45 ± 5
- Elevata resistenza alla compressione
- Effetti antibatterici da pH alcalino
- Eccellente stabilità del colore nel tempo
- Radiopaco
- Idrofilo (washout ideale)
- Packaging in capsule anti spreco



- Perforazioni del pavimento camerale
- Incappucciamento della polpa
- Apicectomia
- Riparazione canalare
- Apical Plug
- Reimpianti ed Autotraspianti

CANAL PAST

Idrossido di calcio

APPLICAZIONI

- Apeficazione
- Trattamenti canali infetti
- Medicazioni canalari
- Incappucciamento di polpa
- Disinfezione dopo asportazione di polpa
- Pulpotomia vitale



VANTAGGI

- Ottima fluidità
- Efficacia sui tessuti molli
- Si applica direttamente nel canale mediante i puntali flessibili

CARATTERISTICHE

- Idrosolubile (a base acquosa)
- Azione batteriostatica
- Consistenza cremosa

PACKAGING

- 2 g x 1 syringe
- 10 tips - Ga Ø 0.18 - 0.25



CREAFILL PREP

Crema EDTA per preparazioni canalari

CARATTERISTICHE

- Azione antibatterica e decalcificante
- Proprietà chelante
- Contiene perossido di urea

VANTAGGI

- Riduce gli stress durante i trattamenti canalari
- Rimuove sostanze organiche
- Favorisce la penetrazione di farmaci



€ 38,00

APPLICAZIONI

- Irrigante nelle terapie endodontiche
- Pulizia e modellazione del canale

PACKAGING

- Kit**
- 3x5 g syringes
 - Tips

CANAL PREP

E.D.T.A. acido etilendiamminotetracetico

VANTAGGI

- Riduce gli stress durante i trattamenti canalari
- Rimuove sostanze organiche
- Favorisce la penetrazione di farmaci
- Crea effervescenza se abbinato all'ipoclorito



€ 38,00

CARATTERISTICHE

- Azione antibatterica e decalcificante
- Proprietà chelante
- Contiene perossido di urea

APPLICAZIONI

- Lubrificante nelle terapie endodontiche
- Pulizia e modellazione del canale

PACKAGING

- 6 g x 3 syringes
- 20 tips - Ga Ø 0.18

ENDO CLOR

Soluzione ad uso odontoiatrico per lavaggi canalari

APPLICAZIONI

- Detersione dei canali
- Lubrificazione (primo accesso)

VANTAGGI

- Ottimo solvente di residui organici
- pronto all'uso

CARATTERISTICHE

- Soluzione pronta all'uso a base di ipoclorito di sodio al 5,25% in cloro attivo
- Antiaggregante (se utilizzato con EDTA con perossido di urea) Distrugge il tessuto pulpare
- Elevata capacità di dissoluzione della componente organica grazie all'elevata concentrazione (5,25%) ad elevato pH
- Elevate attività antimicrobiche anche per Enterococcus Fa- e calis



PACKAGING

250 ml x 1 glass bottle

€ 13,00



Il biofilm è un'aggregazione complessa di microrganismi racchiusi in un involucro acquoso (matrice) altamente resistente. In esso le cellule batteriche libere si attaccano le une alle altre e si ancorano a una superficie solida. Questo stato ne modifica il comportamento grazie ad un complesso meccanismo di comunicazione chimica che induce le stesse cellule ad un cambiamento fenotipico dalla condizione planctonica (libera) allo stato sessile (aggregato). Secondo il CDC (Centers for Disease Control and Prevention) di Atlanta l'80% delle infezioni batteriche è causato da biofilm. Dopo questa prima fase di ancoraggio, se la colonia batterica formatasi non viene immediatamente rimossa dalla superficie, essa si attaccherà più stabilmente attraverso specifiche molecole di adesione cellulare (pili).

Decontaminazione sottogengivale

HYBENX è un decontaminante altamente efficace per tutti i tipi di procedure parodontali. Nel trattamento della perimplantite e della parodontite e durante il lavoro endodontico, l'utilizzo di HYBENX prima e dopo ogni procedura meccanica vi aiuterà a ottenere l'ambiente di trattamento più igienico possibile.

HYBENX rimuoverà efficacemente batteri e mediatori infiammatori, allenterà il biofilm dalle superfici dei denti e aiuterà in uno sbrigliamento clinico più approfondito.

Decontaminazione sopragengivale

HYBENX può aiutare nella rimozione di calcoli e macchie ostinati. HYBENX disidrata e coagula il biofilm, facilitandone la rimozione con la strumentazione. HYBENX uccide inoltre efficacemente i batteri al contatto, garantendo un ambiente igienico in cui lavorare, rendendo il tuo lavoro più pulito e più semplice.

Negli ultimi anni, la farmacologia sta spostando i propri obiettivi focalizzando la ricerca antimicrobica/batterica verso la distruzione del biofilm batterico piuttosto che l'azione diretta contro i microbi.

Hybenx®, un materiale in forma di gel, è in grado di denaturare la matrice del biofilm attraverso una potente azione essiccante. L'essiccazione del biofilm è dovuta alla rapida sottrazione di acqua dalla matrice da parte degli acidi solfonici o solforici.

Questa azione chimica facilita la rimozione meccanica del tartaro e della placca batterica permettendo la completa eliminazione dei batteri.

HybenX contiene composti fenolici solfonati e acido solforico in soluzione acquosa.

HybenX è un dispositivo medico di Classe 1.

HybenX utilizza la caratteristica igroscopica dello zolfo presente in soluzione per assorbire rapidamente ed efficacemente l'acqua contenuta nel biofilm

HYBENX è un prodotto ideale per :

- MUCOSITI
- PERIMPLANTITI
- AFTE
- TASCHE PARADONTALI
- TRATTAMENTI CANALARI
- EFFETTO CICATRIZZANTE



€ 95,00

DISPONIBILE IN :

- Confezione da n°2 siringhe liquido da 1 ml cad.
- Confezione da n°2 siringhe gel da 1 ml cad.








PRO FLEX N.H.A.

Strumenti canalari meccanici

CONTROL
MEMORY



SEZIONE TRANGOLARE TRASVERSALE



LAMA PRECISA E TAGLIENTE

Pro Flex NHA è una sistemica progettata con una sezione trasversale triangolare e un trattamento termico proprietario che ne conferisce un eccellente controllo della memoria e una flessibilità per curve fino a 90°, adattandosi anche alle anatomie canalari più complesse. La tecnologia utilizzata nel trattamento di attivazione termica del Pro Flex NHA e il rivestimento con nanoparticelle assicurano agli strumenti una **flessibilità del 70% in più e una resistenza alla fatica ciclica fino a 3 volte superiore** rispetto a un qualsiasi strumento trattato termicamente.

NOVITA'

Blister 6 pz. € 59,00


- Velocità di rotazione 150÷350 (300) Rpm
- Anello colorato sul manico
- Torque 2,5 N/cm
- Lunghezze disponibili: 21 - 25 - 31 mm





PRO FLEX N.H.A.

Strumenti canalari meccanici di **ULTIMA GENERAZIONE**



**PRODOTTO
UNICO SUL
MERCATO!**

Blister 6 pz. € 59,00

La sistematica di Pro Flex NHA inaugura una nuova era nel trattamento dei canali radicolari, distinguendosi per la sua facilità di utilizzo. Questa sistematica, rende i trattamenti notevolmente più semplici, rispettando l'anatomia del canale radicolare evitando la formazione di sporgenze, l'indebolimento o la perforazione con una precisione senza precedenti. Creati e sviluppati in esclusiva, gli strumenti Pro Flex NHA offrono ai professionisti un'alternativa intuitiva e affidabile rispetto agli strumenti canalari tradizionali, assicurando nel contempo un trattamento conservativo di eccellenza.

X-RAYS



BEFORE

Evidenza radiografica della patologia del canale radicolare.



AFTER

Radiografia del canale radicolare perfettamente trattato e sigillato grazie alla precisione degli strumenti Pro Flex NHA.

PRO FLEX NHA									
	Ø%		N/cm	RPM	21 mm	25 mm	31 mmC	ross-section	Match gutta point
R	20	10	2,5	350	17 mm REF: 144900550				-
○ 016	15	2-6	2,5	300	144900551	144900561	144900571		-
● D1	20	4	2,5	150-350	144900552	144900562	144900572		20/04
● D2	25	4	2,5	150-350	144900553	144900563	144900573		25/04
● D3	30	4	2,5	150-350	144900554	144900564	144900574		30/04
● D4	25	6	2,5	150-350	144900555	144900565	144900575		25/06
R-D4	--	--	2,5	--	144900556	144900566	144900576		-
● D5	35	4	2,5	150-350	144900557	144900567	144900577		35/04
● D6	40	4	2,5	150-350	144900558	144900568	144900578		40/04
● D7	50	42	,5	150-350	144900559	144900569	144900579		50/04
D5-D7	--	--	2,5	--	144900560	144900570	144900580		-

Legenda
- Ø Diametro
- % Conicità
- N/cm Torque
- RPM Velocità

* La velocità e il torque sono indicativi e possono variare a seconda del dispositivo utilizzato e delle preferenze dell'operatore



di Pravatà Ivan
Via Boves, 5
13039 – Trino (VC)

Tel. / WhatsApp : **392.6238637**

E-mail : bioclinic2020@gmail.com