

# EQUIPARABILI

Abutment e sovrastrutture implantologiche



Protesica  
Rimovibile

# | **Protesica Rimovibile**

## Chi siamo

Protesica Rimovibile è un'azienda giovane e dinamica, orientata all'innovazione e impegnata nello sviluppo di soluzioni avanzate per il settore medico implantare, con l'obiettivo di rispondere in modo preciso e concreto alle esigenze dei professionisti.




## Partnership internazionale

Grazie alla collaborazione con professionisti presenti da oltre 30 anni sul mercato e grazie al lavoro sinergico intrapreso con l'azienda spagnola produttrice di impianti e componenti protesici "Ibodontit", siamo in grado di fornire al medico dentista ed all'odontotecnico materiale protesico di alta qualità e tutta l'assistenza di cui necessitano.



Nel corso degli ultimi 40 anni sono nate numerose sistematiche implantari con disegni e caratteristiche che si differenziano tra loro. L'odontoiatra si trova quindi ad affrontare una miriade di pazienti con impianti di cui la provenienza è difficile da identificare. Protesica Rimovibile Srl mette a disposizione, in esclusiva, l'innovativo (unico nel suo genere) sistema di riconoscimento implantare chiamato "Identikit" firmato Jetimplant, il quale consente nell'immediato di acquisire con precisione la misura della forma geometrica, il diametro ed il passo della filettatura interna della fixture da riabilitare.



## GARANZIA

L'impegno di Protesica Rimovibile si riflette nei nostri prodotti e nel nostro servizio. La qualità dei nostri prodotti

- si fonda su materiali e trattamenti di eccellenza
- su rigorosi controlli in ogni fase del processo
- sul rispetto di certificazioni e normative
- su un costante sviluppo tecnologico
- su un'attenta verifica degli standard qualitativi.

Il nostro obiettivo è la tua piena soddisfazione. Per questo Protesica Rimovibile offre un'assistenza diretta e personalizzata a tutti i nostri clienti.



Assistenza dedicata  
e professionale



Spedizioni veloci  
nazionali e internazionali





# OLTRE IL DIGITALE: PRECISIONE E FLUSSO DIGITALE AVANZATO



Migliora il tuo flusso di lavoro digitale con le librerie IBO. Progettate per essere integrate in modo preciso e fluido nel tuo workflow CAD-CAM.

Collaborazione con i principali sviluppatori di software dentale.  
Compatibilità con i più importanti flussi CAD/CAM presenti sul mercato.  
Sicurezza. Risultati affidabili e prevedibili in ogni fase della progettazione e del successivo processo di produzione.

Offriamo librerie dedicate per tutti i sistemi presenti nel nostro catalogo.

**exocad**

**3shape**



dental wings



**egsolutions**



open technologies  
Cloud 3D Scanner



**Imetric**



**blenderfordental**

Disponibile per:

- Livello impianto (fresatura diretta sull'impianto).
- T-base con diverse altezze gengivali.
- Basi lavorate in Cr-Co.
- Abutment temporanei con diverse altezze di cementazione.
- Analoghi digitali per modelli 3D.Workflow

Ottimizzato:

- Integrazione con scanner intraorali e software di pianificazione 3D.
- Riduzione degli errori e ottimizzazione dei tempi grazie a processi connessi e automatizzati.

Come richiedere la tua libreria:


- Clicca su [www.protesicarimovibile.com](http://www.protesicarimovibile.com)
- Compila il modulo di richiesta inserendo i tuoi dati. Il nostro team tecnico ti invierà la tua libreria.




Progettata per offrire restauri precisi ed estetici direttamente dal flusso digitale CEREC®, combinando ergonomia, ritenzione e compatibilità universale con i principali sistemi implantari.

Il T-Base CEREC® di IBO facilita la produzione diretta di restauri CAD/CAM, riducendo i tempi di laboratorio e gli errori di adattamento.

**NEW!**



Compatibile al 100% con CEREC®, garantendo un flusso digitale rapido, preciso e riproducibile.



Diverse altezze gengivali, adattabili ai tessuti molli e all'anatomia di ogni paziente.

Profilo anatomico ottimizzato.

T-BASE CEREC®



- Alta estetica grazie al suo diametro ridotto.
- Facilita il sigillo biologico grazie alla riduzione assiale controllata.
- Accompagnato dalla nostra libreria CAD-HORUS, con molteplici opzioni in funzione del materiale scelto per la protesi dentale, la possibile divergenza tra i pilastri o anche la tecnologia scelta per la fabbricazione.
- T-BASE. Concepita specialmente per il mondo digitale, per cementare nella protesi senza necessità di modello e con la massima precisione.

**NEW!**

Tappo di guarigione per carichi. Scansionabile.  
Con profilo di emergenza espanso, evita il collasso del tessuto e  
facilita il posizionamento della protesi.  
Disponibile anche con diverse finiture superficiali.



Vite. Design piu' robusto M1-6, maggiore lunghezza delle  
spire che ci permette di rinforzare la sede della vite nelle  
protesi fabbricate in materiali morbidi o fragili, disponibile in  
versione per canali angolati.

Tappo di guarigione.  
Scansionabile, nuova geometria piu' precisa ed efficiente, disponibile con  
diverse finiture superficiali.



MONCONE HORUS™

# EQUIPARABILI

## Abutment e sovrastrutture implantologiche

Protesica Rimovibile ha elaborato il seguente catalogo dal titolo “Equiparabili”.

Lo scopo di Equiparabili e' quello di soddisfare medici ed odontotecnici proponendo una vasta gamma di abutment e sovrastrutture per l'implantologia.

Le diverse linee protesiche così suddivise permettono al medico e all'odontotecnico di riconoscere con facilità ciò di cui necessita.

Equiparabili infatti mette a disposizione un elenco di prodotti facilmente consultabile per una ricerca immediata tra le diverse linee protesiche, soprattutto quelle di cui non si ha traccia identificativa.

Un'accurata ricerca effettuata con medici ed odontotecnici con esperienza trentennale sul mercato ha permesso di selezionare le linee più richieste che si sono sviluppate negli ultimi anni e che vengono qui riportate.

All'interno della sezione “Kit e strumentario chirurgico” troverete un'ampia gamma di kit per l'identificazione, tra cui “Identikit e Identiscard”. Sono inoltre disponibili due kit cacciaviti: il “Kit cacciaviti I 18” e il “Kit cacciaviti laboratorio”.

Entrambi i kit sono composti da strumenti universali per l'implantoprotesi, progettati per il serraggio delle componentistiche protesiche implantari.

Protesica Rimovibile e' orgogliosa di poter espandere il proprio campo di prodotti, spaziando così tra diverse tipologie di connessioni implantari.

Il catalogo e' disponibile anche in versione PDF sul sito [www.protesicarimovibile.com](http://www.protesicarimovibile.com)

|              |                               |         |
|--------------|-------------------------------|---------|
| EQUIPARABILI | ASTRA TECH® - OSSEOSPEED TX®  | pag. 11 |
| EQUIPARABILI | BIOHORIZON® - BIOLOCK®        | pag. 13 |
| EQUIPARABILI | BIOMET® 3i® - CERTAIN®        | pag. 15 |
| EQUIPARABILI | BIOMET® 3i® - ESAGONO ESTERNO | pag. 17 |
| EQUIPARABILI | BTI® - EXTERNAL®              | pag. 19 |
| EQUIPARABILI | CAMLOG® IMPLANT SYSTEM®       | pag. 21 |
| EQUIPARABILI | CAMLOG® CONELOG®              | pag. 23 |
| EQUIPARABILI | DEFCON® - TSH®                | pag. 25 |
| EQUIPARABILI | DENTSPLY® - ANKYLOS®          | pag. 27 |
| EQUIPARABILI | DENTSPLY® - FRIADENT XIVE®    | pag. 28 |
| EQUIPARABILI | DIO IMPLANT®                  | pag. 29 |
| EQUIPARABILI | DIO IMPLANT® - EXTERNAL®      | pag. 31 |
| EQUIPARABILI | ECKERMANN® - EXTERNAL®        | pag. 33 |
| EQUIPARABILI | GEASS® - ROMA®                | pag. 35 |
| EQUIPARABILI | GEASS® - VENEZIA®             | pag. 36 |
| EQUIPARABILI | GHIMAS® - EVO®                | pag. 38 |
| EQUIPARABILI | IMPLANT DIRECT® - SWISHPLUS®  | pag. 40 |
| EQUIPARABILI | IMPLANTIUM®                   | pag. 41 |
| EQUIPARABILI | LIFECORE® - EXTERNAL®         | pag. 43 |
| EQUIPARABILI | MEGAGEN® ANYONE®              | pag. 45 |
| EQUIPARABILI | MEGAGEN® - ANYRIDGE®          | pag. 47 |
| EQUIPARABILI | MEGAGEN® - EXFEEL INTERNAL®   | pag. 48 |
| EQUIPARABILI | MEGAGEN® - EXFEEL EXTERNAL®   | pag. 49 |
| EQUIPARABILI | MICRODENT® - UNIVERSAL®       | pag. 51 |
| EQUIPARABILI | MIS® - MISTRAL®               | pag. 53 |
| EQUIPARABILI | MIS® - SEVEN®                 | pag. 54 |



|                               |                                    |         |
|-------------------------------|------------------------------------|---------|
| EQUIPARABILI                  | NEODENT® - CN CONOMORSE            | pag. 55 |
| EQUIPARABILI                  | NEODENT® - GM GRANMORSE®           | pag. 56 |
| EQUIPARABILI                  | NOBEL BIO CARE® - ACTIVE®          | pag. 57 |
| EQUIPARABILI                  | NOBEL BIO CARE® - BRÅNEMARK®       | pag. 59 |
| EQUIPARABILI                  | NOBEL BIO CARE® - REPLACE®         | pag. 61 |
| EQUIPARABILI                  | OSSTEM® - SS-LINE®                 | pag. 63 |
| EQUIPARABILI                  | OXY IMPLANT® - (MD LINE EXT)®      | pag. 64 |
| EQUIPARABILI                  | PHIBO® - TSH®                      | pag. 66 |
| EQUIPARABILI                  | STRAUMANN® - BONE LEVEL®           | pag. 67 |
| EQUIPARABILI                  | STRAUMANN® - BLX®                  | pag. 69 |
| EQUIPARABILI                  | STRAUMANN® - TISSUE LEVEL®         | pag. 70 |
| EQUIPARABILI                  | SWEDEN & MARTINA® - OUTLINK®       | pag. 71 |
| EQUIPARABILI                  | SWEDEN & MARTINA® - PREMIUM KHONO® | pag. 73 |
| EQUIPARABILI                  | SWEDEN & MARTINA® - STARK®         | pag. 75 |
|                               | ZIMMER® - SCREW VENT®              | pag. 76 |
|                               | ZIMMER® - SWISSPLUS®               | pag. 77 |
| ACCESSORI MUA                 |                                    | pag. 79 |
| ACCESSORI LOCATOR             |                                    | pag. 80 |
| SISTEMA T-BASE CEREC®         |                                    | pag. 81 |
| FLUSSO HORUS™                 |                                    | pag. 83 |
| RITENZIONI PROTESI RIMOVIBILE |                                    | pag. 84 |
| KIT E STRUMENTARIO CHIRURGICO |                                    | pag. 86 |



Ø 3.0 • 3.5/4.0 • 4.5/5.0

non Rotante

Rotante

Protesica  
Rimovibile

|  | Descrizione |  | Ø       | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|--|-------------|--|---------|---|------|------|---------|
|  | Analogo     |  | 3,0     |   |      | Ti   | PROT000 |
|  | Analogo     |  | 3,5/4,0 |   |      | Ti   | PROT001 |
|  | Analogo     |  | 4,5/5,0 |   |      | Ti   | PROT002 |

|  | Descrizione                              |  | Ø | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|--|------------------------------------------|--|---|---|------|------|---------|
|  | Vite analogo digitale M 1,6 Esagono 1,20 |  |   |   |      |      | PROT010 |

|  | Descrizione               |  | Ø       | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|--|---------------------------|--|---------|---|------|------|---------|
|  | Transfer cucchiaio aperto |  | 3,0     |   |      | Ti   | PROT020 |
|  | Transfer cucchiaio aperto |  | 3,5/4,0 |   |      | Ti   | PROT021 |
|  | Transfer cucchiaio aperto |  | 4,5/5,0 |   |      | Ti   | PROT022 |

|  | Descrizione        |  | Ø       | H   | Ang. | Mat. | Codice  |
|--|--------------------|--|---------|-----|------|------|---------|
|  | Vite di guarigione |  | 3,0     | 2,0 |      | Ti   | PROT030 |
|  | Vite di guarigione |  | 3,5/4,0 | 2,0 |      | Ti   | PROT031 |
|  | Vite di guarigione |  | 3,5/4,0 | 4,0 |      | Ti   | PROT032 |
|  | Vite di guarigione |  | 4,5/5,0 | 2,0 |      | Ti   | PROT033 |

|  | Descrizione         |  | Ø       | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|--|---------------------|--|---------|---|------|------|---------|
|  | Moncone calcinabile |  | 4,5/5,0 |   |      |      | PROT040 |
|  | Moncone calcinabile |  | 3,5/4,0 |   |      |      | PROT041 |

|  | Descrizione                    |  | Ø       | H | Ang. | Mat.        | Codice  |
|--|--------------------------------|--|---------|---|------|-------------|---------|
|  | Moncone calcinabile base cromo |  | 3,0     |   |      | Calc. Cr/Co | PROT050 |
|  | Moncone calcinabile base cromo |  | 3,5/4,0 |   |      | Calc. Cr/Co | PROT051 |
|  | Moncone calcinabile base cromo |  | 4,5/5,0 |   |      | Calc. Cr/Co | PROT052 |

|  | Descrizione         |  | Ø       | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|--|---------------------|--|---------|---|------|------|---------|
|  | Moncone provvisorio |  | 3,5/4,0 |   |      | Ti   | PROT060 |
|  | Moncone provvisorio |  | 4,5/5,0 |   |      | Ti   | PROT061 |

|  | Descrizione    |  | Ø       | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|--|----------------|--|---------|---|------|------|---------|
|  | Moncone dritto |  | 3,5/4,0 |   |      | Ti   | PROT070 |
|  | Moncone dritto |  | 4,5/5,0 |   |      | Ti   | PROT071 |

Tutti i marchi e i loghi sono di proprietà dei legittimi proprietari e sono utilizzati solo a scopo esplicativo per far meglio comprendere le caratteristiche dei prodotti venduti.



Ø 3.0 3.5/4.0 4.5/5.0

● non Rotante

● Rotante

Protesica  
Rimovibile



| Descrizione      |   | Ø       | H   | Ang. | Mat. | Codice  |
|------------------|---|---------|-----|------|------|---------|
| Moncone angolato | ● | 3,5/4,0 | 1,0 | 20°  | Ti   | PROT080 |
| Moncone angolato | ● | 4,5/5,0 | 1,0 | 20°  | Ti   | PROT081 |



| Descrizione                       |   | Ø       | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|-----------------------------------|---|---------|---|------|------|---------|
| Vite passante M 1,4 Esagono 1,27  | ● | 3,0     |   |      | Ti   | PROT090 |
| Vite passante M 1,26 Esagono 1,27 | ● | 3,5/4,0 |   |      | Ti   | PROT091 |
| Vite passante M 2,0 Esagono 1,27  | ● | 4,5/5,0 |   |      | Ti   | PROT092 |



| Descrizione |   | Ø       | H   | Ang. | Mat. | Codice  |
|-------------|---|---------|-----|------|------|---------|
| Mua         | ● | 3,5/4,0 | 1,5 |      | Ti   | PROT100 |
| Mua         | ● | 3,5/4,0 | 2,5 |      | Ti   | PROT101 |
| Mua         | ● | 4,5/5,0 | 1,5 |      | Ti   | PROT102 |
| Mua         | ● | 4,5/5,0 | 2,5 |      | Ti   | PROT103 |



| Descrizione  |   | Ø       | H   | Ang. | Mat. | Codice  |
|--------------|---|---------|-----|------|------|---------|
| Mua Angolato | ● | 3,5/4,0 | 2,5 | 17°  | Ti   | PROT110 |
| Mua Angolato | ● | 4,5/5,0 | 2,5 | 17°  | Ti   | PROT111 |
| Mua Angolato | ● | 3,5/4,0 | 3,5 | 30°  | Ti   | PROT112 |
| Mua Angolato | ● | 4,5/5,0 | 3,5 | 30°  | Ti   | PROT113 |



| Descrizione |  | Ø       | H   | Ang. | Mat. | Codice  |
|-------------|--|---------|-----|------|------|---------|
| Locator     |  | 3,5/4,0 | 1,0 |      | Ti   | PROT120 |
| Locator     |  | 3,5/4,0 | 3,0 |      | Ti   | PROT121 |
| Locator     |  | 4,5/5,0 | 0,5 |      | Ti   | PROT122 |
| Locator     |  | 4,5/5,0 | 2,0 |      | Ti   | PROT123 |



| Descrizione |  | Ø       | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|-------------|--|---------|---|------|------|---------|
| Scanbody    |  | 3,0     |   |      | Ti   | PROT130 |
| Scanbody    |  | 3,5/4,0 |   |      | Ti   | PROT131 |
| Scanbody    |  | 4,5/5,0 |   |      | Ti   | PROT132 |



| Descrizione |  | Ø       | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|-------------|--|---------|---|------|------|---------|
| T-Base      |  | 3,0     |   |      | Ti   | PROT140 |
| T-Base      |  | 3,5/4,0 |   |      | Ti   | PROT141 |
| T-Base      |  | 4,5/5,0 |   |      | Ti   | PROT142 |



Ø 4.1

non Rotante

Rotante

Protesica  
Rimovibile

|                                                                                   | Descrizione |  | Ø   | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|-----|---|------|------|---------|
|  | Analogo     |  | 4,1 |   |      | Ti   | PRBI000 |

|                                                                                   | Descrizione                              |  | Ø | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|---|---|------|------|---------|
|  | Vite analogo digitale M 1.6 esagono 1.20 |  |   |   |      | Ti   | PRBI010 |

|                                                                                   | Descrizione               |  | Ø   | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|-----|---|------|------|---------|
|  | Transfer cucchiaio aperto |  | 4,1 |   |      | Ti   | PRBI020 |

|                                                                                     | Descrizione        |  | Ø   | H   | Ang. | Mat. | Codice  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|-----|-----|------|------|---------|
|  | Vite di guarigione |  | 4,1 | 3,0 |      | Ti   | PRBI030 |
|                                                                                     | Vite di guarigione |  | 4,1 | 5,0 |      | Ti   | PRBI031 |

|                                                                                     | Descrizione         |  | Ø   | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|-----|---|------|------|---------|
|  | Moncone calcinabile |  | 4,1 |   |      |      | PRBI040 |
|                                                                                     | Moncone calcinabile |  | 4,1 |   |      |      | PRBI041 |

|                                                                                     | Descrizione                    |  | Ø   | H | Ang. | Mat.        | Codice  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|-----|---|------|-------------|---------|
|  | Moncone calcinabile base cromo |  | 4,1 |   |      | Calc. Cr/Co | PRBI050 |

|                                                                                     | Descrizione         |  | Ø   | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|-----|---|------|------|---------|
|  | Moncone provvisorio |  | 4,1 |   |      | Ti   | PRBI060 |
|                                                                                     | Moncone provvisorio |  | 4,1 |   |      | Ti   | PRBI061 |

|                                                                                     | Descrizione    |  | Ø   | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|-----|---|------|------|---------|
|  | Moncone dritto |  | 4,1 |   |      | Ti   | PRBI070 |



Ø 4.1

 non Rotante

 Rotante

 Protesica  
Rimovibile

|                                                                                   | Descrizione      |                                                                                   | Ø   | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|------|---------|
|  | Moncone angolato |  | 4,1 |   | 15°  | Ti   | PRBI080 |
|                                                                                   | Moncone angolato |  | 4,1 |   | 25°  | Ti   | PRBI081 |

|                                                                                   | Descrizione                      |  | Ø   | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|-----|---|------|------|---------|
|  | Vite passante M 2,0 Esagono 1,25 |  | 4,1 |   |      | Ti   | PRBI090 |

|                                                                                    | Descrizione  |                                                                                   | Ø   | H   | Ang. | Mat. | Codice  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|------|---------|
|  | Mua angolato |  | 4,1 | 2,0 | 17°  | Ti   | PRBI110 |
|                                                                                    | Mua angolato |  | 4,1 | 3,0 | 30°  | Ti   | PRBI111 |

|                                                                                     | Descrizione |  | Ø   | H    | Ang. | Mat. | Codice  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|-----|------|------|------|---------|
|  | Locator     |  | 4,1 | 0,73 |      | Ti   | PRBI120 |
|                                                                                     | Locator     |  | 4,1 | 3,0  |      | Ti   | PRBI121 |

|                                                                                     | Descrizione |  | Ø   | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|-----|---|------|------|---------|
|  | Scanbody    |  | 4,1 |   |      | Ti   | PRBI130 |

|                                                                                     | Descrizione |  | Ø   | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|-----|---|------|------|---------|
|  | T-Base      |  | 4,1 |   |      | Ti   | PRBI140 |





Ø 3.4 • 4.1 • 5.0

- non Rotante
- Rotante

Protesica  
Rimovibile

|  | Descrizione |  | Ø   | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|--|-------------|--|-----|---|------|------|---------|
|  | Analogo     |  | 3,4 |   |      | Ti   | PRCE000 |
|  | Analogo     |  | 4,1 |   |      | Ti   | PRCE001 |
|  | Analogo     |  | 5,0 |   |      | Ti   | PRCE002 |

|  | Descrizione                              |  | Ø | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|--|------------------------------------------|--|---|---|------|------|---------|
|  | Vite analogo digitale M 1.6 esagono 1.20 |  |   |   |      | Ti   | PRCE010 |

|  | Descrizione               |  | Ø   | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|--|---------------------------|--|-----|---|------|------|---------|
|  | Transfer cucchiaio aperto |  | 3,4 |   |      | Ti   | PRCE020 |
|  | Transfer cucchiaio aperto |  | 4,1 |   |      | Ti   | PRCE021 |
|  | Transfer cucchiaio aperto |  | 5,0 |   |      | Ti   | PRCE022 |

|  | Descrizione        |  | Ø   | H   | Ang. | Mat. | Codice  |
|--|--------------------|--|-----|-----|------|------|---------|
|  | Vite di guarigione |  | 3,4 | 3,0 |      | Ti   | PRCE030 |
|  | Vite di guarigione |  | 4,1 | 3,0 |      | Ti   | PRCE031 |

|  | Descrizione         |  | Ø   | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|--|---------------------|--|-----|---|------|------|---------|
|  | Moncone calcinabile |  | 3,4 |   |      |      | PRCE040 |
|  | Moncone calcinabile |  | 4,1 |   |      |      | PRCE041 |
|  | Moncone calcinabile |  | 5,0 |   |      |      | PRCE042 |

|  | Descrizione                    |  | Ø   | H | Ang. | Mat.        | Codice  |
|--|--------------------------------|--|-----|---|------|-------------|---------|
|  | Moncone calcinabile base cromo |  | 3,4 |   |      | Calc. Cr/Co | PRCE050 |
|  | Moncone calcinabile base cromo |  | 4,1 |   |      | Calc. Cr/Co | PRCE051 |
|  | Moncone calcinabile base cromo |  | 5,0 |   |      | Calc. Cr/Co | PRCE052 |

|  | Descrizione         |  | Ø   | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|--|---------------------|--|-----|---|------|------|---------|
|  | Moncone provvisorio |  | 3,4 |   |      | Ti   | PRCE060 |
|  | Moncone provvisorio |  | 3,4 |   |      | Ti   | PRCE061 |
|  | Moncone provvisorio |  | 4,1 |   |      | Ti   | PRCE062 |
|  | Moncone provvisorio |  | 4,1 |   |      | Ti   | PRCE063 |
|  | Moncone provvisorio |  | 5,0 |   |      | Ti   | PRCE064 |
|  | Moncone provvisorio |  | 5,0 |   |      | Ti   | PRCE065 |



Ø 3.4 • 4.1 • 5.0

● non Rotante

● Rotante

Protesica  
Rimovibile



| Descrizione    |   | Ø   | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|----------------|---|-----|---|------|------|---------|
| Moncone dritto | ● | 3,4 |   |      | Ti   | PRCE070 |
| Moncone dritto | ● | 4,1 |   |      | Ti   | PRCE071 |



| Descrizione                  |  | Ø   | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|------------------------------|--|-----|---|------|------|---------|
| Vite passante M 1,6 Exa 1,20 |  | 3,4 |   |      | Ti   | PRCE090 |
| Vite passante M 1,6 Exa 1,20 |  | 4,1 |   |      | Ti   | PRCE091 |



| Descrizione |   | Ø   | H   | Ang. | Mat. | Codice  |
|-------------|---|-----|-----|------|------|---------|
| Mua         | ● | 3,4 | 1,0 |      | Ti   | PRCE100 |
| Mua         | ● | 4,1 | 1,0 |      | Ti   | PRCE101 |
| Mua         | ● | 5,0 | 1,0 |      | Ti   | PRCE102 |
| Mua         | ● | 3,4 | 3,0 |      | Ti   | PRCE103 |
| Mua         | ● | 4,1 | 3,0 |      | Ti   | PRCE104 |



| Descrizione  |   | Ø   | H   | Ang. | Mat. | Codice  |
|--------------|---|-----|-----|------|------|---------|
| Mua angolato | ● | 3,4 | 2,0 | 17°  | Ti   | PRCE110 |
| Mua angolato | ● | 3,4 | 3,0 | 30°  | Ti   | PRCE111 |
| Mua angolato | ● | 4,1 | 2,0 | 17°  | Ti   | PRCE112 |
| Mua angolato | ● | 4,1 | 3,0 | 30°  | Ti   | PRCE113 |
| Mua angolato | ● | 5,0 | 2,0 | 17°  | Ti   | PRCE114 |
| Mua angolato | ● | 5,0 | 3,0 | 30°  | Ti   | PRCE115 |



| Descrizione |  | Ø   | H   | Ang. | Mat. | Codice  |
|-------------|--|-----|-----|------|------|---------|
| Locator     |  | 3,4 | 1,0 |      | Ti   | PRCE120 |
| Locator     |  | 3,4 | 2,0 |      | Ti   | PRCE121 |
| Locator     |  | 4,1 | 1,0 |      | Ti   | PRCE122 |
| Locator     |  | 4,1 | 2,0 |      | Ti   | PRCE123 |



| Descrizione |  | Ø   | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|-------------|--|-----|---|------|------|---------|
| Scanbody    |  | 3,4 |   |      | Ti   | PRCE130 |
| Scanbody    |  | 4,1 |   |      | Ti   | PRCE131 |
| Scanbody    |  | 5,0 |   |      | Ti   | PRCE132 |



| Descrizione |  | Ø   | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|-------------|--|-----|---|------|------|---------|
| T-Base      |  | 3,4 |   |      | Ti   | PRCE140 |
| T-Base      |  | 4,1 |   |      | Ti   | PRCE141 |
| T-Base      |  | 5,0 |   |      | Ti   | PRCE142 |



Ø 3.25 • 4.1 • 5.0

-  non Rotante
-  Rotante

Protesica  
Rimovibile

|                                                                                   | Descrizione |                                                                                   | Ø    | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------|---------|
|  | Analogo     |  | 3,25 |   |      | Ti   | PRHE000 |
|                                                                                   | Analogo     |  | 4,1  |   |      | Ti   | PRHE001 |
|                                                                                   | Analogo     |  | 5,0  |   |      | Ti   | PRHE002 |

|                                                                                   | Descrizione                              |  | Ø | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|---|---|------|------|---------|
|  | Vite analogo digitale M 1.6 esagono 1.20 |  |   |   |      | Ti   | PRHE010 |

|                                                                                   | Descrizione               |                                                                                   | Ø   | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|------|---------|
|  | Transfer cucchiaio aperto |  | 4,1 |   |      | Ti   | PRHE020 |
|                                                                                   | Transfer cucchiaio aperto |  | 5,0 |   |      | Ti   | PRHE021 |

|                                                                                     | Descrizione        |  | Ø   | H   | Ang. | Mat. | Codice  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|-----|-----|------|------|---------|
|  | Vite di guarigione |  | 4,1 | 2,0 |      | Ti   | PRHE030 |
|                                                                                     | Vite di guarigione |  | 4,1 | 4,0 |      | Ti   | PRHE031 |
|                                                                                     | Vite di guarigione |  | 5,0 | 3,0 |      | Ti   | PRHE032 |

|                                                                                     | Descrizione         |                                                                                     | Ø    | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------|---------|
|  | Moncone calcinabile |  | 3,25 |   |      |      | PRHE040 |
|                                                                                     | Moncone calcinabile |  | 4,1  |   |      |      | PRHE041 |
|                                                                                     | Moncone calcinabile |  | 5,0  |   |      |      | PRHE042 |

|                                                                                     | Descrizione                    |                                                                                     | Ø    | H | Ang. | Mat.        | Codice  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|-------------|---------|
|  | Moncone calcinabile base cromo |  | 3,25 |   |      | Calc. Cr/Co | PRHE050 |
|                                                                                     | Moncone calcinabile base cromo |  | 4,1  |   |      | Calc. Cr/Co | PRHE051 |
|                                                                                     | Moncone calcinabile base cromo |  | 5,0  |   |      | Calc. Cr/Co | PRHE052 |

|                                                                                     | Descrizione         |                                                                                     | Ø   | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|------|---------|
|  | Moncone provvisorio |  | 4,1 |   |      | Ti   | PRHE060 |
|                                                                                     | Moncone provvisorio |  | 4,1 |   |      | Ti   | PRHE061 |
|                                                                                     | Moncone provvisorio |  | 5,0 |   |      | Ti   | PRHE062 |

|                                                                                     | Descrizione    |                                                                                     | Ø   | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|------|---------|
|  | Moncone dritto |  | 4,1 |   |      | Ti   | PRHE070 |

# BIOMET® 3i® - ESAGONO ESTERNO

Equiparabile



Ø 3.25 4.1 5.0

- non Rotante
- Rotante

Protesica  
Rimovibile

|                                                                                     | Descrizione                      |                                                                                   | Ø    | H    | Ang. | Mat. | Codice  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---------|
|    | Moncone angolato                 |  | 4,1  |      | 15°  | Ti   | PRHE080 |
|                                                                                     | Moncone angolato                 |  | 4,1  |      | 25°  | Ti   | PRHE081 |
|                                                                                     | Descrizione                      |                                                                                   | Ø    | H    | Ang. | Mat. | Codice  |
|    | Vite passante M 2,0 Esagono 1,27 |                                                                                   | 4,1  |      |      | Ti   | PRHE090 |
|                                                                                     | Descrizione                      |                                                                                   | Ø    | H    | Ang. | Mat. | Codice  |
|   | Mua angolato                     |  | 4,1  | 2,0  | 17°  | Ti   | PRHE110 |
|                                                                                     | Mua angolato                     |  | 4,1  | 3,0  | 30°  | Ti   | PRHE111 |
|                                                                                     | Descrizione                      |                                                                                   | Ø    | H    | Ang. | Mat. | Codice  |
|  | Locator                          |                                                                                   | 4,1  | 0,73 |      | Ti   | PRHE120 |
|                                                                                     | Locator                          |                                                                                   | 4,1  | 3,0  |      | Ti   | PRHE121 |
|                                                                                     | Descrizione                      |                                                                                   | Ø    | H    | Ang. | Mat. | Codice  |
|  | Scanbody                         |                                                                                   | 3,25 |      |      | Ti   | PRHE130 |
|                                                                                     | Scanbody                         |                                                                                   | 4,1  |      |      | Ti   | PRHE131 |
|                                                                                     | Scanbody                         |                                                                                   | 5,0  |      |      | Ti   | PRHE132 |
|                                                                                     | Descrizione                      |                                                                                   | Ø    | H    | Ang. | Mat. | Codice  |
|  | T-Base                           |                                                                                   | 3,25 |      |      | Ti   | PRHE140 |
|                                                                                     | T-Base                           |                                                                                   | 4,1  |      |      | Ti   | PRHE141 |
|                                                                                     | T-Base                           |                                                                                   | 5,0  |      |      | Ti   | PRHE142 |

Tutti i marchi e i loghi sono di proprietà dei legittimi proprietari e sono utilizzati solo a scopo esplicativo per far meglio comprendere le caratteristiche dei prodotti venduti.



Ø 4.1

non Rotante

Rotante

Protesica  
Rimovibile

|                                                                                   | Descrizione |  | Ø   | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|-----|---|------|------|---------|
|  | Analogo     |  | 4,1 |   |      | Ti   | PRBT000 |

|                                                                                   | Descrizione                              |  | Ø | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|---|---|------|------|---------|
|  | Vite analogo digitale M 1.6 esagono 1.20 |  |   |   |      | Ti   | PRBT010 |

|                                                                                   | Descrizione               |  | Ø   | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|-----|---|------|------|---------|
|  | Transfer cucchiaio aperto |  | 4,1 |   |      | Ti   | PRBT020 |

|                                                                                     | Descrizione        |  | Ø   | H   | Ang. | Mat. | Codice  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|-----|-----|------|------|---------|
|  | Vite di guarigione |  | 4,1 | 3,0 |      | Ti   | PRBT030 |
|                                                                                     | Vite di guarigione |  | 4,1 | 5,0 |      | Ti   | PRBT031 |

|                                                                                     | Descrizione         |  | Ø   | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|-----|---|------|------|---------|
|  | Moncone calcinabile |  | 4,1 |   |      |      | PRBT040 |
|                                                                                     | Moncone calcinabile |  | 4,1 |   |      |      | PRBT041 |

|                                                                                     | Descrizione                    |  | Ø   | H | Ang. | Mat.        | Codice  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|-----|---|------|-------------|---------|
|  | Moncone calcinabile base cromo |  | 4,1 |   |      | Calc. Cr/Co | PRBT050 |

|                                                                                     | Descrizione         |  | Ø   | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|-----|---|------|------|---------|
|  | Moncone provvisorio |  | 4,1 |   |      | Ti   | PRBT060 |
|                                                                                     | Moncone provvisorio |  | 4,1 |   |      | Ti   | PRBT061 |

|                                                                                     | Descrizione    |  | Ø   | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|-----|---|------|------|---------|
|  | Moncone dritto |  | 4,1 |   |      | Ti   | PRBT070 |



Ø 4.1

 non Rotante

 Rotante

 Protesica  
Rimovibile

|                                                                                   | Descrizione      |                                                                                   | Ø   | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|------|---------|
|  | Moncone angolato |  | 4,1 |   | 15°  | Ti   | PRBT080 |
|                                                                                   | Moncone angolato |  | 4,1 |   | 25°  | Ti   | PRBT081 |

|                                                                                   | Descrizione                     |  | Ø   | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|-----|---|------|------|---------|
|  | Vite passante M 2,0 Esagono 1,2 |  | 4,1 |   |      | Ti   | PRBT090 |

|                                                                                    | Descrizione  |                                                                                   | Ø   | H   | Ang. | Mat. | Codice  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|------|---------|
|  | Mua angolato |  | 4,1 | 2,0 | 17°  | Ti   | PRBT110 |
|                                                                                    | Mua angolato |  | 4,1 | 3,0 | 30°  | Ti   | PRBT111 |

|                                                                                     | Descrizione |  | Ø   | H    | Ang. | Mat. | Codice  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|-----|------|------|------|---------|
|  | Locator     |  | 4,1 | 0,73 |      | Ti   | PRBT120 |
|                                                                                     | Locator     |  | 4,1 | 3,0  |      | Ti   | PRBT121 |

|                                                                                     | Descrizione |  | Ø   | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|-----|---|------|------|---------|
|  | Scanbody    |  | 4,1 |   |      | Ti   | PRBT130 |

|                                                                                     | Descrizione |  | Ø   | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|-----|---|------|------|---------|
|  | T-Base      |  | 4,1 |   |      | Ti   | PRBT140 |



|                                                                                     | Descrizione                                   | Ø 3.3   | Ø 3.8   | Ø 4.3   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|---------|---------|
|    | Analogo                                       | PRCA000 | PRCA001 | PRCA002 |
|    | Vite analogo digitale<br>M 1.6 hex 1.20       | PRCA010 | PRCA010 | PRCA010 |
|    | Transfer<br>Cucchiaio aperto (CA)             | PRCA020 | PRCA021 | PRCA022 |
|    | Vite di guarigione<br>Alt. 2mm                | PRCA030 | PRCA031 | PRCA032 |
|                                                                                     | Alt. 4mm                                      | PRCA033 | PRCA034 | PRCA035 |
|                                                                                     | Alt. 6mm                                      | PRCA036 | PRCA037 | PRCA038 |
|  | Vite<br>M 1.6 hex. 1.25                       | PRCA040 | PRCA041 | PRCA042 |
|                                                                                     | M 1.6 Tetratubolare ACS                       | PRCA043 | PRCA044 | PRCA045 |
|  | Calcinabile base Cr-Co<br>Antirotatorio       | PRCA050 | PRCA051 | PRCA052 |
|                                                                                     | Rotatorio                                     | PRCA053 | PRCA054 | PRCA055 |
|  | Moncone provvisorio<br>Antirotatorio Alt. 0.5 | PRCA060 | PRCA061 | PRCA062 |
|                                                                                     | Rotatorio Alt. 3mm                            | PRCA063 | PRCA064 | PRCA065 |
|  | Scanbody<br>Intraorale in titanio             | PRCA070 | PRCA071 | PRCA072 |
|  | T-Base AC 2G<br>Antirotatorio Alt. 0.5        | PRCA080 | PRCA081 | PRCA082 |
|                                                                                     | Rotatorio Alt. 0.5mm                          | PRCA083 | PRCA084 | PRCA085 |

## Descrizione

Ø 3.3

Ø 3.8

Ø 4.3



T-Base 3G

Antirotatoria Alt. 0.5mm

PRCA090

PRCA091

PRCA092

Antirotatoria Alt. 1.5mm

PRCA093

PRCA094

PRCA095

Rotatoria Alt. 0.5mm

PRCA096

PRCA097

PRCA098

Rotatoria Alt. 1.5mm

PRCA099

PRCA100

PRCA101



MUA dritto

Alt 1.5mm

PRCA110

PRCA111

PRCA112

Alt 2.5mm

PRCA113

PRCA114

PRCA115

Alt 3.5mm

PRCA116

PRCA117

PRCA118



MUA angolato

17° Alt. 2.5mm

PRCA120

PRCA121

PRCA122

30° Alt. 3.5mm

PRCA123

PRCA124

PRCA125



Locator

Alt. 1mm

PRCA130

PRCA131

PRCA132

Alt. 2mm

PRCA133

PRCA134

PRCA135

Alt. 3mm

PRCA136

PRCA137

PRCA138

Alt. 4mm

PRCA139

PRCA140

PRCA141

Alt. 5mm

PRCA142

PRCA143

PRCA144

| Descrizione                                                                         |                                                                                                                           | Ø 3.3    | Ø 3.8    | Ø 4.3    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
|    | Analogo                                                                                                                   | PRCAM000 | PRCAM001 | PRCAM002 |
|                                                                                     |  Vite analogo digitale<br>M 1.6 hex 1.20 | PRCAM010 | PRCAM010 | PRCAM010 |
|    | Transfer                                                                                                                  |          |          |          |
|                                                                                     | Cucchiaino aperto (CA)                                                                                                    | PRCAM020 | PRCAM021 | PRCAM022 |
|    | Vite di guarigione                                                                                                        |          |          |          |
|                                                                                     | Alt. 2mm                                                                                                                  | PRCAM030 | PRCAM031 | PRCAM032 |
|                                                                                     | Alt. 4mm                                                                                                                  | PRCAM033 | PRCAM034 | PRCAM035 |
|                                                                                     | Alt. 6mm                                                                                                                  | PRCAM036 | PRCAM037 | PRCAM038 |
|  | Vite                                                                                                                      |          |          |          |
|                                                                                     | M 1.6 hex. 1.25                                                                                                           | PRCAM040 | PRCAM041 | PRCAM042 |
|                                                                                     | M 1.6 Tetratubolare ACS                                                                                                   | PRCAM043 | PRCAM044 | PRCAM045 |
|  | Calcinabile base Cr-Co                                                                                                    |          |          |          |
|                                                                                     | Antirrotatorio                                                                                                            | PRCAM050 | PRCAM051 | PRCAM052 |
|                                                                                     | Rotatorio                                                                                                                 | PRCAM053 | PRCAM054 | PRCAM055 |
|  | Moncone provvisorio                                                                                                       |          |          |          |
|                                                                                     | Antirrotatorio Alt. 0.5                                                                                                   | PRCAM060 | PRCAM061 | PRCAM062 |
|                                                                                     | Rotatorio Alt. 3mm                                                                                                        | PRCAM063 | PRCAM064 | PRCAM065 |
|  | Scanbody                                                                                                                  |          |          |          |
|                                                                                     | Intraorale in titanio                                                                                                     | PRCAM070 | PRCAM071 | PRCAM072 |
|  | T-Base AC 2G                                                                                                              |          |          |          |
|                                                                                     | Antirrotatorio Alt. 0.5                                                                                                   | PRCAM080 | PRCAM081 | PRCAM082 |
|                                                                                     | Rotatorio Alt. 0.5mm                                                                                                      | PRCAM083 | PRCAM084 | PRCAM085 |



## Descrizione

Ø 3.3

Ø 3.8

Ø 4.3

Interfase 3G

Antirrotatoria Alt. 0.5mm

PRCAM090

PRCAM091

PRCAM092

Antirrotatoria Alt. 1.5mm

PRCAM093

PRCAM094

PRCAM095

Rotatoria Alt. 0.5mm

PRCAM096

PRCAM097

PRCAM098

Rotatoria Alt. 1.5mm

PRCAM099

PRCAM100

PRCAM101



## Moncone Multiunit®

Alt. 1.5mm

PRCAM110

PRCAM111

PRCAM112

Alt. 2.5mm

PRCAM113

PRCAM114

PRCAM115

Alt. 3.5mm

PRCAM116

PRCAM117

PRCAM118



## Moncone Multiunit® angolare

17° Alt. 2.5mm

PRCAM120

PRCAM121

PRCAM122

30° Alt. 3.5mm

PRCAM123

PRCAM124

PRCAM125



## Moncone Lock-Attach

Alt. 1mm

PRCAM130

PRCAM131

PRCAM132

Alt. 2mm

PRCAM133

PRCAM134

PRCAM135

Alt. 3mm

PRCAM136

PRCAM137

PRCAM138

Alt. 4mm

PRCAM139

PRCAM140

PRCAM141

Alt. 5mm

PRCAM142

PRCAM143

PRCAM144



Ø 4.1

 non Rotante

 Rotante

Protesica  
Rimovibile

| Descrizione | Ø                                                                                     | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|------|------|---------|
| Analogo     |  4,1 |   |      | Ti   | PRTH000 |



| Descrizione                              | Ø | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|------------------------------------------|---|---|------|------|---------|
| Vite analogo digitale M 1.6 esagono 1.20 |   |   |      | Ti   | PRTH010 |



| Descrizione               | Ø                                                                                     | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|------|------|---------|
| Transfer cucchiaio aperto |  4,1 |   |      | Ti   | PRTH020 |



| Descrizione        | Ø   | H   | Ang. | Mat. | Codice  |
|--------------------|-----|-----|------|------|---------|
| Vite di guarigione | 4,1 | 3,0 |      | Ti   | PRTH030 |
| Vite di guarigione | 4,1 | 5,0 |      | Ti   | PRTH031 |



| Descrizione         | Ø                                                                                       | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|------|------|---------|
| Moncone calcinabile |  4,1 |   |      |      | PRTH040 |
| Moncone calcinabile |  4,1 |   |      |      | PRTH041 |



| Descrizione                    | Ø                                                                                       | H | Ang. | Mat.        | Codice  |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|------|-------------|---------|
| Moncone calcinabile base cromo |  4,1 |   |      | Calc. Cr/Co | PRTH050 |



| Descrizione         | Ø                                                                                       | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|------|------|---------|
| Moncone provvisorio |  4,1 |   |      | Ti   | PRTH060 |
| Moncone provvisorio |  4,1 |   |      | Ti   | PRTH061 |



| Descrizione    | Ø                                                                                       | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|------|------|---------|
| Moncone dritto |  4,1 |   |      | Ti   | PRTH070 |





Ø 4.1

 non Rotante

 Rotante

Protesica  
Rimovibile

|                                                                                   | Descrizione      |                                                                                   | Ø   | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|------|---------|
|  | Moncone angolato |  | 4,1 |   | 15°  | Ti   | PRTH080 |
|                                                                                   | Moncone angolato |  | 4,1 |   | 25°  | Ti   | PRTH081 |

|                                                                                   | Descrizione                      |  | Ø   | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|-----|---|------|------|---------|
|  | Vite passante M 2,0 Esagono 1,25 |  | 4,1 |   |      | Ti   | PRTH090 |

|                                                                                    | Descrizione  |                                                                                   | Ø   | H   | Ang. | Mat. | Codice  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|------|---------|
|  | Mua angolato |  | 4,1 | 2,0 | 17°  | Ti   | PRTH110 |
|                                                                                    | Mua angolato |  | 4,1 | 3,0 | 30°  | Ti   | PRTH111 |

|                                                                                     | Descrizione |  | Ø   | H    | Ang. | Mat. | Codice  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|-----|------|------|------|---------|
|  | Locator     |  | 4,1 | 0,73 |      | Ti   | PRTH120 |
|                                                                                     | Locator     |  | 4,1 | 3,0  |      | Ti   | PRTH121 |

|                                                                                     | Descrizione |  | Ø   | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|-----|---|------|------|---------|
|  | Scanbody    |  | 4,1 |   |      | Ti   | PRTH130 |

|                                                                                     | Descrizione |  | Ø   | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|-----|---|------|------|---------|
|  | T-Base      |  | 4,1 |   |      | Ti   | PRTH140 |



Ø 3.5/4.5/5.5/7.0

non Rotante

Rotante

Protesica  
Rimovibile

|  | Descrizione                              |  | Ø               | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|--|------------------------------------------|--|-----------------|-----|------|-------------|---------|
|  | Analogo                                  |  | Tutti           |     |      | Ti          | PRAN000 |
|  | Descrizione                              |  | Ø               | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Vite analogo digitale M 1.6 esagono 1.20 |  |                 |     |      | Ti          | PRAN010 |
|  | Descrizione                              |  | Ø               | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Transfer cucchiaio aperto                |  | Tutti           | 3,5 |      | Ti          | PRAN020 |
|  | Descrizione                              |  | Ø               | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Vite di guarigione                       |  | Tutti           | 3,5 |      | Ti          | PRAN030 |
|  | Descrizione                              |  | Ø               | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Moncone calcinabile                      |  | Tutti           |     |      |             | PRAN040 |
|  | Descrizione                              |  | Ø               | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Moncone calcinabile base cromo           |  | Tutti           |     |      | Calc. Cr/Co | PRAN050 |
|  | Descrizione                              |  | Ø               | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Moncone provvisorio                      |  | Tutti           |     |      | Ti          | PRAN060 |
|  | Moncone provvisorio                      |  | Tutti           |     |      | Ti          | PRAN061 |
|  | Descrizione                              |  | Ø               | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Vite passante                            |  | Tutti           |     |      | Ti          | PRAN090 |
|  | Descrizione                              |  | Ø               | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Locator                                  |  | Tutti           | 3,0 |      | Ti          | PRAN120 |
|  | Descrizione                              |  | Ø               | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Scanbody                                 |  | 3,5/4,5/5,5/7,0 |     |      | Ti          | PRAN130 |
|  | Descrizione                              |  | Ø               | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | T-Base                                   |  | 3,5/4,5/5,5/7,0 |     |      | Ti          | PRAN140 |

Tutti i marchi e i loghi sono di proprietà dei legittimi proprietari e sono utilizzati solo a scopo esplicativo per far meglio comprendere le caratteristiche dei prodotti venduti.





Ø 3.4 3.8 4.5

● non Rotante

● Rotante

Protesica  
Rimovibile

|                                                                                     | Descrizione                              |   | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---|-----|-----|------|-------------|---------|
|    | Analogo                                  | ● | 3,4 |     |      | Ti          | PRFX000 |
|                                                                                     | Analogo                                  | ● | 3,8 |     |      | Ti          | PRFX001 |
|                                                                                     | Analogo                                  | ● | 4,5 |     |      | Ti          | PRFX002 |
|                                                                                     | Descrizione                              |   | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|    | Vite analogo digitale M 1.6 esagono 1.20 |   |     |     |      | Ti          | PRFX010 |
|                                                                                     | Descrizione                              |   | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|    | Transfer cucchiaio aperto                | ● | 3,4 |     |      | Ti          | PRFX020 |
|                                                                                     | Transfer cucchiaio aperto                | ● | 3,8 |     |      | Ti          | PRFX021 |
|                                                                                     | Transfer cucchiaio aperto                | ● | 4,5 |     |      | Ti          | PRFX022 |
|                                                                                     | Descrizione                              |   | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|    | Vite di guarigione                       |   | 3,4 | 3,0 |      | Ti          | PRFX030 |
|                                                                                     | Vite di guarigione                       |   | 3,8 | 3,0 |      | Ti          | PRFX031 |
|                                                                                     | Descrizione                              |   | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Moncone calcinabile                      | ● | 3,4 |     |      |             | PRFX040 |
|                                                                                     | Moncone calcinabile                      | ● | 3,8 |     |      |             | PRFX041 |
|                                                                                     | Descrizione                              |   | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Moncone calcinabile base cromo           | ● | 3,4 |     |      | Calc. Cr/Co | PRFX050 |
|                                                                                     | Moncone calcinabile base cromo           | ● | 3,8 |     |      | Calc. Cr/Co | PRFX051 |
|                                                                                     | Moncone calcinabile base cromo           | ● | 4,5 |     |      | Calc. Cr/Co | PRFX052 |
|                                                                                     | Descrizione                              |   | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Vite passante                            |   | 3,4 |     |      | Ti          | PRFX090 |
|                                                                                     | Descrizione                              |   | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Locator                                  |   | 3,4 | 1,0 |      | Ti          | PRFX120 |
|                                                                                     | Locator                                  |   | 3,8 | 1,0 |      | Ti          | PRFX121 |
|                                                                                     | Locator                                  |   | 4,5 | 1,0 |      | Ti          | PRFX122 |
|                                                                                     | Descrizione                              |   | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Scanbody                                 |   | 3,4 |     |      | Ti          | PRFX130 |
|                                                                                     | Scanbody                                 |   | 3,8 |     |      | Ti          | PRFX131 |
|                                                                                     | Scanbody                                 |   | 4,5 |     |      | Ti          | PRFX132 |
|                                                                                     | Descrizione                              |   | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | T-Base                                   |   | 3,4 |     |      | Ti          | PRFX140 |
|                                                                                     | T-Base                                   |   | 3,8 |     |      | Ti          | PRFX141 |
|                                                                                     | T-Base                                   |   | 4,5 |     |      | Ti          | PRFX142 |



|                                                                                     | Descrizione                              | NP      | RP      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|---------|
|    | Analogo                                  | PRDI000 | PRDI001 |
|    | Vite analogo digitale<br>M 1,6 hex 1.20  | PRDI002 | PRDI003 |
|    | Transfer<br>Cucchiaino aperto (CA)       | PRDI020 | PRDI021 |
|    | Vite di guarigione<br>Alt. 2mm           | PRDI031 | PRDI032 |
|                                                                                     | Alt. 3mm                                 | PRDI033 | PRDI034 |
|                                                                                     | Alt. 4mm                                 | PRDI035 | PRDI036 |
|                                                                                     | Alt. 6mm                                 | PRDI037 | PRDI038 |
|  | Vite<br>M 1,4 hex. 1.20                  | PRDI040 |         |
|                                                                                     | M 2 hex 1.20                             |         | PRDI041 |
|  | Moncone provvisorio<br>Antirrotatorio    | PRDI050 | PRDI051 |
|                                                                                     | Rotatorio                                | PRDI052 | PRDI053 |
|  | Calcinabile base Cr-Co<br>Antirrotatorio | PRDI060 | PRDI061 |
|                                                                                     | Rotatorio                                | PRDI062 | PRDI063 |
|  | Chimenea angolata base Cr-Co<br>17°      |         | PRDI070 |
|                                                                                     | 30°                                      |         | PRDI071 |
|  | Scanbody<br>Intraorale in titanio        | PRDI080 | PRDI081 |



|                                                                                     |                             | NP      | RP      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|---------|
|    | T-Base AC 2G                |         |         |
|                                                                                     | Antirotatorio Alt. 1mm      | PRDI070 | PRDI071 |
|                                                                                     | Rotatorio Alt. 1mm          | PRDI072 | PRDI073 |
|    | Interfase 3G                |         |         |
|                                                                                     | Antirotatorio Alt. 1mm      | PRDI080 | PRDI081 |
|                                                                                     | Antirotatorio Alt. 2mm      | PRDI082 | PRDI083 |
|                                                                                     | Antirotatorio Alt. 3mm      | PRDI084 | PRDI085 |
|                                                                                     | Rotatorio Alt. 1mm          | PRDI086 | PRDI087 |
|                                                                                     | Rotatorio Alt. 2mm          | PRDI088 | PRDI089 |
|                                                                                     | Rotatorio Alt. 3mm          | PRDI090 | PRDI091 |
|   | Moncone Multiunit®          |         |         |
|                                                                                     | Alt. 1.5 mm                 | PRDI100 | PRDI101 |
|                                                                                     | Alt. 2.5 mm                 | PRDI102 | PRDI103 |
|                                                                                     | Alt. 3.5 mm                 | PRDI104 | PRDI105 |
|                                                                                     | Alt. 4.5 mm                 | PRDI106 | PRDI107 |
|                                                                                     | Alt. 5.5 mm                 | PRDI108 | PRDI109 |
|  | Moncone Multiunit® angolato |         |         |
|                                                                                     | 17° alt 2.5mm               | PRDI110 | PRDI111 |
|                                                                                     | 17° alt 3.5mm               | PRDI112 | PRDI113 |
|                                                                                     | 30° alt 3.5mm               | PRDI114 | PRDI115 |
|                                                                                     | 30° alt 4.5mm               | PRDI116 | PRDI117 |
|  | Moncone Lock-Attach         |         |         |
|                                                                                     | Alt. 1mm                    | PRDI120 | PRDI121 |
|                                                                                     | Alt. 2mm                    | PRDI122 | PRDI123 |
|                                                                                     | Alt. 3mm                    | PRDI124 | PRDI125 |
|                                                                                     | Alt. 4mm                    | PRDI126 | PRDI127 |
|                                                                                     | Alt. 5mm                    | PRDI128 | PRDI129 |
|                                                                                     | Alt. 6mm                    | PRDI130 | PRDI131 |



Ø 4.1

non Rotante

Rotante

Protesica  
Rimovibile

|                                                                                   | Descrizione |  | Ø   | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|-----|---|------|------|---------|
|  | Analogo     |  | 4,1 |   |      | Ti   | PRNT000 |

|                                                                                   | Descrizione                              |  | Ø | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|---|---|------|------|---------|
|  | Vite analogo digitale M 1.6 esagono 1.20 |  |   |   |      | Ti   | PRNT010 |

|                                                                                   | Descrizione               |  | Ø   | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|-----|---|------|------|---------|
|  | Transfer cucchiaio aperto |  | 4,1 |   |      | Ti   | PRNT020 |

|                                                                                     | Descrizione        |  | Ø   | H   | Ang. | Mat. | Codice  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|-----|-----|------|------|---------|
|  | Vite di guarigione |  | 4,1 | 3,0 |      | Ti   | PRNT030 |
|                                                                                     | Vite di guarigione |  | 4,1 | 5,0 |      | Ti   | PRNT031 |

|                                                                                     | Descrizione         |  | Ø   | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|-----|---|------|------|---------|
|  | Moncone calcinabile |  | 4,1 |   |      |      | PRNT040 |
|                                                                                     | Moncone calcinabile |  | 4,1 |   |      |      | PRNT041 |

|                                                                                     | Descrizione                    |  | Ø   | H | Ang. | Mat.        | Codice  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|-----|---|------|-------------|---------|
|  | Moncone calcinabile base cromo |  | 4,1 |   |      | Calc. Cr/Co | PRNT050 |

|                                                                                     | Descrizione         |  | Ø   | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|-----|---|------|------|---------|
|  | Moncone provvisorio |  | 4,1 |   |      | Ti   | PRNT060 |
|                                                                                     | Moncone provvisorio |  | 4,1 |   |      | Ti   | PRNT061 |

|                                                                                     | Descrizione    |  | Ø   | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|-----|---|------|------|---------|
|  | Moncone dritto |  | 4,1 |   |      | Ti   | PRNT070 |



Ø 4.1

 non Rotante

 Rotante

 Protesica  
Rimovibile

|                                                                                   | Descrizione      |                                                                                   | Ø   | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|------|---------|
|  | Moncone angolato |  | 4,1 |   | 15°  | Ti   | PRNT080 |
|                                                                                   | Moncone angolato |  | 4,1 |   | 25°  | Ti   | PRNT081 |

|                                                                                   | Descrizione                     |  | Ø   | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|-----|---|------|------|---------|
|  | Vite passante M 2,0 Esagono 1,2 |  | 4,1 |   |      | Ti   | PRNT090 |

|                                                                                    | Descrizione  |                                                                                   | Ø   | H   | Ang. | Mat. | Codice  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|------|---------|
|  | Mua angolato |  | 4,1 | 2,0 | 17°  | Ti   | PRNT110 |
|                                                                                    | Mua angolato |  | 4,1 | 3,0 | 30°  | Ti   | PRNT111 |

|                                                                                     | Descrizione |  | Ø   | H    | Ang. | Mat. | Codice  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|-----|------|------|------|---------|
|  | Locator     |  | 4,1 | 0,73 |      | Ti   | PRNT120 |
|                                                                                     | Locator     |  | 4,1 | 3,0  |      | Ti   | PRNT121 |

|                                                                                     | Descrizione |  | Ø   | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|-----|---|------|------|---------|
|  | Scanbody    |  | 4,1 |   |      | Ti   | PRNT130 |

|                                                                                     | Descrizione |  | Ø   | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|-----|---|------|------|---------|
|  | T-Base      |  | 4,1 |   |      | Ti   | PRNT140 |



Ø 4.1

non Rotante

Rotante

Protesica  
Rimovibile

|                                                                                   | Descrizione |  | Ø   | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|-----|---|------|------|---------|
|  | Analogo     |  | 4,1 |   |      | Ti   | PREN000 |

|                                                                                   | Descrizione                              |  | Ø | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|---|---|------|------|---------|
|  | Vite analogo digitale M 1.6 esagono 1.20 |  |   |   |      | Ti   | PREN010 |

|                                                                                   | Descrizione               |  | Ø   | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|-----|---|------|------|---------|
|  | Transfer cucchiaio aperto |  | 4,1 |   |      | Ti   | PREN020 |

|                                                                                     | Descrizione        |  | Ø   | H   | Ang. | Mat. | Codice  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|-----|-----|------|------|---------|
|  | Vite di guarigione |  | 4,1 | 3,0 |      | Ti   | PREN030 |
|                                                                                     | Vite di guarigione |  | 4,1 | 5,0 |      | Ti   | PREN031 |

|                                                                                     | Descrizione         |  | Ø   | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|-----|---|------|------|---------|
|  | Moncone calcinabile |  | 4,1 |   |      |      | PREN040 |
|                                                                                     | Moncone calcinabile |  | 4,1 |   |      |      | PREN041 |

|                                                                                     | Descrizione                    |  | Ø   | H | Ang. | Mat.        | Codice  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|-----|---|------|-------------|---------|
|  | Moncone calcinabile base cromo |  | 4,1 |   |      | Calc. Cr/Co | PREN050 |

|                                                                                     | Descrizione         |  | Ø   | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|-----|---|------|------|---------|
|  | Moncone provvisorio |  | 4,1 |   |      | Ti   | PREN060 |
|                                                                                     | Moncone provvisorio |  | 4,1 |   |      | Ti   | PREN061 |

|                                                                                     | Descrizione    |  | Ø   | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|-----|---|------|------|---------|
|  | Moncone dritto |  | 4,1 |   |      | Ti   | PREN070 |



Ø 4.1

 non Rotante

 Rotante

 Protesica  
Rimovibile

|                                                                                   | Descrizione      |                                                                                   | Ø   | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|------|---------|
|  | Moncone angolato |  | 4,1 |   | 15°  | Ti   | PREN080 |
|                                                                                   | Moncone angolato |  | 4,1 |   | 25°  | Ti   | PREN081 |

|                                                                                   | Descrizione                     |  | Ø   | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|-----|---|------|------|---------|
|  | Vite passante M 2,0 Esagono 1,2 |  | 4,1 |   |      | Ti   | PREN090 |

|                                                                                    | Descrizione  |                                                                                   | Ø   | H   | Ang. | Mat. | Codice  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|------|---------|
|  | Mua angolato |  | 4,1 | 2,0 | 17°  | Ti   | PREN110 |
|                                                                                    | Mua angolato |  | 4,1 | 3,0 | 30°  | Ti   | PREN111 |

|                                                                                     | Descrizione |  | Ø   | H    | Ang. | Mat. | Codice  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|-----|------|------|------|---------|
|  | Locator     |  | 4,1 | 0,73 |      | Ti   | PRTH120 |
|                                                                                     | Locator     |  | 4,1 | 3,0  |      | Ti   | PREN121 |

|                                                                                     | Descrizione |  | Ø   | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|-----|---|------|------|---------|
|  | Scanbody    |  | 4,1 |   |      | Ti   | PREN130 |

|                                                                                     | Descrizione |  | Ø   | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|-----|---|------|------|---------|
|  | T-Base      |  | 4,1 |   |      | Ti   | PREN140 |



Ø 4.8

non Rotante

Rotante

Protesica  
Rimovibile

|                                                                                     | Descrizione                              |  | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|-----|-----|------|-------------|---------|
|    | Analogo                                  |  | 4,8 |     |      | Ti          | PRRO000 |
|                                                                                     | Descrizione                              |  | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|    | Vite analogo digitale M 1.6 esagono 1.20 |  |     |     | Ang. | Ti          | PRRO010 |
|                                                                                     | Descrizione                              |  | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|    | Transfer cucchiaio aperto                |  | 4,8 |     |      | Ti          | PRRO020 |
|                                                                                     | Descrizione                              |  | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|    | Vite di guarigione                       |  | 4,8 | 2,0 |      | Ti          | PRRO030 |
|                                                                                     | Descrizione                              |  | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|   | Moncone calcinabile                      |  | 4,8 |     |      |             | PRRO040 |
|                                                                                     | Moncone calcinabile per Synocta®         |  | 4,8 |     |      |             | PRRO041 |
|                                                                                     | Descrizione                              |  | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Moncone calcinabile base cromo           |  | 4,8 |     |      | Calc. Cr/Co | PRRO050 |
|                                                                                     | Descrizione                              |  | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Moncone provvisorio                      |  | 4,8 |     |      | Ti          | PRRO060 |
|                                                                                     | Descrizione                              |  | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Moncone Synocta®                         |  | 4,8 |     |      | Ti          | PRROSI0 |
|                                                                                     | Descrizione                              |  | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Vite passante M 2.0 esagono 1.25         |  | 4,8 |     |      | Ti          | PRRO090 |
|                                                                                     | Vite passante M 2.0 • 1.25 per Synocta®  |  | 4,8 |     |      | Ti          | PRRO091 |
|                                                                                     | Descrizione                              |  | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Locator                                  |  | 4,8 | 1,0 |      | Ti          | PRRO120 |
|                                                                                     | Descrizione                              |  | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Scanbody                                 |  | 4,8 |     |      | Ti          | PRRO130 |
|                                                                                     | Descrizione                              |  | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | T-Base                                   |  | 4,8 |     |      | Ti          | PRRO140 |





Ø 4.1

non Rotante

Rotante

Protesica  
Rimovibile

|                                                                                   | Descrizione |  | Ø   | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|-----|---|------|------|---------|
|  | Analogo     |  | 4,1 |   |      | Ti   | PRVE000 |

|                                                                                   | Descrizione                              |  | Ø | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|---|---|------|------|---------|
|  | Vite analogo digitale M 1.6 esagono 1.20 |  |   |   |      | Ti   | PRVE010 |

|                                                                                   | Descrizione               |  | Ø   | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|-----|---|------|------|---------|
|  | Transfer cucchiaio aperto |  | 4,1 |   |      | Ti   | PRVE020 |

|                                                                                     | Descrizione        |  | Ø   | H   | Ang. | Mat. | Codice  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|-----|-----|------|------|---------|
|  | Vite di guarigione |  | 4,1 | 3,0 |      | Ti   | PRVE030 |
|                                                                                     | Vite di guarigione |  | 4,1 | 5,0 |      | Ti   | PRVE031 |

|                                                                                     | Descrizione         |  | Ø   | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|-----|---|------|------|---------|
|  | Moncone calcinabile |  | 4,1 |   |      |      | PRVE040 |
|                                                                                     | Moncone calcinabile |  | 4,1 |   |      |      | PRVE041 |

|                                                                                     | Descrizione                    |  | Ø   | H | Ang. | Mat.        | Codice  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|-----|---|------|-------------|---------|
|  | Moncone calcinabile base cromo |  | 4,1 |   |      | Calc. Cr/Co | PRVE050 |

|                                                                                     | Descrizione         |  | Ø   | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|-----|---|------|------|---------|
|  | Moncone provvisorio |  | 4,1 |   |      | Ti   | PRVE060 |
|                                                                                     | Moncone provvisorio |  | 4,1 |   |      | Ti   | PRVE061 |

|                                                                                     | Descrizione    |  | Ø   | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|-----|---|------|------|---------|
|  | Moncone dritto |  | 4,1 |   |      | Ti   | PRVE070 |



Ø 4.1

 non Rotante

 Rotante
Protesica  
Rimovibile

|                                                                                   | Descrizione      |                                                                                   | Ø   | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|------|---------|
|  | Moncone angolato |  | 4,1 |   | 15°  | Ti   | PRVE080 |
|                                                                                   | Moncone angolato |  | 4,1 |   | 25°  | Ti   | PRVE081 |

|                                                                                   | Descrizione                      |  | Ø   | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|-----|---|------|------|---------|
|  | Vite passante M 2,0 Esagono 1,25 |  | 4,1 |   |      | Ti   | PRVE090 |

|                                                                                   | Descrizione  |                                                                                   | Ø   | H   | Ang. | Mat. | Codice  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|------|---------|
|  | Mua angolato |  | 4,1 | 2,0 | 17°  | Ti   | PRVE110 |
|                                                                                   | Mua angolato |  | 4,1 | 3,0 | 30°  | Ti   | PRVE111 |

|                                                                                     | Descrizione |  | Ø   | H    | Ang. | Mat. | Codice  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|-----|------|------|------|---------|
|  | Locator     |  | 4,1 | 0,73 |      | Ti   | PRVE120 |
|                                                                                     | Locator     |  | 4,1 | 3,0  |      | Ti   | PRVE121 |

|                                                                                     | Descrizione |  | Ø   | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|-----|---|------|------|---------|
|  | Scanbody    |  | 4,1 |   |      | Ti   | PRVE130 |

|                                                                                     | Descrizione |  | Ø   | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|-----|---|------|------|---------|
|  | T-Base      |  | 4,1 |   |      | Ti   | PRVE140 |



Ø 3.5/4.0 • 4.5/5.0

 non Rotante

 Rotante
Protesica  
Rimovibile

|                                                                                     | Descrizione                              |                                                                                     | Ø       | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------|-------------|---------|
|    | Analogo                                  |    | 3,5/4,0 |     |      | Ti          | PRGH000 |
|                                                                                     | Analogo                                  |    | 4,5/5,0 |     |      | Ti          | PRGH001 |
|                                                                                     | Descrizione                              |                                                                                     | Ø       | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|    | Vite analogo digitale M 1.6 esagono 1.20 |                                                                                     |         |     |      |             | PRGH010 |
|                                                                                     | Descrizione                              |                                                                                     | Ø       | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|    | Transfer cucchiaio aperto                |    | 3,5/4,0 |     |      | Ti          | PRGH020 |
|                                                                                     | Transfer cucchiaio aperto                |    | 4,5/5,0 |     |      | Ti          | PRGH021 |
|                                                                                     | Descrizione                              |                                                                                     | Ø       | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Vite di guarigione                       |                                                                                     | 3,5/4,0 | 2,0 |      | Ti          | PRGH030 |
|                                                                                     | Vite di guarigione                       |                                                                                     | 3,5/4,0 | 4,0 |      | Ti          | PRGH031 |
|                                                                                     | Vite di guarigione                       |                                                                                     | 4,5/5,0 | 2,0 |      | Ti          | PRGH032 |
|                                                                                     | Descrizione                              |                                                                                     | Ø       | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Moncone calcinabile                      |  | 4,5/5,0 |     |      |             | PRGH040 |
|                                                                                     | Moncone calcinabile                      |  | 3,5/4,0 |     |      |             | PRGH041 |
|                                                                                     | Descrizione                              |                                                                                     | Ø       | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Moncone calcinabile base cromo           |  | 3,5/4,0 |     |      | Calc. Cr/Co | PRGH050 |
|                                                                                     | Moncone calcinabile base cromo           |  | 4,5/5,0 |     |      | Calc. Cr/Co | PRGH051 |
|                                                                                     | Descrizione                              |                                                                                     | Ø       | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Moncone provvisorio                      |  | 3,5/4,0 |     |      | Ti          | PRGH060 |
|                                                                                     | Moncone provvisorio                      |  | 4,5/5,0 |     |      | Ti          | PRGH061 |
|                                                                                     | Descrizione                              |                                                                                     | Ø       | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Moncone dritto                           |  | 3,5/4,0 |     |      | Ti          | PRGH070 |
|                                                                                     | Moncone dritto                           |  | 4,5/5,0 |     |      | Ti          | PRGH071 |



Ø 3.5/4.0 4.5/5.0

non Rotante

Rotante

Protesica  
Rimovibile

|                                                                                     | Descrizione                 |  | Ø       | H   | Ang. | Mat. | Codice  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|---------|-----|------|------|---------|
|    | Moncone angolato            |  | 3,5/4,0 | 1,0 | 20°  | Ti   | PRGH080 |
|                                                                                     | Moncone angolato            |  | 4,5/5,0 | 1,0 | 20°  | Ti   | PRGH081 |
|                                                                                     | Descrizione                 |  | Ø       | H   | Ang. | Mat. | Codice  |
|    | Vite passante M 1,26 Torx 6 |  | 3,5/4,0 |     |      | Ti   | PRGH090 |
|                                                                                     | Vite passante M 2,0 Torx 6  |  | 4,5/5,0 |     |      | Ti   | PRGH091 |
|                                                                                     | Descrizione                 |  | Ø       | H   | Ang. | Mat. | Codice  |
|    | Mua                         |  | 3,5/4,0 | 1,5 |      | Ti   | PRGH100 |
|                                                                                     | Mua                         |  | 3,5/4,0 | 2,5 |      | Ti   | PRGH101 |
|                                                                                     | Mua                         |  | 4,5/5,0 | 1,5 |      | Ti   | PRGH102 |
|                                                                                     | Mua                         |  | 4,5/5,0 | 2,5 |      | Ti   | PRGH103 |
|                                                                                     | Descrizione                 |  | Ø       | H   | Ang. | Mat. | Codice  |
|  | Mua Angolato                |  | 3,5/4,0 | 2,5 | 17°  | Ti   | PRGH110 |
|                                                                                     | Mua Angolato                |  | 4,5/5,0 | 2,5 | 17°  | Ti   | PRGH111 |
|                                                                                     | Mua Angolato                |  | 3,5/4,0 | 3,5 | 30°  | Ti   | PRGH112 |
|                                                                                     | Mua Angolato                |  | 4,5/5,0 | 3,5 | 30°  | Ti   | PRGH113 |
|                                                                                     | Descrizione                 |  | Ø       | H   | Ang. | Mat. | Codice  |
|  | Locator                     |  | 3,5/4,0 | 1,0 |      | Ti   | PRGH120 |
|                                                                                     | Locator                     |  | 3,5/4,0 | 3,0 |      | Ti   | PRGH121 |
|                                                                                     | Locator                     |  | 4,5/5,0 | 0,5 |      | Ti   | PRGH122 |
|                                                                                     | Locator                     |  | 4,5/5,0 | 2,0 |      | Ti   | PRGH123 |
|                                                                                     | Descrizione                 |  | Ø       | H   | Ang. | Mat. | Codice  |
|  | Scanbody                    |  | 3,5/4,0 |     |      | Ti   | PRGH130 |
|                                                                                     | Scanbody                    |  | 3,5/4,0 |     |      | Ti   | PRGH131 |
|                                                                                     | Descrizione                 |  | Ø       | H   | Ang. | Mat. | Codice  |
|  | T-Base                      |  | 3,5/4,0 |     |      | Ti   | PRGH140 |
|                                                                                     | T-Base                      |  | 3,5/4,0 |     |      | Ti   | PRGH141 |



Ø 4.8

 non Rotante

 Rotante

Protesica  
Rimovibile

|                                                                                     | Descrizione                              |                                                                                     | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|-------------|---------|
|    | Analogo                                  |    | 4,8 |     |      | Ti          | PRSW000 |
|                                                                                     | Descrizione                              |                                                                                     | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|    | Vite analogo digitale M 1.6 esagono 1.20 |                                                                                     |     |     | Ang. | Ti          | PRSW010 |
|                                                                                     | Descrizione                              |                                                                                     | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|    | Transfer cucchiaio aperto                |    | 4,8 |     |      | Ti          | PRSW020 |
|                                                                                     | Descrizione                              |                                                                                     | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|    | Vite di guarigione                       |                                                                                     | 4,8 | 2,0 |      | Ti          | PRSW030 |
|                                                                                     | Descrizione                              |                                                                                     | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|   | Moncone calcinabile                      |    | 4,8 |     |      |             | PRSW040 |
|                                                                                     | Moncone calcinabile per Synocta®         |    | 4,8 |     |      |             | PRSW041 |
|                                                                                     | Descrizione                              |                                                                                     | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Moncone calcinabile base cromo           |  | 4,8 |     |      | Calc. Cr/Co | PRSW050 |
|                                                                                     | Descrizione                              |                                                                                     | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Moncone provvisorio                      |  | 4,8 |     |      | Ti          | PRSW060 |
|                                                                                     | Descrizione                              |                                                                                     | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Moncone Synocta®                         |  | 4,8 |     |      | Ti          | PRSWSI0 |
|                                                                                     | Descrizione                              |                                                                                     | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Vite passante M 2.0 esagono 1.25         |                                                                                     | 4,8 |     |      | Ti          | PRSW090 |
|                                                                                     | Vite passante M 2.0 • 1.25 per Synocta®  |                                                                                     | 4,8 |     |      | Ti          | PRSW091 |
|                                                                                     | Descrizione                              |                                                                                     | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Locator                                  |                                                                                     | 4,8 | 1,0 |      | Ti          | PRSW120 |
|                                                                                     | Descrizione                              |                                                                                     | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Scanbody                                 |                                                                                     | 4,8 |     |      | Ti          | PRSW130 |
|                                                                                     | Descrizione                              |                                                                                     | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | T-Base                                   |                                                                                     | 4,8 |     |      | Ti          | PRSW140 |

Tutti i marchi e i loghi sono di proprietà dei legittimi proprietari e sono utilizzati solo a scopo esplicativo per far meglio comprendere le caratteristiche dei prodotti venduti.



Ø 4.5/5.0

● non Rotante

● Rotante

Protesica  
Rimovibile

| Descrizione | Ø         | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|-------------|-----------|---|------|------|---------|
| Analogo     | ● 4,5/5,0 |   |      | Ti   | PRIM000 |



| Descrizione                              | Ø | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|------------------------------------------|---|---|------|------|---------|
| Vite analogo digitale M 1.6 esagono 1.20 |   |   |      |      | PRIM010 |



| Descrizione               | Ø         | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|---------------------------|-----------|---|------|------|---------|
| Transfer cucchiaio aperto | ● 4,5/5,0 |   |      | Ti   | PRIM020 |



| Descrizione        | Ø       | H   | Ang. | Mat. | Codice  |
|--------------------|---------|-----|------|------|---------|
| Vite di guarigione | 4,5/5,0 | 2,0 |      | Ti   | PRIM030 |



| Descrizione         | Ø         | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|---------------------|-----------|---|------|------|---------|
| Moncone calcinabile | ● 4,5/5,0 |   |      |      | PRIM040 |



| Descrizione                    | Ø         | H | Ang. | Mat.        | Codice  |
|--------------------------------|-----------|---|------|-------------|---------|
| Moncone calcinabile base cromo | ● 4,5/5,0 |   |      | Calc. Cr/Co | PRIM050 |



| Descrizione         | Ø         | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|---------------------|-----------|---|------|------|---------|
| Moncone provvisorio | ● 4,5/5,0 |   |      | Ti   | PRIM060 |



| Descrizione    | Ø         | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|----------------|-----------|---|------|------|---------|
| Moncone dritto | ● 4,5/5,0 |   |      | Ti   | PRIM070 |





Ø 4.5/5.0

● non Rotante

● Rotante

Protesica  
Rimovibile



| Descrizione      |   | Ø       | H   | Ang. | Mat. | Codice  |
|------------------|---|---------|-----|------|------|---------|
| Moncone angolato | ● | 4,5/5,0 | 1,0 | 20°  | Ti   | PRIM080 |



| Descrizione                      |   | Ø       | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|----------------------------------|---|---------|---|------|------|---------|
| Vite passante M 2,0 Esagono 1.28 | ● | 4,5/5,0 |   |      | Ti   | PRIM090 |



| Descrizione |   | Ø       | H   | Ang. | Mat. | Codice  |
|-------------|---|---------|-----|------|------|---------|
| Mua         | ● | 4,5/5,0 | 1,5 |      | Ti   | PRIM100 |
| Mua         | ● | 4,5/5,0 | 2,5 |      | Ti   | PRIM101 |



| Descrizione  |   | Ø       | H   | Ang. | Mat. | Codice  |
|--------------|---|---------|-----|------|------|---------|
| Mua Angolato | ● | 4,5/5,0 | 2,5 | 17°  | Ti   | PRIM110 |
| Mua Angolato | ● | 4,5/5,0 | 3,5 | 30°  | Ti   | PRIM111 |



| Descrizione |  | Ø       | H   | Ang. | Mat. | Codice  |
|-------------|--|---------|-----|------|------|---------|
| Locator     |  | 4,5/5,0 | 0,5 |      | Ti   | PRIM120 |
| Locator     |  | 4,5/5,0 | 1,0 |      | Ti   | PRIM121 |



| Descrizione |  | Ø       | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|-------------|--|---------|---|------|------|---------|
| Scanbody    |  | 4,5/5,0 |   |      | Ti   | PRIM130 |



| Descrizione |  | Ø       | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|-------------|--|---------|---|------|------|---------|
| T-Base      |  | 4,5/5,0 |   |      | Ti   | PRIM140 |



Ø 4.1

non Rotante

Rotante

 Protesi  
Rimovibile

|                                                                                   | Descrizione |  | Ø   | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|-----|---|------|------|---------|
|  | Analogo     |  | 4,1 |   |      | Ti   | PRLI000 |

|                                                                                   | Descrizione                              |  | Ø | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|---|---|------|------|---------|
|  | Vite analogo digitale M 1.6 esagono 1.20 |  |   |   |      | Ti   | PRLI010 |

|                                                                                   | Descrizione               |  | Ø   | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|-----|---|------|------|---------|
|  | Transfer cucchiaio aperto |  | 4,1 |   |      | Ti   | PRLI020 |

|                                                                                     | Descrizione        |  | Ø   | H   | Ang. | Mat. | Codice  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|-----|-----|------|------|---------|
|  | Vite di guarigione |  | 4,1 | 3,0 |      | Ti   | PRLI030 |
|                                                                                     | Vite di guarigione |  | 4,1 | 5,0 |      | Ti   | PRLI031 |

|                                                                                     | Descrizione         |  | Ø   | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|-----|---|------|------|---------|
|  | Moncone calcinabile |  | 4,1 |   |      |      | PRLI040 |
|                                                                                     | Moncone calcinabile |  | 4,1 |   |      |      | PRLI041 |

|                                                                                     | Descrizione                    |  | Ø   | H | Ang. | Mat.        | Codice  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|-----|---|------|-------------|---------|
|  | Moncone calcinabile base cromo |  | 4,1 |   |      | Calc. Cr/Co | PRLI050 |

|                                                                                     | Descrizione         |  | Ø   | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|-----|---|------|------|---------|
|  | Moncone provvisorio |  | 4,1 |   |      | Ti   | PRLI060 |
|                                                                                     | Moncone provvisorio |  | 4,1 |   |      | Ti   | PRLI061 |

|                                                                                     | Descrizione    |  | Ø   | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|-----|---|------|------|---------|
|  | Moncone dritto |  | 4,1 |   |      | Ti   | PRLI070 |





Ø 4.1

 non Rotante

 Rotante

 Protesica  
Rimovibile

|                                                                                   | Descrizione      |                                                                                   | Ø   | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|------|---------|
|  | Moncone angolato |  | 4,1 |   | 15°  | Ti   | PRLI080 |
|                                                                                   | Moncone angolato |  | 4,1 |   | 25°  | Ti   | PRLI081 |

|                                                                                   | Descrizione                     |  | Ø   | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--|-----|---|------|------|---------|
|  | Vite passante M 2,0 Esagono 1,2 |  | 4,1 |   |      | Ti   | PRLI090 |

|                                                                                    | Descrizione  |                                                                                   | Ø   | H   | Ang. | Mat. | Codice  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|------|---------|
|  | Mua angolato |  | 4,1 | 2,0 | 17°  | Ti   | PRLI110 |
|                                                                                    | Mua angolato |  | 4,1 | 3,0 | 30°  | Ti   | PRLI111 |

|                                                                                     | Descrizione |  | Ø   | H    | Ang. | Mat. | Codice  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|-----|------|------|------|---------|
|  | Locator     |  | 4,1 | 0,73 |      | Ti   | PRLI120 |
|                                                                                     | Locator     |  | 4,1 | 3,0  |      | Ti   | PRLI121 |

|                                                                                     | Descrizione |  | Ø   | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|-----|---|------|------|---------|
|  | Scanbody    |  | 4,1 |   |      | Ti   | PRLI130 |

|                                                                                     | Descrizione |  | Ø   | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|-----|---|------|------|---------|
|  | T-Base      |  | 4,1 |   |      | Ti   | PRLI140 |



Ø 4.5/5.0

 non Rotante

 Rotante

 Protesica  
Rimovibile

|  | Descrizione |  | Ø | H | Ang. | Mat. | Codice |
|--|-------------|--|---|---|------|------|--------|
|--|-------------|--|---|---|------|------|--------|



|         |                                                                                   |         |  |  |  |    |         |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|--|----|---------|
| Analogo |  | 4,5/5,0 |  |  |  | Ti | PRME000 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|--|----|---------|

|  | Descrizione |  | Ø | H | Ang. | Mat. | Codice |
|--|-------------|--|---|---|------|------|--------|
|--|-------------|--|---|---|------|------|--------|



|                                          |  |  |  |  |  |  |         |
|------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------|
| Vite analogo digitale M 1.6 esagono 1.20 |  |  |  |  |  |  | PRME010 |
|------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------|

|  | Descrizione |  | Ø | H | Ang. | Mat. | Codice |
|--|-------------|--|---|---|------|------|--------|
|--|-------------|--|---|---|------|------|--------|



|                           |                                                                                   |         |  |  |  |    |         |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|--|----|---------|
| Transfer cucchiaio aperto |  | 4,5/5,0 |  |  |  | Ti | PRME020 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|--|----|---------|

|  | Descrizione |  | Ø | H | Ang. | Mat. | Codice |
|--|-------------|--|---|---|------|------|--------|
|--|-------------|--|---|---|------|------|--------|



|                    |  |         |     |  |  |    |         |
|--------------------|--|---------|-----|--|--|----|---------|
| Vite di guarigione |  | 4,5/5,0 | 2,0 |  |  | Ti | PRME030 |
|--------------------|--|---------|-----|--|--|----|---------|

|  | Descrizione |  | Ø | H | Ang. | Mat. | Codice |
|--|-------------|--|---|---|------|------|--------|
|--|-------------|--|---|---|------|------|--------|



|                     |                                                                                     |         |  |  |  |  |         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|--|--|---------|
| Moncone calcinabile |  | 4,5/5,0 |  |  |  |  | PRME040 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|--|--|---------|

|  | Descrizione |  | Ø | H | Ang. | Mat. | Codice |
|--|-------------|--|---|---|------|------|--------|
|--|-------------|--|---|---|------|------|--------|



|                                |                                                                                     |         |  |  |  |             |         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|--|-------------|---------|
| Moncone calcinabile base cromo |  | 4,5/5,0 |  |  |  | Calc. Cr/Co | PRME050 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|--|-------------|---------|

|  | Descrizione |  | Ø | H | Ang. | Mat. | Codice |
|--|-------------|--|---|---|------|------|--------|
|--|-------------|--|---|---|------|------|--------|



|                     |                                                                                     |         |  |  |  |    |         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|--|----|---------|
| Moncone provvisorio |  | 4,5/5,0 |  |  |  | Ti | PRME060 |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|--|----|---------|

|  | Descrizione |  | Ø | H | Ang. | Mat. | Codice |
|--|-------------|--|---|---|------|------|--------|
|--|-------------|--|---|---|------|------|--------|



|                |                                                                                     |         |  |  |  |    |         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|--|----|---------|
| Moncone dritto |  | 4,5/5,0 |  |  |  | Ti | PRME070 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|--|----|---------|



Ø 4.5/5.0

 non Rotante

 Rotante

 Protesica  
Rimovibile

|                                                                                   | Descrizione      |                                                                                   | Ø       | H   | Ang. | Mat. | Codice  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------|------|---------|
|  | Moncone angolato |  | 4,5/5,0 | 1,0 | 20°  | Ti   | PRME080 |

|                                                                                   | Descrizione                     |                                                                                   | Ø       | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---|------|------|---------|
|  | Vite passante M 2,0 Esagono 1.2 |  | 4,5/5,0 |   |      | Ti   | PRME090 |

|                                                                                   | Descrizione |                                                                                   | Ø       | H   | Ang. | Mat. | Codice  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------|------|---------|
|  | Mua         |  | 4,5/5,0 | 1,5 |      | Ti   | PRME100 |
|                                                                                   | Mua         |  | 4,5/5,0 | 2,5 |      | Ti   | PRME101 |

|                                                                                    | Descrizione  |                                                                                     | Ø       | H   | Ang. | Mat. | Codice  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------|------|---------|
|  | Mua Angolato |   | 4,5/5,0 | 2,5 | 17°  | Ti   | PRME110 |
|                                                                                    | Mua Angolato |  | 4,5/5,0 | 3,5 | 30°  | Ti   | PRME111 |

|                                                                                     | Descrizione |  | Ø       | H   | Ang. | Mat. | Codice  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|---------|-----|------|------|---------|
|  | Locator     |  | 4,5/5,0 | 0,5 |      | Ti   | PRME120 |
|                                                                                     | Locator     |  | 4,5/5,0 | 1,0 |      | Ti   | PRME121 |

|                                                                                     | Descrizione |  | Ø       | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|---------|---|------|------|---------|
|  | Scanbody    |  | 4,5/5,0 |   |      | Ti   | PRME130 |

|                                                                                     | Descrizione |  | Ø       | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|---------|---|------|------|---------|
|  | T-Base      |  | 4,5/5,0 |   |      | Ti   | PRME140 |



Ø 3.5/3.8/4.2/4.8/5.3

● non Rotante

● Rotante

Protesica  
Rimovibile

|                                                                                     | Descrizione                    |   | Ø     | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---|-------|-----|------|-------------|---------|
|    | Analogo                        | ● | Tutti |     |      | Ti          | PRAY000 |
|                                                                                     | Descrizione                    |   | Ø     | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|    | Transfer cucchiaio aperto      | ● | Tutti |     |      | Ti          | PRAY020 |
|                                                                                     | Descrizione                    |   | Ø     | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|    | Vite di guarigione             |   | 3,5   | 3,0 |      | Ti          | PRAY030 |
|                                                                                     | Vite di guarigione             |   | 4,2   | 3,0 |      | Ti          | PRAY031 |
|                                                                                     | Vite di guarigione             |   | 5,3   | 3,0 |      | Ti          | PRAY032 |
|                                                                                     | Descrizione                    |   | Ø     | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|    | Moncone calcinabile            | ● | Tutti |     |      |             | PRAY040 |
|                                                                                     | Descrizione                    |   | Ø     | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Moncone calcinabile base cromo | ● | Tutti |     |      | Calc. Cr/Co | PRAY050 |
|                                                                                     | Descrizione                    |   | Ø     | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Moncone provvisorio            | ● | Tutti |     |      | Ti          | PRAY060 |
|                                                                                     | Descrizione                    |   | Ø     | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Mua dritto                     | ● | Tutti |     |      | Ti          | PRAY100 |
|                                                                                     | Descrizione                    |   | Ø     | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Mua angolato                   | ● | Tutti | 1,0 | 17°  | Ti          | PRAY110 |
|                                                                                     | Descrizione                    |   | Ø     | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Locator                        |   | Tutti | 1,0 |      | Ti          | PRAY120 |
|                                                                                     | Locator                        |   | Tutti | 3,0 |      | Ti          | PRAY121 |
|                                                                                     | Descrizione                    |   | Ø     | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Scanbody                       |   | Tutti |     |      | Ti          | PRAY130 |
|                                                                                     | Descrizione                    |   | Ø     | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | T-Base                         |   | Tutti |     |      | Ti          | PRAY140 |



Ø 4.8

non Rotante

Rotante

Protesica  
Rimovibile

|                                                                                     | Descrizione                              |                                                                                     | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|-------------|---------|
|    | Analogo                                  |    | 4,8 |     |      | Ti          | PREI000 |
|                                                                                     | Descrizione                              |                                                                                     | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|    | Vite analogo digitale M 1.6 esagono 1.20 |                                                                                     |     |     | Ang. | Ti          | PREI010 |
|                                                                                     | Descrizione                              |                                                                                     | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|    | Transfer cucchiaio aperto                |    | 4,8 |     |      | Ti          | PREI020 |
|                                                                                     | Descrizione                              |                                                                                     | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|    | Vite di guarigione                       |                                                                                     | 4,8 | 2,0 |      | Ti          | PREI030 |
|                                                                                     | Descrizione                              |                                                                                     | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|   | Moncone calcinabile                      |    | 4,8 |     |      |             | PREI040 |
|                                                                                     | Moncone calcinabile per Synocta®         |    | 4,8 |     |      |             | PREI041 |
|                                                                                     | Descrizione                              |                                                                                     | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Moncone calcinabile base cromo           |  | 4,8 |     |      | Calc. Cr/Co | PREI050 |
|                                                                                     | Descrizione                              |                                                                                     | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Moncone provvisorio                      |  | 4,8 |     |      | Ti          | PREI060 |
|                                                                                     | Descrizione                              |                                                                                     | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Moncone Synocta®                         |  | 4,8 |     |      | Ti          | PREISIO |
|                                                                                     | Descrizione                              |                                                                                     | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Vite passante M 2.0 esagono 1.25         |                                                                                     | 4,8 |     |      | Ti          | PREI090 |
|                                                                                     | Vite passante M 2.0 • 1.25 per Synocta®  |                                                                                     | 4,8 |     |      | Ti          | PREI091 |
|                                                                                     | Descrizione                              |                                                                                     | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Locator                                  |                                                                                     | 4,8 | 1,0 |      | Ti          | PREI120 |
|                                                                                     | Descrizione                              |                                                                                     | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Scanbody                                 |                                                                                     | 4,8 |     |      | Ti          | PREI130 |
|                                                                                     | Descrizione                              |                                                                                     | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | T-Base                                   |                                                                                     | 4,8 |     |      | Ti          | PREI140 |

Tutti i marchi e i loghi sono di proprietà dei legittimi proprietari e sono utilizzati solo a scopo esplicativo per far meglio comprendere le caratteristiche dei prodotti venduti.



Ø 4.1

non Rotante

Rotante

Protesica  
Rimovibile

|                                                                                   | Descrizione |  | Ø   | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|-----|---|------|------|---------|
|  | Analogo     |  | 4,1 |   |      | Ti   | PREX000 |

|                                                                                   | Descrizione                              |  | Ø | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|---|---|------|------|---------|
|  | Vite analogo digitale M 1.6 esagono 1.20 |  |   |   |      | Ti   | PREX010 |

|                                                                                   | Descrizione               |  | Ø   | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|-----|---|------|------|---------|
|  | Transfer cucchiaio aperto |  | 4,1 |   |      | Ti   | PREX020 |

|                                                                                     | Descrizione        |  | Ø   | H   | Ang. | Mat. | Codice  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|-----|-----|------|------|---------|
|  | Vite di guarigione |  | 4,1 | 3,0 |      | Ti   | PREX030 |
|                                                                                     | Vite di guarigione |  | 4,1 | 5,0 |      | Ti   | PREX031 |

|                                                                                     | Descrizione         |  | Ø   | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|-----|---|------|------|---------|
|  | Moncone calcinabile |  | 4,1 |   |      |      | PREX040 |
|                                                                                     | Moncone calcinabile |  | 4,1 |   |      |      | PREX041 |

|                                                                                     | Descrizione                    |  | Ø   | H | Ang. | Mat.        | Codice  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|-----|---|------|-------------|---------|
|  | Moncone calcinabile base cromo |  | 4,1 |   |      | Calc. Cr/Co | PREX050 |

|                                                                                     | Descrizione         |  | Ø   | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|-----|---|------|------|---------|
|  | Moncone provvisorio |  | 4,1 |   |      | Ti   | PREX060 |
|                                                                                     | Moncone provvisorio |  | 4,1 |   |      | Ti   | PREX061 |

|                                                                                     | Descrizione    |  | Ø   | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|-----|---|------|------|---------|
|  | Moncone dritto |  | 4,1 |   |      | Ti   | PREX070 |



Ø 4.1

non Rotante

Rotante

 Protesica  
Rimovibile


| Descrizione      |  | Ø   | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|------------------|--|-----|---|------|------|---------|
| Moncone angolato |  | 4,1 |   | 15°  | Ti   | PREX080 |
| Moncone angolato |  | 4,1 |   | 25°  | Ti   | PREX081 |



| Descrizione                      |  | Ø   | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|----------------------------------|--|-----|---|------|------|---------|
| Vite passante M 2,0 Esagono 1,25 |  | 4,1 |   |      | Ti   | PREX090 |



| Descrizione  |  | Ø   | H   | Ang. | Mat. | Codice  |
|--------------|--|-----|-----|------|------|---------|
| Mua angolato |  | 4,1 | 2,0 | 17°  | Ti   | PREX110 |
| Mua angolato |  | 4,1 | 3,0 | 30°  | Ti   | PREX111 |



| Descrizione |  | Ø   | H    | Ang. | Mat. | Codice  |
|-------------|--|-----|------|------|------|---------|
| Locator     |  | 4,1 | 0,73 |      | Ti   | PROX120 |
| Locator     |  | 4,1 | 3,0  |      | Ti   | PREX121 |



| Descrizione |  | Ø   | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|-------------|--|-----|---|------|------|---------|
| Scanbody    |  | 4,1 |   |      | Ti   | PREX130 |



| Descrizione |  | Ø   | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|-------------|--|-----|---|------|------|---------|
| T-Base      |  | 4,1 |   |      | Ti   | PREX140 |



Ø 4.1

non Rotante

Rotante

 Protesi  
Rimovibile

|                                                                                     | Descrizione                              |  | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|-----|-----|------|-------------|---------|
|    | Analogo                                  |  | 4,1 |     |      | Ti          | PRUI000 |
|                                                                                     | Descrizione                              |  | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|    | Vite analogo digitale M 1.6 esagono 1.20 |  |     |     |      | Ti          | PRUI010 |
|                                                                                     | Descrizione                              |  | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|    | Transfer cucchiaio aperto                |  | 4,1 |     |      | Ti          | PRUI020 |
|                                                                                     | Descrizione                              |  | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Vite di guarigione                       |  | 4,1 | 3,0 |      | Ti          | PRUI030 |
|                                                                                     | Vite di guarigione                       |  | 4,1 | 5,0 |      | Ti          | PRUI031 |
|                                                                                     | Descrizione                              |  | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Moncone calcinabile                      |  | 4,1 |     |      |             | PRUI040 |
|                                                                                     | Moncone calcinabile                      |  | 4,1 |     |      |             | PRUI041 |
|                                                                                     | Descrizione                              |  | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Moncone calcinabile base cromo           |  | 4,1 |     |      | Calc. Cr/Co | PRUI050 |
|                                                                                     | Descrizione                              |  | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Moncone provvisorio                      |  | 4,1 |     |      | Ti          | PRUI060 |
|                                                                                     | Moncone provvisorio                      |  | 4,1 |     |      | Ti          | PRUI061 |
|                                                                                     | Descrizione                              |  | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Moncone dritto                           |  | 4,1 |     |      | Ti          | PRUI070 |





Ø 4.1

non Rotante

Rotante

 Protesica  
Rimovibile


| Descrizione      |  | Ø   | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|------------------|--|-----|---|------|------|---------|
| Moncone angolato |  | 4,1 |   | 15°  | Ti   | PRUI080 |
| Moncone angolato |  | 4,1 |   | 25°  | Ti   | PRUI081 |



| Descrizione                     |  | Ø   | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|---------------------------------|--|-----|---|------|------|---------|
| Vite passante M 2,0 Esagono 1,2 |  | 4,1 |   |      | Ti   | PRUI090 |



| Descrizione  |  | Ø   | H   | Ang. | Mat. | Codice  |
|--------------|--|-----|-----|------|------|---------|
| Mua angolato |  | 4,1 | 2,0 | 17°  | Ti   | PRUI110 |
| Mua angolato |  | 4,1 | 3,0 | 30°  | Ti   | PRUI111 |



| Descrizione |  | Ø   | H    | Ang. | Mat. | Codice  |
|-------------|--|-----|------|------|------|---------|
| Locator     |  | 4,1 | 0,73 |      | Ti   | PRUI120 |
| Locator     |  | 4,1 | 3,0  |      | Ti   | PRUI121 |



| Descrizione |  | Ø   | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|-------------|--|-----|---|------|------|---------|
| Scanbody    |  | 4,1 |   |      | Ti   | PRUI130 |



| Descrizione |  | Ø   | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|-------------|--|-----|---|------|------|---------|
| T-Base      |  | 4,1 |   |      | Ti   | PRUI140 |



Ø 4.8

 non Rotante

 Rotante

Protesica  
Rimovibile

|                                                                                     | Descrizione                              |                                                                                     | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|-------------|---------|
|    | Analogo                                  |    | 4,8 |     |      | Ti          | PRMI000 |
|                                                                                     | Descrizione                              |                                                                                     | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|    | Vite analogo digitale M 1.6 esagono 1.20 |                                                                                     |     |     | Ang. | Ti          | PRMI010 |
|                                                                                     | Descrizione                              |                                                                                     | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|    | Transfer cucchiaio aperto                |    | 4,8 |     |      | Ti          | PRMI020 |
|                                                                                     | Descrizione                              |                                                                                     | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|    | Vite di guarigione                       |                                                                                     | 4,8 | 2,0 |      | Ti          | PRMI030 |
|                                                                                     | Descrizione                              |                                                                                     | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|   | Moncone calcinabile                      |    | 4,8 |     |      |             | PRMI040 |
|                                                                                     | Moncone calcinabile per Synocta®         |    | 4,8 |     |      |             | PRMI041 |
|                                                                                     | Descrizione                              |                                                                                     | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Moncone calcinabile base cromo           |  | 4,8 |     |      | Calc. Cr/Co | PRMI050 |
|                                                                                     | Descrizione                              |                                                                                     | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Moncone provvisorio                      |  | 4,8 |     |      | Ti          | PRMI060 |
|                                                                                     | Descrizione                              |                                                                                     | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Moncone Synocta®                         |  | 4,8 |     |      | Ti          | PRMIS10 |
|                                                                                     | Descrizione                              |                                                                                     | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Vite passante M 2.0 esagono 1.25         |                                                                                     | 4,8 |     |      | Ti          | PRMI090 |
|                                                                                     | Vite passante M 2.0 • 1.25 per Synocta®  |                                                                                     | 4,8 |     |      | Ti          | PRMI091 |
|                                                                                     | Descrizione                              |                                                                                     | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Locator                                  |                                                                                     | 4,8 | 1,0 |      | Ti          | PRMI120 |
|                                                                                     | Descrizione                              |                                                                                     | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Scanbody                                 |                                                                                     | 4,8 |     |      | Ti          | PRMI130 |
|                                                                                     | Descrizione                              |                                                                                     | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | T-Base                                   |                                                                                     | 4,8 |     |      | Ti          | PRMI140 |



Ø 3.3    3.75/4.25    5.0    6.0

● non Rotante

● Rotante

Protesica  
Rimovibile

|                                                                                     | Descrizione                      |   | Ø         | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---|-----------|-----|------|-------------|---------|
|    | Analogo                          | ● | 3.75/4.25 |     |      | Ti          | PRSE000 |
|                                                                                     | Descrizione                      |   | Ø         | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|    | Transfer cucciaio aperto         | ● | 3.75/4.25 |     |      | Ti          | PRSE020 |
|                                                                                     | Descrizione                      |   | Ø         | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|    | Vite di guarigione               |   | 3.3       | 2,0 |      | Ti          | PRSE030 |
|                                                                                     | Descrizione                      |   | Ø         | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|    | Moncone calcinabile              | ● | 3.75/4.25 |     |      |             | PRSE040 |
|                                                                                     | Descrizione                      |   | Ø         | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|   | Moncone calcinabile base cromo   | ● | 3.75/4.25 |     |      | Calc. Cr/Co | PRSE050 |
|                                                                                     | Descrizione                      |   | Ø         | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Moncone angolato                 | ● | 3.75/4.25 |     | 15°  | Ti          | PRSE080 |
|                                                                                     | Moncone angolato                 | ● | 3.75/4.25 |     | 25°  | Ti          | PRSE081 |
|                                                                                     | Descrizione                      |   | Ø         | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Vite passante M 1,8 Esagono 1,27 | ● | 3.75/4.25 |     |      | Ti          | PRSE090 |
|                                                                                     | Descrizione                      |   | Ø         | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Mua                              | ● | 3.75/4.25 | 1,0 |      | Ti          | PRSE100 |
|                                                                                     | Descrizione                      |   | Ø         | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Mua angolato                     | ● | 3.75/4.25 | 2,0 | 17°  | Ti          | PRSE110 |
|                                                                                     | Mua angolato                     | ● | 3.75/4.25 | 4,0 | 30°  | Ti          | PRSE111 |
|                                                                                     | Descrizione                      |   | Ø         | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Locator                          |   | 3.75/4.25 | 1,0 |      | Ti          | PRSE120 |
|                                                                                     | Descrizione                      |   | Ø         | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Scanbody                         |   | Tutti     |     |      | Ti          | PRSE130 |
|                                                                                     | Descrizione                      |   | Ø         | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | T-Base                           |   | Tutti     |     |      | Ti          | PRSE140 |

Tutti i marchi e i loghi sono di proprietà dei legittimi proprietari e sono utilizzati solo a scopo esplicativo per far meglio comprendere le caratteristiche dei prodotti venduti.



Ø 3.5

non Rotante

Rotante

Protesica  
Rimovibile

|                                                                                     | Descrizione                              |  | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|-----|-----|------|-------------|---------|
|    | Analogo                                  |  | 3,5 |     |      | Ti          | PRCM000 |
|                                                                                     | Descrizione                              |  | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|    | Vite analogo digitale M 1.6 esagono 1.20 |  |     |     |      | Ti          | PRCM010 |
|                                                                                     | Descrizione                              |  | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|    | Transfer cucchiaio aperto                |  | 3,5 |     |      | Ti          | PRCM020 |
|                                                                                     | Descrizione                              |  | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|    | Vite di guarigione                       |  | 3,5 | 2,0 |      | Ti          | PRCM030 |
|                                                                                     | Descrizione                              |  | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|    | Moncone calcinabile                      |  | 3,5 |     |      |             | PRCM040 |
|                                                                                     | Descrizione                              |  | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|   | Moncone calcinabile base cromo           |  | 3,5 |     |      | Calc. Cr/Co | PRCM050 |
|                                                                                     | Descrizione                              |  | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Moncone provvisorio                      |  | 3,5 |     |      | Ti          | PRCM060 |
|                                                                                     | Descrizione                              |  | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Vite passante M 1,8 Exa 0,90             |  | 3,5 |     |      | Ti          | PRCM090 |
|                                                                                     | Descrizione                              |  | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Mua                                      |  | 3,5 | 1,5 |      | Ti          | PRCM100 |
|                                                                                     | Descrizione                              |  | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Mua angolato                             |  | 3,5 | 2,5 | 17°  | Ti          | PRCM110 |
|                                                                                     | Mua angolato                             |  | 3,5 | 3,5 | 30°  | Ti          | PRCM111 |
|                                                                                     | Descrizione                              |  | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Locator                                  |  | 3,5 | 2,0 |      | Ti          | PRCM120 |
|                                                                                     | Descrizione                              |  | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Scanbody                                 |  | 3,5 |     |      | Ti          | PRCM130 |
|                                                                                     | Descrizione                              |  | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | T-Base                                   |  | 3,5 |     |      | Ti          | PRCM140 |



Ø 3.5/3.75/4.0/4.3/5.0/6.0

non Rotante

Rotante

Protesica  
Rimovibile

|  | Descrizione                              |  | Ø     | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|--|------------------------------------------|--|-------|-----|------|-------------|---------|
|  | Analogo                                  |  | Tutti |     |      | Ti          | PRGM000 |
|  | Descrizione                              |  | Ø     | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Vite analogo digitale M 1.6 esagono 1.20 |  |       |     |      | Ti          | PRGM010 |
|  | Descrizione                              |  | Ø     | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Vite di guarigione                       |  | Tutti | 2,0 |      | Ti          | PRGM030 |
|  | Descrizione                              |  | Ø     | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Moncone calcinabile base cromo           |  | Tutti |     |      | Calc. Cr/Co | PRGM050 |
|  | Descrizione                              |  | Ø     | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Moncone provvisorio                      |  | Tutti |     |      | Ti          | PRGM060 |
|  | Descrizione                              |  | Ø     | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Vite passante M 1,8 Neo                  |  | Tutti |     |      | Ti          | PRGM090 |
|  | Descrizione                              |  | Ø     | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Interfase                                |  | Tutti | 1,5 |      | Ti          | PRGMIN0 |
|  | Descrizione                              |  | Ø     | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Mua                                      |  | Tutti | 1,5 |      | Ti          | PRGM100 |
|  | Descrizione                              |  | Ø     | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Mua angolato                             |  | Tutti | 2,5 | 17°  | Ti          | PRGM110 |
|  | Mua angolato                             |  | Tutti | 3,5 | 30°  | Ti          | PRGM111 |
|  | Descrizione                              |  | Ø     | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Locator                                  |  | Tutti | 2,0 |      | Ti          | PRGM120 |
|  | Descrizione                              |  | Ø     | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Scanbody                                 |  | Tutti |     |      | Ti          | PRGM130 |
|  | Descrizione                              |  | Ø     | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | T-Base                                   |  | Tutti |     |      | Ti          | PRGM140 |



Ø 3.0 • 3.5 • 4.3

 non Rotante  
 Rotante

Protesica  
Rimovibile

|                                                                                     | Descrizione                              |                                                                                     | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|-------------|---------|
|    | Analogo                                  |    | 3,0 |     |      | Ti          | PRAC000 |
|                                                                                     | Analogo                                  |    | 3,5 |     |      | Ti          | PRAC001 |
|                                                                                     | Analogo                                  |    | 4,3 |     |      | Ti          | PRAC002 |
|                                                                                     | Descrizione                              |                                                                                     | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|    | Vite analogo digitale M 1.6 esagono 1.20 |                                                                                     |     |     |      | Ti          | PRAC010 |
|                                                                                     | Descrizione                              |                                                                                     | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|    | Transfer cucchiaio aperto                |    | 3,0 |     |      | Ti          | PRAC020 |
|                                                                                     | Transfer cucchiaio aperto                |    | 3,5 |     |      | Ti          | PRAC021 |
|                                                                                     | Transfer cucchiaio aperto                |    | 4,3 |     |      | Ti          | PRAC022 |
|                                                                                     | Descrizione                              |                                                                                     | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Vite di guarigione                       |                                                                                     | 3,0 | 3,0 |      | Ti          | PRAC030 |
|                                                                                     | Vite di guarigione                       |                                                                                     | 3,5 | 1,5 |      | Ti          | PRAC031 |
|                                                                                     | Vite di guarigione                       |                                                                                     | 3,5 | 3,5 |      | Ti          | PRAC032 |
|                                                                                     | Vite di guarigione                       |                                                                                     | 4,3 | 3,0 |      | Ti          | PRAC033 |
|                                                                                     | Descrizione                              |                                                                                     | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Moncone calcinabile                      |  | 3,5 |     |      |             | PRAC040 |
|                                                                                     | Moncone calcinabile                      |  | 4,3 |     |      |             | PRAC041 |
|                                                                                     | Descrizione                              |                                                                                     | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Moncone calcinabile base cromo           |  | 3,0 |     |      | Calc. Cr/Co | PRAC050 |
|                                                                                     | Moncone calcinabile base cromo           |  | 3,5 |     |      | Calc. Cr/Co | PRAC051 |
|                                                                                     | Moncone calcinabile base cromo           |  | 4,3 |     |      | Calc. Cr/Co | PRAC052 |



Ø 3.0 • 3.5 • 4.3

non Rotante

Rotante

 Protesica  
Rimovibile


## Descrizione

Moncone provvisorio



Ø

3,0

H

Ang.

Mat.

Ti

Codice

PRAC060

Moncone provvisorio



3,5

Ti

PRAC061

Moncone provvisorio



4,3

Ti

PRAC062



## Descrizione

Moncone dritto



Ø

3,0

H

Ang.

Mat.

Ti

Codice

PRAC070



## Descrizione

Moncone angolato



Ø

3,0

H

Ang.

30°

Mat.

Ti

Codice

PRAC080



## Descrizione

Vite passante M 1.4 esagono 1.20

Ø

3,0

H

Ang.

Mat.

Ti

Codice

PRAC090

Vite passante M 1.6 unigrip

3,5

Ti

PRAC091

Vite passante M 2.0 unigrip

4,3

Ti

PRAC092



## Descrizione

Mua



Ø

3,5

H

1,5

Ang.

Mat.

Ti

Codice

PRAC100

Mua



3,5

3,5

Ti

PRAC101



## Descrizione

Mua angolato



Ø

3,5

H

2,5

Ang.

17°

Mat.

Ti

Codice

PRAC110

Mua angolato



3,5

3,5

30°

Ti

PRAC111

Mua angolato



4,3

2,5

17°

Ti

PRAC112

Mua angolato



4,3

3,5

30°

Ti

PRAC113



## Descrizione

Locator

Ø

3,5

H

1,0

Ang.

Mat.

Ti

Codice

PRAC120

Locator

3,5

3,0

Ti

PRAC121

Locator

4,3

3,0

Ti

PRAC122



## Descrizione

Scanbody

Ø

3,0

H

Ang.

Mat.

Ti

Codice

PRAC130

Scanbody

3,5

Ti

PRAC131

Scanbody

4,3

Ti

PRAC132



## Descrizione

T-Base

Ø

3,0

H

Ang.

Mat.

Ti

Codice

PRAC140

T-Base

3,5

Ti

PRAC141

T-Base

4,3

Ti

PRAC142



Ø 3.5 • 4.1 • 5.1

non Rotante

Rotante

Protesica  
Rimovibile

|  | Descrizione |  | Ø   | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|--|-------------|--|-----|---|------|------|---------|
|  | Analogo     |  | 3,5 |   |      | Ti   | PRBR000 |
|  | Analogo     |  | 4,1 |   |      | Ti   | PRBR001 |
|  | Analogo     |  | 5,1 |   |      | Ti   | PRBR002 |

|  | Descrizione                              |  | Ø | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|--|------------------------------------------|--|---|---|------|------|---------|
|  | Vite analogo digitale M 1.6 esagono 1.20 |  |   |   |      | Ti   | PRBR010 |

|  | Descrizione                    |  | Ø   | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|--|--------------------------------|--|-----|---|------|------|---------|
|  | Transfer cucchiaio aperto      |  | 3,5 |   |      | Ti   | PRBR020 |
|  | Transfer cucchiaio aperto      |  | 4,1 |   |      | Ti   | PRBR021 |
|  | Vite Transfer cucchiaio aperto |  | 4,1 |   |      | Ti   | PRBRV21 |
|  | Transfer cucchiaio aperto      |  | 5,1 |   |      | Ti   | PRBR022 |

|  | Descrizione        |  | Ø   | H   | Ang. | Mat. | Codice  |
|--|--------------------|--|-----|-----|------|------|---------|
|  | Vite di guarigione |  | 3,5 | 3,0 |      | Ti   | PRBR030 |
|  | Vite di guarigione |  | 3,5 | 4,0 |      | Ti   | PRBR031 |
|  | Vite di guarigione |  | 4,1 | 3,0 |      | Ti   | PRBR032 |
|  | Vite di guarigione |  | 4,1 | 5,0 |      | Ti   | PRBR033 |
|  | Vite di guarigione |  | 5,1 | 3,0 |      | Ti   | PRBR034 |
|  | Vite di guarigione |  | 5,1 | 5,0 |      | Ti   | PRBR035 |

|  | Descrizione         |  | Ø   | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|--|---------------------|--|-----|---|------|------|---------|
|  | Moncone calcinabile |  | 3,5 |   |      |      | PRBR040 |
|  | Moncone calcinabile |  | 3,5 |   |      |      | PRBR041 |
|  | Moncone calcinabile |  | 4,1 |   |      |      | PRBR042 |
|  | Moncone calcinabile |  | 4,1 |   |      |      | PRBR043 |
|  | Moncone calcinabile |  | 5,1 |   |      |      | PRBR044 |

|  | Descrizione                    |  | Ø   | H | Ang. | Mat.        | Codice  |
|--|--------------------------------|--|-----|---|------|-------------|---------|
|  | Moncone calcinabile base cromo |  | 3,5 |   |      | Calc. Cr/Co | PRBR050 |
|  | Moncone calcinabile base cromo |  | 3,5 |   |      | Calc. Cr/Co | PRBR051 |
|  | Moncone calcinabile base cromo |  | 4,1 |   |      | Calc. Cr/Co | PRBR052 |
|  | Moncone calcinabile base cromo |  | 5,1 |   |      | Calc. Cr/Co | PRBR053 |

Tutti i marchi e i loghi sono di proprietà dei legittimi proprietari e sono utilizzati solo a scopo esplicativo per far meglio comprendere le caratteristiche dei prodotti venduti.





Ø 3.5 • 4.1 • 5.1

non Rotante

Rotante

 Protesica  
Rimovibile


| Descrizione         |  | Ø   | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|---------------------|--|-----|---|------|------|---------|
| Moncone provvisorio |  | 3,5 |   |      | Ti   | PRBR060 |
| Moncone provvisorio |  | 3,5 |   |      | Ti   | PRBR061 |
| Moncone provvisorio |  | 4,1 |   |      | Ti   | PRBR062 |
| Moncone provvisorio |  | 4,1 |   |      | Ti   | PRBR063 |
| Moncone provvisorio |  | 5,1 |   |      | Ti   | PRBR064 |



| Descrizione    |  | Ø   | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|----------------|--|-----|---|------|------|---------|
| Moncone dritto |  | 3,5 |   |      | Ti   | PRBR070 |
| Moncone dritto |  | 4,1 |   |      | Ti   | PRBR071 |



| Descrizione      |  | Ø   | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|------------------|--|-----|---|------|------|---------|
| Moncone angolato |  | 4,1 |   | 15°  | Ti   | PRBR080 |
| Moncone angolato |  | 4,1 |   | 25°  | Ti   | PRBR081 |



| Descrizione                      |  | Ø   | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|----------------------------------|--|-----|---|------|------|---------|
| Vite passante M 1,6 esagono 1.20 |  | 3,5 |   |      | Ti   | PRBR090 |
| Vite passante M 2,0 esagono 1.20 |  | 4,1 |   |      | Ti   | PRBR091 |
| Vite passante M 2,5 unigrip      |  | 5,1 |   |      | Ti   | PRBR092 |



| Descrizione  |  | Ø   | H   | Ang. | Mat. | Codice  |
|--------------|--|-----|-----|------|------|---------|
| Mua angolato |  | 3,5 | 2,0 | 17°  | Ti   | PRBR110 |
| Mua angolato |  | 3,5 | 3,0 | 30°  | Ti   | PRBR111 |



| Descrizione |  | Ø   | H    | Ang. | Mat. | Codice  |
|-------------|--|-----|------|------|------|---------|
| Locator     |  | 3,5 | 0,73 |      | Ti   | PRBR120 |
| Locator     |  | 3,5 | 3,0  |      | Ti   | PRBR121 |
| Locator     |  | 4,1 | 0,73 |      | Ti   | PRBR123 |
| Locator     |  | 4,1 | 3,0  |      | Ti   | PRBR124 |



| Descrizione |  | Ø   | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|-------------|--|-----|---|------|------|---------|
| Scanbody    |  | 3,5 |   |      | Ti   | PRBR130 |
| Scanbody    |  | 4,1 |   |      | Ti   | PRBR131 |
| Scanbody    |  | 5,1 |   |      | Ti   | PRBR132 |



| Descrizione |  | Ø   | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|-------------|--|-----|---|------|------|---------|
| T-Base      |  | 3,5 |   |      | Ti   | PRBR140 |
| T-Base      |  | 4,1 |   |      | Ti   | PRBR141 |
| T-Base      |  | 5,1 |   |      | Ti   | PRBR142 |

Tutti i marchi e i loghi sono di proprietà dei legittimi proprietari e sono utilizzati solo a scopo esplicativo per far meglio comprendere le caratteristiche dei prodotti venduti.



Ø 3.5 • 4.3 • 5.0

non Rotante

Rotante

Protesica  
Rimovibile

|  | Descrizione                              |  | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|--|------------------------------------------|--|-----|-----|------|-------------|---------|
|  | Analogo                                  |  | 3,5 |     |      | Ti          | PRRE000 |
|  | Analogo                                  |  | 4,3 |     |      | Ti          | PRRE001 |
|  | Analogo                                  |  | 5,0 |     |      | Ti          | PRRE002 |
|  | Descrizione                              |  | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Vite analogo digitale M 1.6 esagono 1.20 |  |     |     |      | Ti          | PRRE010 |
|  | Descrizione                              |  | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Transfer cucchiaio aperto                |  | 3,5 |     |      | Ti          | PRRE020 |
|  | Transfer cucchiaio aperto                |  | 4,3 |     |      | Ti          | PRRE021 |
|  | Transfer cucchiaio aperto                |  | 5,0 |     |      | Ti          | PRRE022 |
|  | Descrizione                              |  | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Vite di guarigione                       |  | 3,5 | 3,0 |      | Ti          | PRRE030 |
|  | Vite di guarigione                       |  | 4,3 | 3,0 |      | Ti          | PRRE031 |
|  | Vite di guarigione                       |  | 5,0 | 3,0 |      | Ti          | PRRE032 |
|  | Descrizione                              |  | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Moncone calcinabile                      |  | 3,5 |     |      |             | PRRE040 |
|  | Moncone calcinabile                      |  | 4,3 |     |      |             | PRRE041 |
|  | Moncone calcinabile                      |  | 5,0 |     |      |             | PRRE042 |
|  | Descrizione                              |  | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Moncone calcinabile base cromo           |  | 3,5 |     |      | Calc. Cr/Co | PRRE050 |
|  | Moncone calcinabile base cromo           |  | 4,3 |     |      | Calc. Cr/Co | PRRE051 |
|  | Moncone calcinabile base cromo           |  | 5,0 |     |      | Calc. Cr/Co | PRRE052 |



Ø 3.5 • 4.3 • 5.0

non Rotante

Rotante

 Protesica  
Rimovibile

|  | Descrizione                 |  | Ø   | H   | Ang. | Mat. | Codice  |
|--|-----------------------------|--|-----|-----|------|------|---------|
|  | Moncone provvisorio         |  | 3,5 |     |      | Ti   | PRRE060 |
|  | Moncone provvisorio         |  | 4,3 |     |      | Ti   | PRRE061 |
|  | Moncone provvisorio         |  | 5,0 |     |      | Ti   | PRRE062 |
|  | Descrizione                 |  | Ø   | H   | Ang. | Mat. | Codice  |
|  | Moncone dritto              |  | 3,5 |     |      | Ti   | PRRE070 |
|  | Moncone dritto              |  | 4,3 |     |      | Ti   | PRRE071 |
|  | Moncone dritto              |  | 5,0 |     |      | Ti   | PRRE072 |
|  | Descrizione                 |  | Ø   | H   | Ang. | Mat. | Codice  |
|  | Vite passante M 1,8 unigrip |  | 3,5 |     |      | Ti   | PRRE090 |
|  | Vite passante M 2,0 unigrip |  | 4,3 |     |      | Ti   | PRRE091 |
|  | Descrizione                 |  | Ø   | H   | Ang. | Mat. | Codice  |
|  | Mua                         |  | 3,5 | 2,0 |      | Ti   | PRRE100 |
|  | Mua                         |  | 4,3 | 2,0 |      | Ti   | PRRE101 |
|  | Descrizione                 |  | Ø   | H   | Ang. | Mat. | Codice  |
|  | Mua angolato                |  | 4,3 | 2,0 | 17°  | Ti   | PRRE110 |
|  | Mua angolato                |  | 4,3 | 4,0 | 30°  | Ti   | PRRE111 |
|  | Descrizione                 |  | Ø   | H   | Ang. | Mat. | Codice  |
|  | Locator                     |  | 3,5 | 1,0 |      | Ti   | PRRE120 |
|  | Locator                     |  | 3,5 | 3,0 |      | Ti   | PRRE121 |
|  | Locator                     |  | 4,3 | 1,0 |      | Ti   | PRRE122 |
|  | Locator                     |  | 4,3 | 3,0 |      | Ti   | PRRE123 |
|  | Descrizione                 |  | Ø   | H   | Ang. | Mat. | Codice  |
|  | Scanbody                    |  | 3,5 |     |      | Ti   | PRRE130 |
|  | Scanbody                    |  | 4,3 |     |      | Ti   | PRRE131 |
|  | Scanbody                    |  | 5,0 |     |      | Ti   | PRRE132 |
|  | Descrizione                 |  | Ø   | H   | Ang. | Mat. | Codice  |
|  | T-Base                      |  | 3,5 |     |      | Ti   | PRRE140 |
|  | T-Base                      |  | 4,3 |     |      | Ti   | PRRE141 |
|  | T-Base                      |  | 5,0 |     |      | Ti   | PRRE142 |

Tutti i marchi e i loghi sono di proprietà dei legittimi proprietari e sono utilizzati solo a scopo esplicativo per far meglio comprendere le caratteristiche dei prodotti venduti.



Ø 4.8

non Rotante

Rotante

Protesica  
Rimovibile

|                                                                                     | Descrizione                              |  | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|-----|-----|------|-------------|---------|
|    | Analogo                                  |  | 4,8 |     |      | Ti          | PRSL000 |
|                                                                                     | Descrizione                              |  | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|    | Vite analogo digitale M 1.6 esagono 1.20 |  |     |     | Ang. | Ti          | PRSL010 |
|                                                                                     | Descrizione                              |  | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|    | Transfer cucchiaio aperto                |  | 4,8 |     |      | Ti          | PRSL020 |
|                                                                                     | Descrizione                              |  | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|    | Vite di guarigione                       |  | 4,8 | 2,0 |      | Ti          | PRSL030 |
|                                                                                     | Descrizione                              |  | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|   | Moncone calcinabile                      |  | 4,8 |     |      |             | PRSL040 |
|                                                                                     | Moncone calcinabile per Synocta®         |  | 4,8 |     |      |             | PRSL041 |
|                                                                                     | Descrizione                              |  | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Moncone calcinabile base cromo           |  | 4,8 |     |      | Calc. Cr/Co | PRSL050 |
|                                                                                     | Descrizione                              |  | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Moncone provvisorio                      |  | 4,8 |     |      | Ti          | PRSL060 |
|                                                                                     | Descrizione                              |  | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Moncone Synocta®                         |  | 4,8 |     |      | Ti          | PRSL010 |
|                                                                                     | Descrizione                              |  | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Vite passante M2 esagono 0,9             |  | 4,8 |     |      | Ti          | PRSL090 |
|                                                                                     | Vite passante M 2.0 • 1.25 per Synocta®  |  | 4,8 |     |      | Ti          | PRSL091 |
|                                                                                     | Vite passante M 2.0 • 0.5 per Synocta®   |  | 4,8 |     |      | Ti          | PRSL091 |
|                                                                                     | Descrizione                              |  | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Locator                                  |  | 4,8 | 1,0 |      | Ti          | PRSL120 |
|                                                                                     | Descrizione                              |  | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Scanbody                                 |  | 4,8 |     |      | Ti          | PRSL130 |
|                                                                                     | Descrizione                              |  | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | T-Base                                   |  | 4,8 |     |      | Ti          | PRSL140 |



Ø 4.1

● non Rotante

● Rotante

Protesica  
Rimovibile



| Descrizione | Ø     | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|-------------|-------|---|------|------|---------|
| Analogo     | ● 4,1 |   |      | Ti   | PROX000 |



| Descrizione                              | Ø | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|------------------------------------------|---|---|------|------|---------|
| Vite analogo digitale M 1.6 esagono 1.20 |   |   |      | Ti   | PROX010 |



| Descrizione               | Ø     | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|---------------------------|-------|---|------|------|---------|
| Transfer cucchiaio aperto | ● 4,1 |   |      | Ti   | PROX020 |



| Descrizione        | Ø   | H   | Ang. | Mat. | Codice  |
|--------------------|-----|-----|------|------|---------|
| Vite di guarigione | 4,1 | 3,0 |      | Ti   | PROX030 |
| Vite di guarigione | 4,1 | 5,0 |      | Ti   | PROX031 |



| Descrizione         | Ø     | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|---------------------|-------|---|------|------|---------|
| Moncone calcinabile | ● 4,1 |   |      |      | PROX040 |
| Moncone calcinabile | ● 4,1 |   |      |      | PROX041 |



| Descrizione                    | Ø     | H | Ang. | Mat.        | Codice  |
|--------------------------------|-------|---|------|-------------|---------|
| Moncone calcinabile base cromo | ● 4,1 |   |      | Calc. Cr/Co | PROX050 |



| Descrizione         | Ø     | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|---------------------|-------|---|------|------|---------|
| Moncone provvisorio | ● 4,1 |   |      | Ti   | PROX060 |
| Moncone provvisorio | ● 4,1 |   |      | Ti   | PROX061 |



| Descrizione    | Ø     | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|----------------|-------|---|------|------|---------|
| Moncone dritto | ● 4,1 |   |      | Ti   | PROX070 |



Ø 4.1

● non Rotante

● Rotante

Protesica  
Rimovibile

|                                                                                   | Descrizione      |   | Ø   | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|-----|---|------|------|---------|
|  | Moncone angolato | ● | 4,1 |   | 15°  | Ti   | PROX080 |
|                                                                                   | Moncone angolato | ● | 4,1 |   | 25°  | Ti   | PROX081 |

|                                                                                   | Descrizione                      |  | Ø   | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|-----|---|------|------|---------|
|  | Vite passante M 2,0 Esagono 1,25 |  | 4,1 |   |      | Ti   | PROX090 |

|                                                                                    | Descrizione  |   | Ø   | H   | Ang. | Mat. | Codice  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|-----|-----|------|------|---------|
|  | Mua angolato | ● | 4,1 | 2,0 | 17°  | Ti   | PROX110 |
|                                                                                    | Mua angolato | ● | 4,1 | 3,0 | 30°  | Ti   | PROX111 |

|                                                                                     | Descrizione |  | Ø   | H    | Ang. | Mat. | Codice  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|-----|------|------|------|---------|
|  | Locator     |  | 4,1 | 0,73 |      | Ti   | PROX120 |
|                                                                                     | Locator     |  | 4,1 | 3,0  |      | Ti   | PROX121 |

|                                                                                     | Descrizione |  | Ø   | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|-----|---|------|------|---------|
|  | Scanbody    |  | 4,1 |   |      | Ti   | PROX130 |

|                                                                                     | Descrizione |  | Ø   | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|-----|---|------|------|---------|
|  | T-Base      |  | 4,1 |   |      | Ti   | PROX140 |



Ø 3.3 3.75/4.1

● non Rotante

● Rotante

Protesica  
Rimovibile

|                                                                                     | Descrizione                              |   | Ø        | H    | Ang. | Mat.        | Codice  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---|----------|------|------|-------------|---------|
|    | Analogo                                  | ● | 3,3      |      |      | Ti          | PRTS000 |
|                                                                                     | Analogo                                  | ● | 3.75/4.1 |      |      | Ti          | PRTS001 |
|                                                                                     | Descrizione                              |   | Ø        | H    | Ang. | Mat.        | Codice  |
|    | Vite analogo digitale M 1.6 esagono 1.20 |   |          |      |      | Ti          | PRTS010 |
|                                                                                     | Descrizione                              |   | Ø        | H    | Ang. | Mat.        | Codice  |
|    | Transfer cucchiaio aperto                | ● | 3,3      |      |      | Ti          | PRTS020 |
|                                                                                     | Transfer cucchiaio aperto                | ● | 3.75/4.1 |      |      | Ti          | PRTS021 |
|                                                                                     | Descrizione                              |   | Ø        | H    | Ang. | Mat.        | Codice  |
|    | Vite di guarigione                       |   | 3.75/4.1 | 2,0  |      | Ti          | PRTS030 |
|                                                                                     | Descrizione                              |   | Ø        | H    | Ang. | Mat.        | Codice  |
|    | Moncone calcinabile                      | ● | 3,3      |      |      |             | PRTS040 |
|                                                                                     | Moncone calcinabile                      | ● | 3.75/4.1 |      |      |             | PRTS041 |
|                                                                                     | Descrizione                              |   | Ø        | H    | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Moncone calcinabile base cromo           | ● | 3,3      |      |      | Calc. Cr/Co | PRTS050 |
|                                                                                     | Moncone calcinabile base cromo           | ● | 3.75/4.1 |      |      | Calc. Cr/Co | PRTS051 |
|                                                                                     | Descrizione                              |   | Ø        | H    | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Vite passante M 1,8 Esagono 1,25         |   | 3,3      |      |      | Ti          | PRTS090 |
|                                                                                     | Vite passante M 2,0 Esagono 1,20         |   | 3.75/4.1 |      |      | Ti          | PRTS091 |
|                                                                                     | Descrizione                              |   | Ø        | H    | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Mua                                      | ● | 3.75/4.1 | 1,0  |      | Ti          | PROT100 |
|                                                                                     | Descrizione                              |   | Ø        | H    | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Mua angolato                             | ● | 3.75/4.1 | 2,0  | 17°  | Ti          | PROT110 |
|                                                                                     | Mua angolato                             | ● | 3.75/4.1 | 3,0  | 30°  | Ti          | PROT111 |
|                                                                                     | Descrizione                              |   | Ø        | H    | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Locator                                  |   | 3,3      | 1,0  |      | Ti          | PROT120 |
|                                                                                     | Locator                                  |   | 3.75/4.1 | 0,73 |      | Ti          | PROT121 |
|                                                                                     | Descrizione                              |   | Ø        | H    | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Scanbody                                 |   | 3,3      |      |      | Ti          | PROT130 |
|                                                                                     | Scanbody                                 |   | 3,75/4,1 |      |      | Ti          | PROT131 |
|                                                                                     | Descrizione                              |   | Ø        | H    | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | T-Base                                   |   | 3,3      |      |      | Ti          | PROT140 |
|                                                                                     | T-Base                                   |   | 3,75/4,1 |      |      | Ti          | PROT141 |

Tutti i marchi e i loghi sono di proprietà dei legittimi proprietari e sono utilizzati solo a scopo esplicativo per far meglio comprendere le caratteristiche dei prodotti venduti.



Ø 3.3 • 4.1

- non Rotante
- Rotante

Protesica  
Rimovibile

|                                                                                     | Descrizione                              |   | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---|-----|-----|------|-------------|---------|
|    | Analogo                                  | ● | 3,3 |     |      | Ti          | PRBL000 |
|                                                                                     | Analogo                                  | ● | 4,1 |     |      | Ti          | PRBL001 |
|                                                                                     | Descrizione                              |   | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|    | Vite analogo digitale M 1.6 esagono 1.20 |   |     |     |      | Ti          | PRBL010 |
|                                                                                     | Descrizione                              |   | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|    | Transfer cucchiaio aperto                | ● | 3,3 |     |      | Ti          | PRBL020 |
|                                                                                     | Transfer cucchiaio aperto                | ● | 4,1 |     |      | Ti          | PRBL021 |
|                                                                                     | Descrizione                              |   | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Vite di guarigione                       |   | 3,3 | 2,0 |      | Ti          | PRBL030 |
|                                                                                     | Vite di guarigione                       |   | 3,3 | 4,0 |      | Ti          | PRBL031 |
|                                                                                     | Vite di guarigione                       |   | 4,1 | 2,0 |      | Ti          | PRBL032 |
|                                                                                     | Vite di guarigione                       |   | 4,1 | 4,0 |      | Ti          | PRBL033 |
|                                                                                     | Descrizione                              |   | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Moncone calcinabile                      | ● | 3,3 |     |      |             | PRBL040 |
|                                                                                     | Moncone calcinabile                      | ● | 4,1 |     |      |             | PRBL041 |
|                                                                                     | Descrizione                              |   | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Moncone calcinabile base cromo           | ● | 3,3 |     |      | Calc. Cr/Co | PRBL050 |
|                                                                                     | Moncone calcinabile base cromo           | ● | 4,1 |     |      | Calc. Cr/Co | PRBL051 |
|                                                                                     | Descrizione                              |   | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Moncone provvisorio                      | ● | 3,3 |     |      | Ti          | PRBL060 |
|                                                                                     | Moncone provvisorio                      | ● | 4,1 |     |      | Ti          | PRBL061 |
|                                                                                     | Descrizione                              |   | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Vite passante M 1,6 torx                 |   | 3,3 |     |      | Ti          | PRBL090 |
|                                                                                     | Vite passante M 1,6 torx                 |   | 4,1 |     |      | Ti          | PRBL091 |





Ø 3.3 • 4.1

- non Rotante
- Rotante

Protesica  
Rimovibile



| Descrizione |   | Ø   | H   | Ang. | Mat. | Codice  |
|-------------|---|-----|-----|------|------|---------|
| Mua         | ● | 3,3 | 1,5 |      | Ti   | PRBL100 |
| Mua         | ● | 4,1 | 3,5 |      | Ti   | PRBL101 |
| Mua         | ● | 4,1 | 1,5 |      | Ti   | PRBL102 |
| Mua         | ● | 4,1 | 3,5 |      | Ti   | PRBL103 |



| Descrizione  |   | Ø   | H   | Ang. | Mat. | Codice  |
|--------------|---|-----|-----|------|------|---------|
| Mua angolato | ● | 3,3 | 2,5 | 17°  | Ti   | PRBL110 |
| Mua angolato | ● | 3,3 | 3,5 | 30°  | Ti   | PRBL111 |
| Mua angolato | ● | 4,1 | 2,5 | 17°  | Ti   | PRBL112 |
| Mua angolato | ● | 4,1 | 3,5 | 30°  | Ti   | PRBL113 |



| Descrizione |  | Ø   | H   | Ang. | Mat. | Codice  |
|-------------|--|-----|-----|------|------|---------|
| Locator     |  | 3,3 | 1,0 |      | Ti   | PRBL120 |
| Locator     |  | 3,3 | 3,0 |      | Ti   | PRBL121 |
| Locator     |  | 4,1 | 1,0 |      | Ti   | PRBL122 |
| Locator     |  | 4,1 | 3,0 |      | Ti   | PRBL123 |

| Descrizione                | Ø | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|----------------------------|---|---|------|------|---------|
| Vite anti svitamento M 1,8 |   |   |      | Ti   | PRBL130 |



| Descrizione | Ø   | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|-------------|-----|---|------|------|---------|
| Scanbody    | 3,3 |   |      | Ti   | PRBL130 |
| Scanbody    | 4,1 |   |      | Ti   | PRBL131 |



| Descrizione | Ø   | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|-------------|-----|---|------|------|---------|
| T-Base      | 3,3 |   |      | Ti   | PRBL140 |
| T-Base      | 4,1 |   |      | Ti   | PRBL141 |

● Rotante

STRAUMANN® - BLX®

Tutti i marchi e i loghi sono di proprietà dei rispettivi titolari e sono utilizzati solo a scopo esplicativo per far meglio comprendere le caratteristiche dei prodotti venduti.



Ø 4.8 6.5

● non Rotante  
● Rotante

Protesica  
Rimovibile

|                                                                                     | Descrizione                              |   | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---|-----|-----|------|-------------|---------|
|    | Analogo                                  | ● | 4,8 |     |      | Ti          | PRTL000 |
|                                                                                     | Analogo                                  | ● | 6,5 |     |      | Ti          | PRTL001 |
|                                                                                     | Descrizione                              |   | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|    | Vite analogo digitale M 1.6 esagono 1.20 |   |     |     |      | Ti          | PRTL010 |
|                                                                                     | Descrizione                              |   | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|    | Transfer cucchiaio aperto                | ● | 4,8 |     |      | Ti          | PRTL020 |
|                                                                                     | Transfer cucchiaio aperto                | ● | 6,5 |     |      | Ti          | PRTL021 |
|                                                                                     | Descrizione                              |   | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|    | Vite di guarigione                       |   | 4,8 | 2,0 |      | Ti          | PRTL030 |
|                                                                                     | Descrizione                              |   | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|    | Moncone calcinabile                      | ● | 4,8 |     |      |             | PRTL040 |
|                                                                                     | Moncone calcinabile per Synocta®         | ● | 4,8 |     |      |             | PRTL040 |
|                                                                                     | Descrizione                              |   | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Moncone calcinabile base cromo           | ● | 4,8 |     |      | Calc. Cr/Co | PRTL050 |
|                                                                                     | Descrizione                              |   | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Moncone provvisorio                      | ● | 4,8 |     |      | Ti          | PRTL060 |
|                                                                                     | Moncone provvisorio                      | ● | 6,5 |     |      | Ti          | PRTL061 |
|                                                                                     | Descrizione                              |   | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Moncone Synocta®                         | ● | 4,8 |     |      | Ti          | PRTLS10 |
|                                                                                     | Descrizione                              |   | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Vite passante M2 torx                    |   | 4,8 |     |      | Ti          | PRTL090 |
|                                                                                     | Vite passante M2 torx per Synocta®       |   | 4,8 |     |      | Ti          | PRTL091 |
|                                                                                     | Descrizione                              |   | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Locator                                  |   | 4,8 | 1,0 |      | Ti          | PRTL120 |
|                                                                                     | Descrizione                              |   | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Scanbody                                 |   | 4,8 |     |      | Ti          | PRTL130 |
|                                                                                     | Scanbody                                 |   | 6,5 |     |      | Ti          | PRTL131 |
|                                                                                     | Descrizione                              |   | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | T-Base                                   |   | 4,8 |     |      | Ti          | PRTL140 |
|                                                                                     | T-Base                                   |   | 6,5 |     |      | Ti          | PRTL141 |



Ø 4.1

● non Rotante

● Rotante

Protesica  
Rimovibile

| Descrizione | Ø   | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|-------------|-----|---|------|------|---------|
| Analogo     | 4,1 |   |      | Ti   | PROU000 |



| Descrizione                              | Ø | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|------------------------------------------|---|---|------|------|---------|
| Vite analogo digitale M 1.6 esagono 1.20 |   |   |      | Ti   | PROU010 |



| Descrizione               | Ø   | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|---------------------------|-----|---|------|------|---------|
| Transfer cucchiaio aperto | 4,1 |   |      | Ti   | PROU020 |



| Descrizione        | Ø   | H   | Ang. | Mat. | Codice  |
|--------------------|-----|-----|------|------|---------|
| Vite di guarigione | 4,1 | 3,0 |      | Ti   | PROU030 |
| Vite di guarigione | 4,1 | 5,0 |      | Ti   | PROU031 |



| Descrizione         | Ø   | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|---------------------|-----|---|------|------|---------|
| Moncone calcinabile | 4,1 |   |      |      | PROU040 |
| Moncone calcinabile | 4,1 |   |      |      | PROU041 |



| Descrizione                    | Ø   | H | Ang. | Mat.        | Codice  |
|--------------------------------|-----|---|------|-------------|---------|
| Moncone calcinabile base cromo | 4,1 |   |      | Calc. Cr/Co | PROU050 |



| Descrizione         | Ø   | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|---------------------|-----|---|------|------|---------|
| Moncone provvisorio | 4,1 |   |      | Ti   | PROU060 |
| Moncone provvisorio | 4,1 |   |      | Ti   | PROU061 |



| Descrizione    | Ø   | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|----------------|-----|---|------|------|---------|
| Moncone dritto | 4,1 |   |      | Ti   | PROU070 |





Ø 4.1

● non Rotante

● Rotante

Protesica  
Rimovibile

|                                                                                   | Descrizione      |   | Ø   | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|-----|---|------|------|---------|
|  | Moncone angolato | ● | 4,1 |   | 15°  | Ti   | PROU080 |
|                                                                                   | Moncone angolato | ● | 4,1 |   | 25°  | Ti   | PROU081 |

|                                                                                   | Descrizione                      |  | Ø   | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|-----|---|------|------|---------|
|  | Vite passante M 2,0 Esagono 1,25 |  | 4,1 |   |      | Ti   | PROU090 |

|                                                                                    | Descrizione  |   | Ø   | H   | Ang. | Mat. | Codice  |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|-----|-----|------|------|---------|
|  | Mua angolato | ● | 4,1 | 2,0 | 17°  | Ti   | PROU110 |
|                                                                                    | Mua angolato | ● | 4,1 | 3,0 | 30°  | Ti   | PROU111 |

|                                                                                     | Descrizione |  | Ø   | H    | Ang. | Mat. | Codice  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|-----|------|------|------|---------|
|  | Locator     |  | 4,1 | 0,73 |      | Ti   | PROU120 |
|                                                                                     | Locator     |  | 4,1 | 3,0  |      | Ti   | PROU121 |

|                                                                                     | Descrizione |  | Ø   | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|-----|---|------|------|---------|
|  | Scanbody    |  | 4,1 |   |      | Ti   | PROU130 |

|                                                                                     | Descrizione |  | Ø   | H | Ang. | Mat. | Codice  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|-----|---|------|------|---------|
|  | T-Base      |  | 4,1 |   |      | Ti   | PROU140 |



Ø 3.3 • 3.8 • 4.25 • 5.0

● non Rotante  
● Rotante

Protesica  
Rimovibile

|                                                                                     | Descrizione                              |   | Ø    | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---|------|-----|------|-------------|---------|
|    | Analogo                                  | ● | 3,3  |     |      | Ti          | PRPK000 |
|                                                                                     | Analogo                                  | ● | 3,8  |     |      | Ti          | PRPK001 |
|                                                                                     | Analogo                                  | ● | 4,25 |     |      | Ti          | PRPK002 |
|                                                                                     | Analogo                                  | ● | 5,0  |     |      | Ti          | PRPK003 |
|                                                                                     | Descrizione                              |   | Ø    | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|    | Vite analogo digitale M 1.6 esagono 1.20 |   |      |     |      | Ti          | PRPK010 |
|                                                                                     | Descrizione                              |   | Ø    | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|   | Transfer cucchiaio aperto                | ● | 3,3  |     |      | Ti          | PRPK020 |
|                                                                                     | Transfer cucchiaio aperto                | ● | 3,8  |     |      | Ti          | PRPK021 |
|                                                                                     | Transfer cucchiaio aperto                | ● | 4,25 |     |      | Ti          | PRPK022 |
|                                                                                     | Descrizione                              |   | Ø    | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Vite di guarigione                       |   | 3,3  | 3,0 |      | Ti          | PRPK030 |
|                                                                                     | Vite di guarigione                       |   | 3,8  | 3,0 |      | Ti          | PRPK031 |
|                                                                                     | Vite di guarigione                       |   | 3,8  | 5,0 |      | Ti          | PRPK032 |
|                                                                                     | Vite di guarigione                       |   | 4,25 | 3,0 |      | Ti          | PRPK033 |
|                                                                                     | Descrizione                              |   | Ø    | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Moncone calcinabile                      | ● | 3,3  |     |      |             | PRPK040 |
|                                                                                     | Moncone calcinabile                      | ● | 3,8  |     |      |             | PRPK041 |
|                                                                                     | Moncone calcinabile                      | ● | 4,25 |     |      |             | PRPK042 |
|                                                                                     | Moncone calcinabile                      | ● | 4,25 |     |      |             | PRPK043 |
|                                                                                     | Descrizione                              |   | Ø    | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Moncone calcinabile base cromo           | ● | 3,3  |     |      | Calc. Cr/Co | PRPK050 |
|                                                                                     | Moncone calcinabile base cromo           | ● | 3,8  |     |      | Calc. Cr/Co | PRPK051 |
|                                                                                     | Moncone calcinabile base cromo           | ● | 4,25 |     |      | Calc. Cr/Co | PRPK052 |



|                                                                                     | Descrizione                      |   | Ø    | H   | Ang. | Mat. | Codice  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---|------|-----|------|------|---------|
|    | Moncone provvisorio              | ● | 3,3  |     |      | Ti   | PRTS060 |
|                                                                                     | Moncone provvisorio              | ● | 3,3  |     |      | Ti   | PRTS061 |
|                                                                                     | Moncone provvisorio              | ● | 3,8  |     |      | Ti   | PRTS062 |
|                                                                                     | Moncone provvisorio              | ● | 3,8  |     |      | Ti   | PRTS063 |
|                                                                                     | Moncone provvisorio              | ● | 4,25 |     |      | Ti   | PRTS064 |
|                                                                                     | Moncone provvisorio              | ● | 4,25 |     |      | Ti   | PRTS065 |
|                                                                                     | Descrizione                      |   | Ø    | H   | Ang. | Mat. | Codice  |
|    | Moncone dritto                   | ● | 3,8  |     |      | Ti   | PRTS070 |
|                                                                                     | Moncone dritto                   | ● | 4,25 |     |      | Ti   | PRTS071 |
|                                                                                     | Moncone dritto                   | ● | 5,0  |     |      | Ti   | PRTS072 |
|                                                                                     | Descrizione                      |   | Ø    | H   | Ang. | Mat. | Codice  |
|  | Vite passante M 1,8 Esagono 1,27 |   | 3,3  |     |      | Ti   | PRTS090 |
|                                                                                     | Vite passante M 2,0 Esagono 1,27 |   | 4,25 |     |      | Ti   | PRTS091 |
|                                                                                     | Descrizione                      |   | Ø    | H   | Ang. | Mat. | Codice  |
|  | Locator                          |   | 3,8  | 1,0 |      | Ti   | PRTS120 |
|                                                                                     | Locator                          |   | 3,8  | 1,0 |      | Ti   | PRTS121 |
|                                                                                     | Locator                          |   | 3,8  | 3,0 |      | Ti   | PRTS122 |
|                                                                                     | Descrizione                      |   | Ø    | H   | Ang. | Mat. | Codice  |
|  | Scanbody                         |   | 3,3  |     |      | Ti   | PRTS130 |
|                                                                                     | Scanbody                         |   | 3,8  |     |      | Ti   | PRTS131 |
|                                                                                     | Scanbody                         |   | 4,25 |     |      | Ti   | PRTS132 |
|                                                                                     | Scanbody                         |   | 5,0  |     |      | Ti   | PRTS132 |
|                                                                                     | Descrizione                      |   | Ø    | H   | Ang. | Mat. | Codice  |
|  | T-Base                           |   | 3,3  |     |      | Ti   | PRTS140 |
|                                                                                     | T-Base                           |   | 3,8  |     |      | Ti   | PRTS141 |
|                                                                                     | T-Base                           |   | 4,25 |     |      | Ti   | PRTS143 |
|                                                                                     | T-Base                           |   | 5,0  |     |      | Ti   | PRTS143 |



Ø 4.8

● non Rotante

● Rotante

Protesica  
Rimovibile

|                                                                                     | Descrizione                              |   | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---|-----|-----|------|-------------|---------|
|    | Analogo                                  | ● | 4,8 |     |      | Ti          | PRSK000 |
|                                                                                     | Descrizione                              |   | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|    | Vite analogo digitale M 1.6 esagono 1.20 |   |     |     | Ang. | Ti          | PRSK010 |
|                                                                                     | Descrizione                              |   | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|    | Transfer cucchiaio aperto                | ● | 4,8 |     |      | Ti          | PRSK020 |
|                                                                                     | Descrizione                              |   | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|    | Vite di guarigione                       |   | 4,8 | 2,0 |      | Ti          | PRSK030 |
|                                                                                     | Descrizione                              |   | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|    | Moncone calcinabile                      | ● | 4,8 |     |      |             | PRSK040 |
|                                                                                     | Moncone calcinabile per Synocta®         | ● | 4,8 |     |      |             | PRSK041 |
|                                                                                     | Descrizione                              |   | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Moncone calcinabile base cromo           | ● | 4,8 |     |      | Calc. Cr/Co | PRSK050 |
|                                                                                     | Descrizione                              |   | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Moncone provvisorio                      | ● | 4,8 |     |      | Ti          | PRSK060 |
|                                                                                     | Descrizione                              |   | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Moncone Synocta®                         | ● | 4,8 |     |      | Ti          | PRSKS10 |
|                                                                                     | Descrizione                              |   | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Vite passante M 2.0 esagono 1.25         |   | 4,8 |     |      | Ti          | PRSK090 |
|                                                                                     | Vite passante M 2.0 • 1.25 per Synocta®  |   | 4,8 |     |      | Ti          | PRSK091 |
|                                                                                     | Descrizione                              |   | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Locator                                  |   | 4,8 | 1,0 |      | Ti          | PRSK120 |
|                                                                                     | Descrizione                              |   | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Scanbody                                 |   | 4,8 |     |      | Ti          | PRSK130 |
|                                                                                     | Descrizione                              |   | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | T-Base                                   |   | 4,8 |     |      | Ti          | PRSK140 |





Ø 3.5 4.5 5.7

non Rotante

Rotante

Protesica  
Rimovibile

|                                                                                     | Descrizione                              |                                                                                   | Ø   | H   | Ang. | Mat. | Codice  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|------|---------|
|    | Analogo                                  |  | 3,5 |     |      | Ti   | PRSV000 |
|                                                                                     | Analogo                                  |  | 4,5 |     |      | Ti   | PRSV001 |
|                                                                                     | Descrizione                              |                                                                                   | Ø   | H   | Ang. | Mat. | Codice  |
|    | Vite analogo digitale M 1,6 Esagono 1,20 |                                                                                   |     |     |      |      | PRSV010 |
|                                                                                     | Descrizione                              |                                                                                   | Ø   | H   | Ang. | Mat. | Codice  |
|    | Transfer cucchiaio aperto                |  | 3,5 |     |      | Ti   | PRSV020 |
|                                                                                     | Transfer cucchiaio aperto                |  | 4,5 |     |      | Ti   | PRSV021 |
|                                                                                     | Vite transfer cucchiaio aperto           |                                                                                   |     |     |      | Ti   | PRSV022 |
|                                                                                     | Descrizione                              |                                                                                   | Ø   | H   | Ang. | Mat. | Codice  |
|    | Vite di guarigione                       |                                                                                   | 3,5 | 2,0 |      |      | PRSV030 |
|                                                                                     | Vite di guarigione                       |                                                                                   | 4,5 | 3,0 |      |      | PRSV031 |
|                                                                                     | Descrizione                              |                                                                                   | Ø   | H   | Ang. | Mat. | Codice  |
|   | Moncone provvisorio                      |  | 4,5 |     |      | Ti   | PRSV060 |
|                                                                                     | Descrizione                              |                                                                                   | Ø   | H   | Ang. | Mat. | Codice  |
|  | Vite passante M 1,8 Esagono 1,20         |                                                                                   | 3,5 | 2,0 |      | Ti   | PRSV090 |
|                                                                                     | Vite passante M 1,8 Esagono 1,20         |                                                                                   | 4,5 | 3,0 |      | Ti   | PRSV091 |
|                                                                                     | Descrizione                              |                                                                                   | Ø   | H   | Ang. | Mat. | Codice  |
|  | Mua angolato                             |                                                                                   | 3,5 | 2,0 | 17°  | Ti   | PRSV110 |
|                                                                                     | Mua angolato                             |                                                                                   | 3,5 | 3,0 | 17°  | Ti   | PRSV111 |
|                                                                                     | Mua angolato                             |                                                                                   | 3,5 | 4,0 | 30°  | Ti   | PRSV112 |
|                                                                                     | Descrizione                              |                                                                                   | Ø   | H   | Ang. | Mat. | Codice  |
|  | Locator                                  |                                                                                   | 4,5 | 1,0 |      | Ti   | PRSV120 |
|                                                                                     | Descrizione                              |                                                                                   | Ø   | H   | Ang. | Mat. | Codice  |
|                                                                                     | Vite anti svitamento M 1,8               |                                                                                   |     |     |      | Ti   | PRSV130 |
|                                                                                     | Descrizione                              |                                                                                   | Ø   | H   | Ang. | Mat. | Codice  |
|  | Scanbody                                 |                                                                                   | 3,5 |     |      | Ti   | PRSV130 |
|                                                                                     | Scanbody                                 |                                                                                   | 4,5 |     |      | Ti   | PRSV131 |
|                                                                                     | Scanbody                                 |                                                                                   | 5,7 |     |      | Ti   | PRSV132 |
|                                                                                     | Descrizione                              |                                                                                   | Ø   | H   | Ang. | Mat. | Codice  |
|  | T-Base                                   |                                                                                   | 3,5 |     |      | Ti   | PRSV140 |
|                                                                                     | T-Base                                   |                                                                                   | 4,5 |     |      | Ti   | PRSV141 |
|                                                                                     | T-Base                                   |                                                                                   | 5,7 |     |      | Ti   | PRSV142 |



Ø 4.8

non Rotante

Rotante

Protesica  
Rimovibile

|                                                                                     | Descrizione                              |  | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|-----|-----|------|-------------|---------|
|    | Analogo                                  |  | 4,8 |     |      | Ti          | PRSP000 |
|                                                                                     | Descrizione                              |  | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|    | Vite analogo digitale M 1.6 esagono 1.20 |  |     |     | Ang. | Ti          | PRSP010 |
|                                                                                     | Descrizione                              |  | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|    | Transfer cucchiaio aperto                |  | 4,8 |     |      | Ti          | PRSP020 |
|                                                                                     | Descrizione                              |  | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|    | Vite di guarigione                       |  | 4,8 | 2,0 |      | Ti          | PRSP030 |
|                                                                                     | Descrizione                              |  | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|   | Moncone calcinabile                      |  | 4,8 |     |      |             | PRSP040 |
|                                                                                     | Moncone calcinabile per Synocta®         |  | 4,8 |     |      |             | PRSP041 |
|                                                                                     | Descrizione                              |  | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Moncone calcinabile base cromo           |  | 4,8 |     |      | Calc. Cr/Co | PRSP050 |
|                                                                                     | Descrizione                              |  | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Moncone provvisorio                      |  | 4,8 |     |      | Ti          | PRSP060 |
|                                                                                     | Descrizione                              |  | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Moncone Synocta®                         |  | 4,8 |     |      | Ti          | PRSPS10 |
|                                                                                     | Descrizione                              |  | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Vite passante M 2.0 esagono 1.25         |  | 4,8 |     |      | Ti          | PRSP090 |
|                                                                                     | Vite passante M 2.0 • 1.25 per Synocta®  |  | 4,8 |     |      | Ti          | PRSP091 |
|                                                                                     | Descrizione                              |  | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Locator                                  |  | 4,8 | 1,0 |      | Ti          | PRSP120 |
|                                                                                     | Descrizione                              |  | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | Scanbody                                 |  | 4,8 |     |      | Ti          | PRSP130 |
|                                                                                     | Descrizione                              |  | Ø   | H   | Ang. | Mat.        | Codice  |
|  | T-Base                                   |  | 4,8 |     |      | Ti          | PRSP140 |



---

# Protesica Rimovibile



|    | Descrizione             | Ø | H | Ang. | Mat. | Codice   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---|---|------|------|----------|
|                                                                                     | Analogo MUA             |   |   |      | Ti   | PRMUA000 |
|    | Descrizione             | Ø | H | Ang. | Mat. | Codice   |
|                                                                                     | Transfer MUA            |   |   |      | Ti   | PRMUA010 |
|    | Descrizione             | Ø | H | Ang. | Mat. | Codice   |
|                                                                                     | Vite di guarigione MUA  |   |   |      | Ti   | PRMUA020 |
|  | Descrizione             | Ø | H | Ang. | Mat. | Codice   |
|                                                                                     | Vite passante MUA       |   |   |      | Ti   | PRMUA030 |
|  | Descrizione             | Ø | H | Ang. | Mat. | Codice   |
|                                                                                     | Calcinabile MUA         |   |   |      |      | PRMUA040 |
|  | Descrizione             | Ø | H | Ang. | Mat. | Codice   |
|                                                                                     | Moncone provvisorio MUA |   |   |      | Ti   | PRMUA050 |
|  | Descrizione             | Ø | H | Ang. | Mat. | Codice   |
|                                                                                     | T-BASE                  |   |   |      | Ti   | PRMUA060 |



|                                                                                   | Descrizione                                | Ø | H | Ang. | Mat. | Codice   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---|---|------|------|----------|
|  | Kit set Protesico                          |   |   |      |      | PRLOC000 |
|  | Cappette ritentive (blu) - 5 unità         |   |   |      |      | HE-41913 |
|  | Cappette ritentive (rosa) - 5 unità        |   |   |      |      | HE-41914 |
|  | Cappette ritentive (rosso) - 5 unità       |   |   |      |      | HE-41915 |
|  | Cappette ritentive (trasparente) - 5 unità |   |   |      |      | HE-41916 |
|  | Cappette ritentive (nero) - 5 unità        |   |   |      |      | HE-41917 |
|  | Cappette in acciaio - 5 unità              |   |   |      |      | HE-41918 |
|  | O-ring per Locator                         |   |   |      |      | HE-41919 |

|                                                                                    |                   |  |  |  |  |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|--|--|--|----------|
|  | Locator per barra |  |  |  |  | PRLOC000 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|--|--|--|----------|

| NOBEL BIO CARE®             | Ø                    | Codice          |
|-----------------------------|----------------------|-----------------|
| <b>BRANEMARK</b>            |                      |                 |
| T-Base Cerec® NR Alt. 0.5mm | 4.0                  | PRHE-4173 I     |
| T-Base Cerec® NR Alt. 2mm   | 4.0                  | PRHE-41733      |
| T-Base Cerec® NR Alt. 3mm   | 4.0                  | PRHE-41735      |
| <b>NOBEL ACTIVA®</b>        |                      |                 |
| T-Base Cerec® NR Alt. 1mm   | 3.5 NP               | PRHEC-3573 I    |
| T-Base Cerec® NR Alt. 2mm   | 3.5 NP               | PRHEC-35733     |
| T-Base Cerec® NR Alt. 3mm   | 3.5 NP               | PRHEC-35735     |
| T-Base Cerec® NR Alt. 1mm   | 4.3 RP               | PRHEC-4373 I    |
| T-Base Cerec® NR Alt. 2mm   | 4.3 RP               | PRHEC-43733     |
| T-Base Cerec® NR Alt. 3mm   | 4.3 RP               | PRHEC-43735     |
| <b>ZIMMER®</b>              |                      |                 |
| <b>VITE PASSANTE®</b>       |                      |                 |
| T-Base Cerec® NR Alt. 0.5mm | 3.5 - pl 3.7 (Green) | PRHEI-3573 I    |
| T-Base Cerec® NR Alt. 2mm   | 3.5 - pl 3.7 (Green) | PRHEI-35733     |
| T-Base Cerec® NR Alt. 3mm   | 3.5 - pl 3.7 (Green) | PRHEI-35735     |
| T-Base Cerec® NR Alt. 0.5mm | 4.5 RP (Purple)      | PRHEI-4573 I    |
| T-Base Cerec® NR Alt. 2mm   | 4.5 RP (Purple)      | PRHEI-45733     |
| T-Base Cerec® NR Alt. 3mm   | 4.5 RP (Purple)      | PRHEI-45735     |
| <b>STRAUMANN®</b>           |                      |                 |
| <b>TISSUE LEVEL®</b>        |                      |                 |
| T-Base Cerec® NR Alt. 0.9mm | 4,8 RN               | PRHI-4873 I     |
| <b>BONE LEVEL®</b>          |                      |                 |
| T-Base Cerec® NR Alt. 1.5mm | 3.3 NC               | PRHI-3373 I     |
| T-Base Cerec® NR Alt. 3mm   | 3.3 NC               | PRHI-33733      |
| T-Base Cerec® NR Alt. 1.5mm | 4.1 RC               | PRHI-4173 I     |
| T-Base Cerec® NR Alt. 3mm   | 4.1 RC               | PRHI-41733      |
| <b>NEODENT®</b>             |                      |                 |
| <b>GM® GRAND MORSE</b>      |                      |                 |
| T-Base Cerec® NR Alt. 1.5mm | GM                   | PRIBO 360I 63 I |
| T-Base Cerec® NR Alt. 2.5mm | GM                   | PRIBO 360I 633  |
| T-Base Cerec® NR Alt. 3.5mm | GM                   | PRIBO 360I 635  |

| ASTRA®                       | Ø            | Codice          |
|------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>OSSEOSPEED®</b>           |              |                 |
| T-Base Cerec® NR Alt. 1mm    | AQUA 3.5/4.0 | PRHEA-3573 I    |
| T-Base Cerec® NR Alt. 2mm    | AQUA 3.5/4.0 | PRHEA-35733     |
| T-Base Cerec® NR Alt. 3mm    | AQUA 3.5/4.0 | PRHEA-35735     |
| <b>EV®</b>                   |              |                 |
| T-Base Cerec® NR Alt. 1.5mm  | 3.6          | PRIBO 3202 63 I |
| T-Base Cerec® NR Alt. 3mm    | 3.6          | PRIBO 3202 633  |
| T-Base Cerec® NR Alt. 1.5mm  | 4.2          | PRIBO 3203 63 I |
| T-Base Cerec® NR Alt. 3mm    | 4.2          | PRIBO 3203 633  |
| <b>OSSTEM®</b>               |              |                 |
| <b>TS YSTEM®</b>             |              |                 |
| T-Base Cerec® NR Alt. 1mm    | MINI         | PRIBO 300I 63 I |
| T-Base Cerec® NR Alt. 2mm    | MINI         | PRIBO 300I 633  |
| T-Base Cerec® NR Alt. 3mm    | MINI         | PRIBO 300I 635  |
| T-Base Cerec® NR Alt. 1mm    | REGULAR      | PRIBO 3002 63 I |
| T-Base Cerec® NR Alt. 2mm    | REGULAR      | PRIBO 3003 633  |
| T-Base Cerec® NR Alt. 3mm    | REGULAR      | PRIBO 3003 635  |
| <b>ANTHOGYR®</b>             |              |                 |
| <b>AXIOM BL</b>              |              |                 |
| T-Base Cerec® NR Alt. 1.5mm  | RP           | PRIBO 4202 63 I |
| T-Base Cerec® NR Alt. 2.5mm  | RP           | PRIBO 4202 633  |
| T-Base Cerec® NR Alt. 3.5mm  | RP           | PRIBO 4202 635  |
| <b>BIOMET 3i®</b>            |              |                 |
| <b>CERTAIN®</b>              |              |                 |
| T-Base Cerec® NR Alt. 2mm    | NP           | PRHEV-34732     |
| T-Base Cerec® NR Alt. 3mm    | NP           | PRHEV-34733     |
| T-Base Cerec® NR Alt. 2mm    | RP           | PRHEV-41732     |
| T-Base Cerec® NR Alt. 3mm    | RP           | PRHEV-41733     |
| <b>BIOHORIZONS®</b>          |              |                 |
| <b>TAPPERED PRO CONICAL®</b> |              |                 |
| T-Base Cerec® NR Alt. 1mm    | NP           | PRIBO 490I 63 I |
| T-Base Cerec® NR Alt. 2mm    | NP           | PRIBO 490I 63 I |
| T-Base Cerec® NR Alt. 1mm    | RP           | PRIBO 4902 63 I |
| T-Base Cerec® NR Alt. 2mm    | RP           | PRIBO 4902 633  |

|                                                                                     | Descrizione                          | Ø   | Codice   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----|----------|
|    | Analogo Horus                        | 4.0 | PRHOR00  |
|    | Vite analogo digitale M 1.6 Alt 1.25 |     | PRHOR010 |
|    | Vite di guarigione Alt. 5mm          | 4.0 | PRHOR030 |
|    | Vite M1.6 con Unigrip                | 4.0 | PRHOR040 |
|                                                                                     | Vite M.16 Tetralobulare ACS          | 4.0 | PRHOR041 |
|  | Moncone Cementabile Alt. 5mm         | 4.0 | PRHOR050 |
|  | Scanbody Intraorale in Titanio       | 4.0 | PRHOR060 |
|  | T-Base 3G Rotatorio                  | 4.0 | PRHOR070 |
|  | Moncone provvisorio Rotatorio        | 4.0 | PRHOR080 |





## CONTENITORE E RITENZIONI EQUATOR RHEIN83®



Contenitore  
**Acciaio Inox**

Codice:  
**CA01**

Qty. **2**



**Nera**  
Ritenzione  
(solo uso  
laboratorio)

Codice:  
**CA02**

Qty. **4**



**Gialla**  
Ritenzione  
**EXTRA**  
**SOFT**  
**600g**

Codice:  
**CA03**

Qty. **4**



**Rosa**  
Ritenzione

**SOFT**  
**1200g**

Codice:  
**CA04**

Qty. **4**



**Bianche**  
Ritenzione

**STANDARD**  
**1800g**

Codice:  
**CA05**

Qty. **4**



**Viola**  
Ritenzione

**FORTE**  
**2700g**

Codice:  
**CA06**

Qty. **4**

## NORMO


### CONTENITORE E RITENZIONI NORMO RHEIN83®



Contenitore  
**Acciaio Inox**  
Altezza 3,0mm  
Diametro 4,6mm

Codice:  
**CAN01**

Qty. **2**



**Nera**  
Senza tenuta  
sulla sfera  
**(solo uso  
laboratorio)**

Codice:  
**CAN02**

Qty. **6**



**Gialla**  
Ritenzione  
**EXTRA  
SOFT  
500g**

Codice:  
**CAN03**

Qty. **6**



**Rosa**  
Ritenzione  
**SOFT  
900g**

Codice:  
**CAN04**

Qty. **6**



**Bianche**  
Ritenzione  
**STANDARD  
1300g**

Codice:  
**CAN05**

Qty. **6**



**Verde**  
Ritenzione  
**MOLTO  
ELASTICA  
350g**

Codice:  
**CAN06**

Qty. **6**

## MICRO


### CONTENITORE E RITENZIONI MICRO RHEIN83®



Contenitore  
**Acciaio Inox**  
Altezza 2,5mm  
Diametro 3,8mm

Codice:  
**CAM01**

Qty. **2**



**Nera**  
Ritenzione  
**(solo uso  
laboratorio)**

Codice:  
**CAM02**

Qty. **6**



**Gialla**  
Ritenzione  
**EXTRA  
SOFT  
450g**

Codice:  
**CAM03**

Qty. **6**



**Rosa**  
Ritenzione  
**SOFT  
800g**

Codice:  
**CAM04**

Qty. **6**



**Bianche**  
Ritenzione  
**STANDARD  
1100g**

Codice:  
**CAM05**

Qty. **6**



**Verde**  
Ritenzione  
**MOLTO  
ELASTICA  
200g**

Codice:  
**CAM06**


Qty. **6**

# **KIT e strumentario chirurgico**


---

# IDENTIKIT

Oggi puoi individuare la connessione esatta con Identikit, il set ideato e brevettato da Jetimplant per identificare con estrema precisione l'impianto, permettendo di reperire le componenti necessarie per il nuovo progetto di restauro dentale.



La tecnica implantoprotesica è ormai da tempo impiegata con successo sia per piccole che per grandi riabilitazioni dentali. Tuttavia, il medico dentista si trova sempre più frequentemente a dover affrontare il ritrattamento di lavori impianto protesici che nel tempo hanno subito insuccessi, come fratture delle sovrastrutture, difetti estetici e usura delle protesi dentali.




In molti casi le fixtures endosseee (impianti dentali) restano in ottime condizioni per anni, senza necessità di sostituirle. Tuttavia, col passare del tempo può diventare difficile, se non impossibile, reperire le componenti protesiche necessarie per il restauro. Questa difficoltà è spesso legata alla mancanza del cosiddetto “passaporto implantare”, il documento che identifica con precisione l'impianto. È bene ricordare che per tutti gli impianti eseguiti negli anni '90 non esisteva l'obbligo di fornire tale certificato.

## Necessità di identificare gli impianti

La radiografia, sebbene utile, permette di ottenere solo una valutazione parziale della morfologia implantare. Di conseguenza, l'operatore dentale necessita di strumenti dedicati per identificare con estrema precisione l'impianto, in modo da reperire le componenti connessionali necessarie al nuovo progetto di restauro dentale.

Per affrontare questa esigenza, Jetimplant Srl ha brevettato “Identikit”: un set completo di strumenti, sia filettati che esagonali, progettato per supportare la raccolta dei parametri necessari al restauro.

## KIT Identikit 1




### KIT Identikit 1 Contenuto

#### DESCRIZIONE

- 11 Strumenti **Identikit filettati**
- 2 Strumenti **Identikit filettati IMZ®**
- 13 Strumenti **Identikit esagonali**
- 1 Strumento **Identikit quadro**
- 1 Strumento **Identikit ottagonale**

## KIT Identikit 2



### KIT Identikit 2 Contenuto

#### DESCRIZIONE

- |              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| 1 Chiave     | <b>Torx 5.5</b>                 |
| 1 Chiave     | <b>Torx 6.0</b>                 |
| 1 Chiave     | <b>Esagonale 0.9</b>            |
| 1 Chiave     | <b>Esagonale 1.15</b>           |
| 1 Chiave     | <b>Esagonale 1,2</b>            |
| 1 Chiave     | <b>Esagonale 1.25</b>           |
| 1 Chiave     | <b>Esagonale 1.3</b>            |
| 1 Chiave     | <b>Esagonale 1.5</b>            |
| 1 Chiave     | <b>Esagonale 1.7</b>            |
| 1 Chiave     | <b>Quadra 0.9</b>               |
| 1 Chiave     | <b>Taglio 1.6</b>               |
| 1 Chiave     | <b>Locator</b>                  |
| 1 Chiave     | <b>Equator</b>                  |
| 1 Chiave     | <b>TPA</b>                      |
| 1 Chiave     | <b>Multy Unit</b>               |
| 1            | <b>Cricchetto</b>               |
|              |                                 |
| 11 Strumenti | <b>Identikit filettati</b>      |
| 2 Strumenti  | <b>Identikit filettati IMZ®</b> |
| 13 Strumenti | <b>Identikit esagonali</b>      |
| 1 Strumento  | <b>Identikit quadro</b>         |
| 1 Strumento  | <b>Identikit ottagonale</b>     |

#### Raccomandazioni:

Identikit è venduto NON sterile quindi prima dell'utilizzo procedere alla sterilizzazione.

Per la detersione non utilizzare sostanze corrosive che possono deteriorare il portaoggetti in alluminio.

# IDENTICARD

REVERSE ENGINEERING SYSTEM

Il ritrattamento di vecchie riabilitazioni implantari è spesso ostacolato dalla mancanza del "passaporto implantare" e dalla difficoltà di reperire la giusta componentistica. Con Identocard e Identikit Keys, si è ideato un sistema unico per identificare in modo intuitivo e preciso le fixture sconosciute. Partendo dall'analisi della vecchia protesi e dell'abutment, è possibile risalire a tutti i dati necessari per ordinare i nuovi componenti, azzerando gli errori di interpretazione.



## Perché scegliere Identocard?

- Copertura Totale: le figure geometriche e filettate presenti coprono la maggior parte degli impianti commercializzati negli ultimi 30 anni.
- Versatilità: l'identificazione avviene fuori dal cavo orale e può essere eseguita anche da personale non medico (es. dall'odontotecnico).
- Efficienza: è uno strumento semplice e indispensabile per affrontare il restauro di protesi su impianti di cui si è persa traccia.
- Igiene e Sicurezza: realizzata in acciaio inox, è totalmente lavabile e sterilizzabile in autoclave a vapore dopo ogni utilizzo.
- Esclusività: l'innovazione di Identocard è tutelata e protetta da due tipologie di brevetto.



## Identikit Keys

Identikit Keys estende questo potenziale al laboratorio, dando alla figura professionale del protesista in studio un ruolo centrale nell'identificazione dell'impianto e dell'abutment.

- Gestione Multipla: comprende tutte le figure dell'Identocard, ma la sua struttura è specificamente progettata per agevolare il riconoscimento di abutment multipli e intere arcate.
- Ottimizzazione del Lavoro: spostando le operazioni fuori dalla bocca del paziente, offre un contributo prezioso allo studio in termini di rapidità nella scelta dei componenti corretti.
- Evoluzione Continua: è costruito per essere facilmente aggiornato in futuro, aggiungendo le nuove connessioni che si presenteranno sul mercato.
- Brevettato: anche il sistema Identikit Keys è rigorosamente protetto da 2 tipologie di brevetto.




# KIT 118

## Set di strumenti universali per implantoprotesi

Gli strumenti inclusi nel set sono universali e compatibili con il 95% delle linee implantologiche attualmente disponibili sul mercato. Possono essere utilizzati manualmente oppure inseriti nell'apposita chiave dinamometrica a cricchetto, per effettuare serraggi controllati secondo le specifiche previste dalle diverse linee implantari.

Si tratta di uno strumento indispensabile per il Medico Chirurgo, che può così operare anche su sistemi implantari differenti da quelli di uso quotidiano, e per il laboratorio odontotecnico, che necessita di lavorare su componenti protesiche di varia provenienza.

Tutti gli strumenti del set sono realizzati in acciaio medico temprato, conforme alle direttive europee vigenti. L'intero set è lavabile, detergibile e sterilizzabile in autoclave.



Tutti i marchi e i loghi sono di proprietà dei legittimi proprietari e sono utilizzati solo a scopo esplicativo per far meglio comprendere le caratteristiche dei prodotti venduti.



# KIT CACCIAVITI LABORATORIO

**Kit cacciaviti da Laboratorio** per implantoprotesi.

Il **kit cacciaviti da Laboratorio** Jetimplant viene utilizzato per il serraggio delle componentistiche protesiche Implantari.

Gli strumenti in dotazione sono universali e coprono grossa parte delle linee implantologiche esistenti in commercio (95%).

Dotati di comoda impugnatura, i cacciaviti vengono usati dal tecnico, il quale può operare sulle differenti componenti protesiche.

I materiali utilizzati per tutti gli strumenti sono l'acciaio temprato medicale e l'alluminio, a norma con le direttive europee.

Tutto il set da Laboratorio è detergibile ed autoclavabile.



Tutti i marchi e i loghi sono di proprietà dei legittimi proprietari e sono utilizzati solo a scopo esplicativo per far meglio comprendere le caratteristiche dei prodotti venduti.



# KIT CACCIAVITI LABORATORIO



**Esagono**  
mm 1.2



Codice:  
**CKE-1.2**



**Torx**  
foro  
angolato



Codice:  
**CKT-FA**



**Esagono**  
mm 1.25



Codice:  
**CKE-1.25**



**Quadro**



Codice:  
**CK-EQ**



**Torx**



Codice:  
**CKT-5.5**



**Triangolo**



Codice:  
**CK-LOC**



**Torx**



Codice:  
**CKT-6**

# BROKEN SCREW EXTRACTOR KIT

Una vite rotta all'interno di un impianto è un problema serio seppur non molto frequente. Con il sistema BROKEN SCREW EXTRACTOR KIT, si può rimuovere la vite rotta dall'impianto, qualora questa non sia stata cementata o non sia stata danneggiata la filettatura interna all'impianto in un precedente tentativo di rimozione. Nel 90% dei casi si potrà svitare facilmente la vite rotta ma l'operazione va eseguita con molta perizia, pazienza e attenzione. Il tempo occorrente per la rimozione può dipendere da molteplici fattori, tra cui la posizione dell'impianto che può facilitare o complicare l'operazione.

Il "Broken Screw EXTRACTOR Kit" è già disponibile per molte marche d'impianti. Su ordinazione, si può personalizzare per quasi tutte le marche presenti sul mercato, non disponibili a magazzino.



#### Confezione contenente

- 1 Fresa ad artiglio
- 1 Fresa speciale
- 1 Centratore manuale
- 1 Corpo estrattore

Codice:

**680**

Il kit broken screw potrebbe avere problemi di ingombro nei settori posteriori che ne precluderebbero il funzionamento. È importante valutarne l'uso quando si verifica questa condizione.

# EQUIPARABILI

Abutment e sovrastrutture implantologiche



Protesica  
**Rimovibile**

Via privata Emilia Romagna, 13  
26855 • Lodi Vecchio • (LO)  
(+39) 334.83.67.220  
[info@protesicarimovibile.com](mailto:info@protesicarimovibile.com)  
[www.protesicarimovibile.com](http://www.protesicarimovibile.com)

