


RETENTION FIBER POSTS



Bio Clinic

FORNITURE DENTALI

Novità!



RETENTION LINE

1,46 - 1,66 - 1,86 mm

1,20 - 1,40 - 1,60 mm

HS

È stato progettato in seguito alle richieste di molti dentisti che cercavano un perno conico di piccole dimensioni e con un diametro estremamente ridotto nella parte apicale.

Con una lunghezza di 18 mm, è il perno conico ideale che può essere utilizzato nella maggior parte dei casi clinici senza problemi.

È disponibile una fresa speciale per ogni diametro, calibrato in base alla dimensione esatta del perno

FRESA HS



● FCO50 ● FCO70 ● FCO90

FRESA SIMPLEX



● FCI120 ● FCI140 ● FCI160

SIMPLEX


È l'evoluzione moderna dei classici perni di fibra cilindrica.

Un nuovo design lo caratterizza :

18mm di pura forza di ritenzione.

La forma allungata ed estremamente compatta, specialmente nell'area apicale, permette di posizionare facilmente il perno anche nelle radici strette e affusolate.

MATERIALE



FIBRA DI VETRO



FIBRA DI QUARZO



NANO CERAMICO

0,5 - 0,7 - 0,9 mm

0,4 - 0,5 - 0,6 mm

RETENTION COBRA

Per la costruzione di monconi di grande dimensione è spesso necessario utilizzare grandi quantità di materiale composito che a volte è sostenuto da perni di diametro inadeguato.

Per evitare il fallimento di questo tipo di ricostruzione è consigliabile supportarli con perni di diametro proporzionato e soprattutto con la parte coronale della giusta dimensione.

Con una lunghezza di 16 mm, tutti i perni della linea Cobra sono ideali per questo tipo di ricostruzione.

FRESA CONICA COBRA




FCO70	FCO90	FCO110
-------	-------	--------

FRESA CILINDRICA COBRA



FCI120	FCI140
--------	--------

MATERIALE



FIBRA DI VETRO



FIBRA DI QUARZO



NANO CERAMICO

1,25 - 1,45 - 1,65 mm

1,4 - 1,6 mm

CILINDRICAL COBRA

CONICAL COBRA

0,7 - 0,9 - 1,10 mm

1,2 - 1,4 mm



Info e Ordini
392.6238637



di Pravatà Ivan
Via Boves, 5
13039 – Trino (VC)

Tel. / WhatsApp : **392.6238637**

E-mail : bioclinic2020@gmail.com